

# TRIMPEKS

new health dimensions



# 2023



## ÜRÜN KATALOĐU

## pM-100 *fastTest*

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Sipariş Kodu: M020751  
ÜTS: 8698864011281



- 1 5 saniyede ölçüm
- 2 0,5 µl kan numunesi ile ölçüm
- 3 Kod anahtarsız ölçüm
- 4 4 ölçüm hatırlatma alarmı
- 5 300 ölçüm hafızası
- 6 Bilgisayara veri aktarımı özelliği
- 7 Büyük LCD ekran
- 8 Hipoglisemi ve hiperglisemi göstergesi
- 9 7-14-30 günlük ölçüm ortalaması
- 10 Düşük ve yüksek ölçüm aralıklarını ayarlama
- 11 Alternatif bölge testi: Avuç içi/Kol

## *fastTest*

KAN LANSETİ


Sipariş Kodu: M021962  
ÜTS: 8698864013575



## pM-100 *fastTest*

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ

Sipariş Kodu: M020752  
ÜTS: 5060186753621



## FASTFINE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ



4MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026605  
ÜTS: 6945630106408



5MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026609  
ÜTS: 6945630106613



6MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026606  
ÜTS: 6945630106385



8MM-31G-100  
Sipariş Kodu: M026607  
ÜTS: 6945630106392

## fasTest Hblyzer

### HB HEMOGLOBİN ÖLÇÜM SİSTEMİ

Fasttest Hblyzer kılcal ve venöz tam kanda Hemoglobin (Hb) ve Hematokrit (Hct) miktarının tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistem anemi gibi klinik durumlarda sağlık profesyonelleri tarafından vücut dışında (in vitro diagnostik kullanım) ve fiziki muayenelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Sipariş Kodu: M020780

ÜTS: 8698864014954

## fasTest Hblyzer

### HB HEMOGLOBİN TEST STRİPLERİ SİSTEMİ



Sipariş Kodu: M020781

ÜTS: 8698864014961

- 1 15 saniyede ölçüm
- 2 10 ul küçük kan örneği
- 3 Tarih&saat ile birlikte 300 kayıt hafızası
- 4 Seçilebilir 3 ölçüm birimi
- 5 Taşıma çantası
- 6 Büyük LCD ekran
- 7 Otomatik kapanma

## fasTest DailyCheck

### KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Kullanım kolaylığı ve hızlı tepki süresi ile tanınan Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, in vitro teşhis için yalnızca az miktarda kan kullanarak doğru sonuçları işlemek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, hastaneler ve klinikler gibi evde ve profesyonel ortamlarda, örneğin bir sandalyede veya hasta yatağının yanında oturmak gibi farklı konumlardaki alternatif yerlerden elde edilen toplam kan şekeri düzeylerini izlemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kontrastlı ekran, büyük simgeler ve büyük sayılar, test sonuçlarının okunmasını kolaylaştırır.



Sipariş Kodu: M020775

ÜTS: 8698864016071

## fasTest DailyCheck

### KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ



Sipariş Kodu: M020776

ÜTS: 8698864016088

- 1 5 saniye ölçüm süresi
- 2 1 µl kan örneği
- 3 Kodlama gerekmez
- 4 Test programı için alarm
- 5 Tarih ve saat ile 360 test hafızası
- 6 7, 14 ve 28 gün boyunca ortalama mmol/L veya mg/dL (değiştirilebilir)

## RespiAid P2

### TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

- 1 Hafif, 1,98 kg
- 2 Mini Boyut: 221 x 85 x 160mm, çok küçük boyutlu, taşınması kolay
- 3 5 Seviye Akış Ayarı: 1-5 seviye arası akış ayarı farklı oksijen taleplerini karşılayabilir
- 4 Tetiklemeli Oksijen Temini: Plusmed RespiAid P2, 5 litreye eşdeğerdir
- 5 Yüksek Verimli Moleküler Elek: Verimli adsorpsiyon kapasitesi, daha saf oksijen saflaştırabilir
- 6 Güçlü Kompresör: Güçlü kompresör istikrarlı çalışma sağlar
- 7 Üçlü Filtrasyon: Hava polenini, büyük parçacıkları, tozu ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde engeller
- 8 Pil: 8 hücreli standart pil ile 4 saate kadar



Sipariş Kodu: M023013  
ÜTS: 8698864015685

## pM-KN01

### OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

- 1 Oksijen Yoğunluğu: %93±%3
- 2 Oksijen Akışı: 0-5 L/dk
- 3 Çıkış Basıncı: 0,04-0,07 Mpa
- 4 Büyük LCD Ekran
- 5 Alarmlar: Elektrik Kesintisi Alarmı, Düşük Saflık Alarmı, Yüksek Basınç Alarmı, Düşük Basınç Alarmı
- 6 Yangın Valfi

Sipariş Kodu: M023022  
ÜTS: 8698864012950



## OxyPlus

### OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ - 10 lt/dk

- 1 Akış Aralığı: 1~10L/dk
- 2 Oksijen Konsantrasyonu: %93(±%3)
- 3 Maksimum Çıkış Basıncı: 20kPa~50kPa (2,9psi~7,25psi)
- 4 LCD Ekran
- 5 Alarmlar: Yüksek ve Düşük Oksijen Saflığı Alarmı, Sistem Arızası Alarmı
- 6 Nebulizatörlü
- 7 Ses Seviyesi: ≤59dB (A)

Sipariş Kodu: M023030ÜTS:  
8698864015999



## RespiAid Mesh-01

### Mesh Nebülizatör

Plusmed RespiAid Mesh-01, astım, alerji vb. solunum yolu hastalıklarının tedavisi için tasarlanmıştır. Kendinden uyarımlı titreşim devresi sayesinde püskürtme başlığı içindeki seramik levhalar ve metal örgü yüksek bir frekansta titreştirilir ve bu da metal örgünün mikro-örgüsü boyunca sıvının akmasını ve inhalant aerosol oluşturmak için çıkmasını ve püskürtülmesini sağlar.



- 1 Değişirilebilir ilaç haznesi
- 2 Sessiz tasarım
- 3 Çift güç seçeneği (2 x 1.5 V AA pil veya Micro USB 5 V)
- 4 Parçacık boyutu  $\leq 5\mu$
- 5 Nebülizasyon oranı  $\geq 0.20$  ml/dk
- 6 İlaç haznesi kapasitesi  $\leq 8$  ml
- 7 Aksesuarlar: İlaç haznesi | Ağızlık | Yetişkin maskesi | Çocuk maskesi | USB kablosu | Saklama çantası | Pil

## COMPACT NEB

### Compressor Nebulizer

- 1 Ideal for All Ages
- 2 Effective medication nebulization
- 3 Handle for Easy Carry
- 4 One-Button Operation
- 5 Light Weight
- 6 Easy to Clean
- 7 Latex Free



## RespiAid CPAP

CPAP SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022507  
ÜTS: 8698864015647



## RespiAid AutoCPAP

OTOCAPAP SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022508  
ÜTS: 8698864015654



## RespiAid BPAP-30T

BPAP S SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022509  
ÜTS: 8698864015661



## RespiAid BPAP-30T Pro

BPAP ST SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022510  
ÜTS: 8698864015678

## pM-FM4

### TAM YÜZ MASKESİ

pM-FM4 Tam Yüz Maskesi, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane / kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.



- 1 Hafif
- 2 Esnek
- 3 Sessiz
- 4 Ayarlanabilir kafa bandı
- 5 Ebatlar: Small (S), Medium (M), Large (L)

**SMALL**  
Sipariş Kodu: M027184  
ÜTS: 8698864015845

**MEDIUM**  
Sipariş Kodu: M027185  
ÜTS: 8698864015852

**LARGE**  
Sipariş Kodu: M027186  
ÜTS: 8698864015869

## pM-NM4

### NAZAL MASKE

pM-NM4 Nazal Maske, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane/kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.



- 1 Hafif
- 2 Esnek
- 3 Sessiz
- 4 Ayarlanabilir kafa bandı
- 5 Ebatlar: Small (S), Medium (M), Large (L)

**SMALL**  
Sipariş Kodu: M027187  
ÜTS: 8698864015876

**MEDIUM**  
Sipariş Kodu: M027188  
ÜTS: 8698864015883

**LARGE**  
Sipariş Kodu: M027189  
ÜTS: 8698864015890

## OxyCheck

### PULSEOKSİMETRE

Plusmed OXYCHECK II, arter SPO2 ve PR tespiti için non-invaziv ve sürekli özelliklere sahip bir tür yenilikçi tıbbi tespit cihazıdır. Plusmed OXYCHECK II taşınabilir bir cihazdır ve bu cihazla SPO2 ve PR değerini hızlı ve hassas bir şekilde ölçmek kolaydır.

- 1 Büyük ekran
- 2 Kan oksijen saturasyonu seviyesi ve nabız
- 3 SpO2 ve PR dalga formları
- 4 Perfüzyon İndeksi (PI)
- 5 Kolay kullanım
- 6 Yüksek doğruluk
- 7 Düşük pil göstergesi
- 8 8 saniye içinde otomatik kapanma
- 9 4 yönde görüntülenen ekran



**Sipariş Kodu: M061607**  
ÜTS: 8698864015562

## pM-7E A

### ELEKTİRİKLİ ASPİRATÖR CİHAZI

Mobil Aspiratör Cihazı; hastalık, koma ve ameliyat sonrası evde bakımı devam eden, balgam çıkarmakta güçlük çeken hastalarda veya kan gibi sıvıların aspirasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca klinik uygulamalarda, acil servislerde, ameliyathanelerde ve hasta odalarındaki tıbbi bakımlarda da sık kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz yağlama gerektirmez.

- 1 Yüksek negatif basınç (18 l/dk.)
- 2 Yağsız pompa sistemi
- 3 Entegre sıvı kabı
- 4 Düşük ses seviyesi
- 5 Portatif tasarım



Sipariş Kodu: M024901  
ÜTS: 8698864001015

## pM-AD01

### Havalı Yatak Sistemi - Boru tipi

Bu havalı yatak sistemi, hastanın rahatını optimize ederken, basınç ülseri görülme oranını azaltmayı amaçlar. Acil bir durumda, yatağın havasını hızlı bir şekilde indirmek için, CPR bandını çekilerek yatak defibrilatör kullanımına hazır hale getirilebilir.

- 1 Hava ventilasyon özelliği
- 2 A-B sırasındaki borular ile dalgalı şişme
- 3 Dayanıklı, kaliteli PVC
- 4 Kullanımı kolay
- 5 Ayarlanabilir
- 6 Daha az ses, titreşim, ısınma
- 7 Kancaları sayesinde yatağa kolay montaj



Sipariş Kodu: M022141  
ÜTS: 8698864007123

## pM-2012 PLUS

### Baloncuklu Havalı Yatak Sistemi

Uzun süre yatarak tedavi görecekle ya da yatağa bağımlı hastaların ev ortamındaki konforunu sağlamaya ve aynı zamanda basınçtan kaynaklanan ülseri önlemeye yardımcı olur.

- 1 Kolay kullanım
- 2 Ayarlanabilir basınç
- 3 Maks. ağırlık kapasitesi: 130 kg
- 4 Düşük ses seviyesi



Sipariş Kodu: M022180  
ÜTS: 8698864013322

## pM-101

Kalem Tipi Dijital Derece

Vücudun farklı bölgelerinden ölçüm yapılabilmesi için uygundur (ağız, koltuk altı, rektum).

- 1  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  doğru ölçüm
- 2 60 saniyede ölçüm
- 3 Son ölçüm hafızalı
- 4 Sesli uyarı

Sipariş Kodu: M029423  
ÜTS: 8698864017642



## UltraScan

Kızılötesi Beden Termometresi - Alın Tarama ve Kulaktan

Bu termometre kızılötesi teknoloji ile vücudu (arteri sağdan sola veya soldan sağa tarayarak şakak ölçümü) ve nesne sıcaklıklarını (bebeğin biberonunda, banyosunda veya yüzeyinde süt) ölçer. Saniyeler içinde birden fazla ölçüm yapar ve en iyi sonucu gösterir. Bu özellik tüketiciler için daha doğru sıcaklık ölçümü sağlar.

- 1 Ölçüm Bölgesi: Alından/Kulaktan
- 2 Otomatik Kapanma
- 3 2 saniyede ölçüm
- 4 3 Renkli Alarm
- 5 5 Ölçüm Modu (Alın, Kulak, Gıda, Sıvı ve Ortam)
- 6 Probsuz kullanım

Sipariş Kodu: M020432  
ÜTS: 8698864015395





## pM-TE01

### TENS + EMS TERAPİ SİSTEMİ

TENS+EMS terapi sistemi, 2 kanallı ve dijital göstergeye sahiptir. TENS (Transkutan Elektriksel Stimülasyon) kronik ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır. EMS (Nöromusküler elektriksel stimülasyon) ise kas spazmların giderilmesinde, hareketsizlik atrofisinin önlenmesi veya geciktirilmesinde, lokal kan dolaşımının artırılmasında, kaslara yeniden hareket kazandırılmasında etkilidir.

- 1 8 farklı terapi programı
- 2 2 kanallı
- 3 Düşük pil seviyesi uyarısı
- 4 Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
- 5 12 kademe zamanlayıcı
- 6 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M026501  
ÜTS: 8698864007703



## pM-K05 Jumbo

### OTOMATİK KOLDAN ÖLÇEN TANSİYON ALETİ

pM-K05 Jumbo ile her gün, kolayca ve güvenle tansiyon ölçümü yapılabilir. Geniş LCD ekranı sayesinde ise ölçüm sonucu rahatlıkla okunabilir.

- 1 Geniş LCD ekran
- 2 2x120 ölçüm hafızası
- 3 Hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi
- 4 Düzensiz kalp atımı göstergesi
- 5 Son 3 ölçümün ortalaması
- 6 Geniş kaf ölçüsü
- 7 Pil uyarı sembolü
- 8 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M028732  
ÜTS: 8698864013452



## pM-8197W

### TAM OTOMATİK BİLEKTEN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 2 Doğru Ölçüm
- 3 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 4 Hızlı Sonuç
- 5 Sessiz Şişirme
- 6 Otomatik Kapanma

Sipariş Kodu: M028740  
ÜTS: 8698864016484



## pM-A01S

Mekanik Koldan Ölçen Tansiyon Aleti

pM-A01S ile tansiyon ölçümleri, kaf/steteskop dinleme yöntemi kullanılarak yapılır. Bu özellik sayesinde daha güvenli bir ölçüm sağlanmış olur.

- 1 Dayanıklı metal kadran
- 2 Harici, hafif tekli steteskop
- 3 Krom kaplama pirinç hava boşaltım valfi
- 4 Ölçüm Aralığı: 0-300 mmHg;
- 5 Doğruluk:  $\pm 3$  mmHg

Sipariş Kodu: M029330  
ÜTS: 8698864013230



## PERFECT

Mekanik / Profesyonel Tansiyon Aleti

- 1 0-300 mmHg skala
- 2 Aneroid tip
- 3 Nikel kaplama kromaj
- 4 48mm manometre
- 5 Dayanıklı kumaş
- 6 Çift hortum sistemi

YETİŞKİN

Sipariş Kodu: M021627  
ÜTS: 5060186752969

ÇOCUK

Sipariş Kodu: M021628  
ÜTS: 5060186752976



**plusmed**

**PM-ST71**

Stetoskop - Tek Taraflı

Sipariş Kodu: M020180t  
ÜTS: 8698864015524



**plusmed**

**PM-ST72**

Stetoskop - Çift Taraflı

Sipariş Kodu: M020186  
ÜTS: 8698864015531

## GUARDY

### TANSİYON ALETİ - OTOMATİK KOLDAN ÖLÇEN

„Guardy“ 4 kullanıcı tarafından kullanılabilir ve ölçüm sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği hipertansiyon risk sınıflamasına göre sınıflandırır.

- 1 4 farklı kullanıcı için, toplam 120 hafızalı (tarih ve saat ile birlikte)
- 2 Düzensiz kalp atımı göstergesi
- 3 WHO hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi
- 4 Son 3 ölçümün ortalaması
- 5 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M028741  
ÜTS: 6970392216034



## STEAMY

### NEBULİZATÖR - KOMPRESÖRLÜ

- 1 6cc. ilaç haznesi
- 2 Çocuk ve yetişkin maskesi
- 3 Nebulizatör kiti
- 4 MMAD: 3 µm

Sipariş Kodu: M029724  
ÜTS: 8698864013339



## TRULY

### Dijital Derece - KIZILÖTESİ TEMASSIZ

Renkli uyarı sembolleri ile temassız olarak ortam ve vücut sıcaklığı ölçümü yapmaktadır. Tabanca tipi yapısı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

- 1 0,5 saniyede ölçüm
- 2 Işıklı LCD ekran
- 3 Yüksek ateş uyarısı
- 4 32 hafıza
- 5 °C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi
- 6 Otomatik kapanma
- 7 Renkli Isı ikazı



## SMILKY

### GÖĞÜS POMPASI – ELEKTRİKLİ

- 1 10 farklı hız ayarı
- 2 Silikon yastıklı
- 3 BPA içermez
- 4 LCD ekran
- 5 Pil ve adaptör ile çalışabilme özelliği
- 6 Sessiz çalışma

Sipariş Kodu: M027501  
ÜTS: 8698864007666



## FONDLY

### ELEKTRONİK BEBEK BASKÜLÜ

- 1 Daha az ses, Daha az titreşim
- 2 4 adet yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensörü
- 3 Otomatik açma ve otomatik kapanma
- 4 Dara fonksiyonu
- 5 Otomatik kilitleme / tutma işlevi
- 6 Düşük pil ve aşırı yük göstergesi
- 7 Birim dönüştürme anahtarı
- 8 Mezura ile birlikte

Sipariş Kodu: M024324  
ÜTS: 8698864015753



## PRAKTISCH

### KONUŞAN OTOMATİK DİJİTAL TANSİYON ALETİ

- 1 Geniş Dijital ekran
- 2 120 hafıza
- 3 2 dilde sesli yardım
- 4 Hipertansiyon risk sınıflandırması
- 5 göstergesi
- 6 Düzensiz kalp atımı göstergesi
- 7 Son 3 ölçüm ortalaması
- 8 Pil uyarı sembolü
- 9 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M028723  
ÜTS: 8698864015494



Sipariş Kodu: M028734  
ÜTS: 8698864013476

## CLEVER

### DİJİTAL TANSİYON ÖLÇÜM ALETİ - KOLDAN

- 1 Kolay Kullanım
- 2 Hipertansiyon Risk Göstergesi
- 3 Düzensiz Kalp Atışı Algılayıcısı (IHB)
- 4 Son 3 Ölçümün Ortalaması
- 5 2x 120 Hafıza
- 6 Hassas Ölçüm
- 7 Osilometrik Ölçüm
- 8 Klinik Olarak Test Edilmiş

## SMART

### DİJİTAL TANSİYON ÖLÇÜM ALETİ - KOLDAN

- 1 Akıllı Dizayn
- 2 Masa Destekli
- 3 Hipertansiyon Risk Göstergesi
- 4 Düzensiz Kalp Atışı Algılayıcısı (IHB)
- 5 Son 3 Ölçümün Ortalaması
- 6 2 x 120 Hafıza
- 7 Saat ve Gün Gösterimi
- 8 Rahat Kullanım

Sipariş Kodu: M028733  
ÜTS: 8698864013469



## INTELLIGENT

TAM OTOMATİK KOLDAN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 2 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 3 Doğru Ölçüm
- 4 Hızlı Sonuç
- 5 Sessiz Şişirme
- 6 Otomatik Kapanma

Sipariş Kodu: M028738  
ÜTS: 8698864016460



## GENTLE

TAM OTOMATİK BİLEKTEN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 2 Doğru Ölçüm
- 3 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 4 Hızlı Sonuç
- 5 Sessiz Şişirme
- 6 Otomatik Kapanma

Sipariş Kodu: M028739  
ÜTS: 8698864016477



## FB2405

TENS + EMS İKİLİ TERAPİ ELEKTRİKSEL STİMÜLATÖR

- 1 8 farklı terapi programı
- 2 2 kanallı
- 3 Düşük pil seviyesi uyarısı
- 4 Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
- 5 12 kademe zamanlayıcı
- 6 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M029001  
ÜTS: 4260157890213




## PROVAC

ELEKTRİKLİ ASPIRATÖR CİHAZI

- 1 Düşük akış, orta vakum ve şık tasarım
- 2 Yağsız pistonlu pompa
- 3 Uygun basınç seviyesini seçmek için ayarlanabilir basınç düğmesi
- 4 Taşıma koruması sıvının pompaya girmesini etkili ve güvenli bir şekilde önler

Sipariş Kodu: M024906  
ÜTS: 8698864015548



## BABYGERÄUSCH

Fetal Dopler

- 1 El/Cep Tipi Tasarım
- 2 Doğru Sonuç
- 3 Şarj Edilebilir Batarya
- 4 Hafif
- 5 LCD Ekran
- 6 Arka Işık
- 7 3.0 MHz Ultrason Frekansı
- 8 Batarya Seviyesi Göstergesi
- 9 3 FHR modu: Manuel, Gerçek Zamanlı ve Ortalama
- 10 Ayarlanabilir Ses Seviyesi
- 11 Sesli Alarm

Sipariş Kodu: M067713  
ÜTS: 8698864016453





## VITANEB HANDY

### Piston Kompresörlü Nebulizatör

Vitaneb Handy nebulizatör güçlü kompresörüyle rahat ve kolay bir kullanım imkanı verir. Astım, alerjiler ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarının reçeteli ilaçlarla tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Vitaneb Handy, kullanılacak ilacı buhar haline getirerek ağızlık veya maske vasıtasıyla solunmasını sağlar.

- 1 Ortalama Nebulizasyon Hızı > 0,32 ml/dk
- 2 Çalışma Modu: 24 saat sürekli
- 3 Akış Hızı: 5-8 LPM
- 4 MMAD: 3 µm

Sipariş Kodu: M029726  
ÜTS: 8698864015418



## MOBINEB

### Mesh Nebulizör Cihazı

- 1 Şarj edilebilir bataryalı
- 2 Değiştirilebilir ilaç haznesi
- 3 İki seviye nebulizasyon hızı
- 4 Partikül boyutu <5 µm
- 5 Büyük ilaç haznesi
- 6 Sessiz çalışma
- 7 Hafif
- 8 Çift güç seçeneği
- 9 Aksesuarlar:
  - İlaç haznesi
  - Çocuk maskesi
  - Yetişkin maskesi
  - USB kablosu

Sipariş Kodu: M029559  
ÜTS: 8698864016705





## PLANOPHON

### STETOSKOP

- 1 Alüminyum dinleme çanı
- 2 Yetişkin, çocuk boyları  
Çap: 45mm(yetişkin),35mm(çocuk)
- 3 Yumuşak kulaklık uçları
- 4 Kulaklık uçlarının değişebilme özelliği
- 5 Ortası güçlendirilmiş Y-biçimli plastik tüp

## ALTO II, III, IV

### STETOSKOP

- 1 Dayanıklı «Y» boru
- 2 Çift Başlı
- 3 Yumuşak kulak uçları
- 4 Paslanmaz çelik
- 5 Renkler: Yetişkin (siyah, yeşil),  
Çocuk (mavi, kırmızı, gri),  
Yenidoğan (yeşil, kırmızı, gri)



**ALTO II - YETİŞKİN (SİYAH)**  
Sipariş Kodu: M020316  
ÜTS: 4260157892019



**ALTO III - ÇOCUK (KIRMIZI)**  
Sipariş Kodu: M020321  
ÜTS: 4260157892040



**ALTO IV - YENİDOĞAN (YEŞİL)**  
Sipariş Kodu: M020325  
ÜTS: 4260157892071



### ÇOCUK

Sipariş Kodu: M020307  
ÜTS: 4260157891029

### YETİŞKİN

Sipariş Kodu: M020301  
ÜTS: 4260157891012

## KONSTANTE II

### TANSİYON ALETİ

### MEKANİK / PROFESYONEL

- 1 Manometre çapı:50 mm  
(0-300 mmHg skala)
- 2 Çift hortum sistemi
- 3 Yumuşak saklama çantası
- 4 Kancalı manşon  
(Yapışkanlı manşon - opsiyonel)
- 5 Yetişkin, çocuk manşon boyları

## MX ELEKTROCERRAHI ÜNİTESİ – 300 WATT

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Oto Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 4 Bipolar, 7 Monopolar Mod
- 5 Endoskopik (endocut) mod
- 6 2 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 7 Eşzamanlı Pıhtılaşma
- 8 30 Kullanıcı Ayarlı Program
- 9 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 10 Yükseltilebilirlik: Işın Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör/ Duman Tahliye Cihazı
- 11 Sesli ve Görsel Alarmlar



Sipariş Kodu: M066850  
ÜTS: 8698864013636

## LX ELEKTROCERRAHI ÜNİTESİ – 200 WATT

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Oto Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 2 Bipolar, 6 Monopolar Mod
- 5 1 Monopolar, 1 adet Bipolar Çıkış
- 6 1 Kullanıcı Ayarlanabilir Program
- 7 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 8 Yükseltilebilirlik: Işın Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör/ Duman Tahliye Cihazı
- 9 Sesli ve Görsel Alarmlar



Sipariş Kodu: M066851  
ÜTS: 8698864013643

## EASY + ELEKTROCERRAHI ÜNİTESİ – 300 WATT

- 1 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 2 Oto Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 3 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 4 2 Bipolar, 7 Monopolar Mod
- 5 Endoskopik (endocut) mod
- 6 1 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 7 10 Kullanıcı Ayarlı Program
- 8 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 9 Yükseltilebilirlik: Işın Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör/ Duman Tahliye Cihazı
- 10 Sesli ve Görsel Alarmlar



Sipariş Kodu: M066852  
ÜTS: 8698864013650

## SIGMA + ELEKTROCERRAHI ÜNİTESİ – 400 WATT

- 1 4,7" Renkli LCD Ekran
- 2 6SENSE Doku Geri Bildirim Teknolojisi
- 3 Oto Kontrol ve Hata Kodu Teknolojisi
- 4 Geniş Cerrahi Uygulama Yelpazesi
- 5 4 Bipolar, 8 Monopolar Mod
- 6 Endoskopik (endocut) mod
- 7 2 Monopolar, 1 Bipolar Çıkış
- 8 Eşzamanlı Pıhtılaşma
- 9 30 Kullanıcı Ayarlı Program
- 10 Hasta Dönüş Elektrodu İzleme
- 11 Yükseltilebilirlik: Işın Koagülasyon / Ultrasonik Aspiratör/ Duman Tahliye Cihazı
- 12 Sesli ve Görsel Alarmlar



Sipariş Kodu: M066853  
ÜTS: 8698864013667

## HOSPICARE

El Tipi Pulseoksimetre

- 1 Oksijen saturasyon seviyesi ve nabız ölçümü
- 2 2.4" LCD ekran
- 3 Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğana uyumlu
- 4 Sesli ve görsel alarmlar
- 5 Zayıf batarya alarmı
- 6 Hasta verisi depolama
- 7 Demo modu
- 8 AA pillerle 30 saate kadar çalışma süresi



**YENİDOĞAN**

Sipariş Kodu: M066606  
ÜTS: 8698864014176

**ÇOCUK**

Sipariş Kodu: M066605  
ÜTS: 8698864014176

**YETİŞKİN**

Sipariş Kodu: M066604  
ÜTS: 8698864014176

## HECG

EKG HOLTER SİSTEMİ

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Kalp pili analizi
- 3 Hasta olay işaretlemesi
- 4 1,5 V AAA piller
- 5 PC yazılımı ile gelişmiş analiz
- 6 Türkçe Dil Kullanımı
- 7 İsteğe bağlı: HL7 ve DICOM bağlantıları



**HECG-3**

Sipariş Kodu: M067406  
ÜTS: 8698864013247

**HECG-12**

Sipariş Kodu: M067401  
ÜTS: 8698864013261

**HOLTER SİSTEMİ YAZILIMI**

Sipariş Kodu: M067404  
ÜTS: 8698864012660

## DTS-3000

DİJİTAL TURNİKE SİSTEMİ

- 1 2 kanal için ayrı basınç ve çalışma
- 2 Dokunmatik tuş işlemi ile kolay ayarlar
- 3 Grafik LCD ekran
- 4 Basınç ve sistem kendi kendine test
- 5 Kendinden hava basıncı sensörü kalibrasyonu
- 6 Güvenlik alarm sistemi (manşon, basınç, pil, zaman kontrol alarmları)
- 7 Dahili batarya
- 8 Bekleme modu
- 9 2 kanal (2 çift veya tek manşet kullanımı için 4 bağlantı noktası)
- 10 RIVA özelliği
- 11 LOP sensör uygulaması
- 12 Opsiyonel 14 farklı manşon ölçüsü (Single, IVRA, Conic )



Sipariş Kodu: M067803  
ÜTS: 8698864012745

promedic  
by COMEN

## STAR5000

Fetal - Anne Monitörü

- 1 12.1" Renkli TFT LCD dokunmatik ekran
- 2 Gelişmiş ARM sistemi, bakım ve yükseltme için uygun Standart ve
- 3 Büyük Yazı Tipi parametre arayüzleri
- 4 Yüksek hassasiyetli su geçirmez probalar
- 5 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 6 120 saate kadar tam veri incelemesi
- 7 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 8 Duvara monte
- 9 128 yatağa kadar kablolu/kablosuz merkezi izleme sistemi seçenekleri
- 10 Harici yazıcıya bağlantı seçeneği
- 11 3 kademeli alarm sistemi
- 12 Standart yapılandırmalar: FHR, TOCO, FM, AFM, Termal yazıcı
- 13 İsteğe bağlı yapılandırmalar: FHR2, Fetal Stimülatör, Harici Yazıcı



Sipariş Kodu: M066201

ÜTS: 8698864013629

promedic  
by COMEN

## STAR5000 E

Fetal - Anne Monitörü

- 1 5,7 inç TFT dokunmatik ekran
- 2 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 3 Dahili Li-ion pil, 4 saate kadar çalışma süresi
- 4 Manuel / Otomatik FM ölçümü
- 5 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 6 FHR sinyal gücü göstergesi
- 7 60 saat gerçek zamanlı dalga biçimi yanıtı ve depolama
- 8 Fazla mesai izlemeyi önlemek için zamanlama izleme işlevi
- 9 Merkezi izleme sistemine isteğe bağlı bağlantı



Sipariş Kodu: M066200

ÜTS: 8698864013612

## PM-6800 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 8" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 7 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP



Sipariş Kodu: M068102  
ÜTS: 8698864008397

## PM-6000 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 8.4" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2 Kanal IBP, CO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068101  
ÜTS: 8698864008380

## PM-8000 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 12,1" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2xIBP, ETCO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068103  
ÜTS: 8698864008373

## PM-9000A HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 12,1" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Nellcor SPO<sub>2</sub> teknolojisi
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2xIBP, ETCO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068104  
ÜTS: 8698864008366

## CS-9000 MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ KABLOLU VE KABLOSUZ/64 YATAK BAĞLANTISI

- Tek pencereden 16 hastabaşı monitörü takibi
- Grafıksel ve sayısal trend kaydı
- 1.000 grup aritmi ve alarm kaydı
- 72 saatlik EKG disclosure kaydı
- Gerçek zamanlı alarm görüntülemesi

Sipariş Kodu: M068151  
ÜTS: 5060186754000



## ECG-100 EKG CİHAZI TEK KANAL/KONSOL TİPİ

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik ve manuel
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC ve EMG filtreleri
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066922  
ÜTS: 8698864008915



## ECG-300 EKG CİHAZI 3 KANAL/KONSOL TİPİ

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 320x240 renkli LCD
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066923  
ÜTS: 8698864008939



## ECG-600 EKG CİHAZI 6 KANAL/KONSOL TİPİ/DOKUNMATİK EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 800x480 renkli LCD dokunmatik
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066925  
ÜTS: 8698864008946



## ECG-1200 EKG CİHAZI 12 KANAL/KONSOL TİPİ/DOKUNMATİK EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 800x600 renkli LCD dokunmatik
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066926  
ÜTS: 8698864008953



## EH-12 EKG HOLTER SİSTEMİ 12 KANALLI

- Hafif ve kompakt tasarım
- 12 kanallı EKG kaydı
- 1.2 GB dahili hafıza
- Analiz kanal seçimi
- Hasta olay işaretleme
- Template, ST, HRV, QT, atrial fibrilasyon, HRT ve T-Wave analizleri
- Gelişmiş raporlama

Sipariş Kodu: M067121  
ÜTS: 8698864008885



## ABPM-50 TANSİYON HOLTER SİSTEMİ GENİŞ VE RENKLİ EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Osilometrik ölçüm
- Gece ve gündüz için programlanabilir yazılım
- Gelişmiş raporlama
- Sesli ve görsel alarmlar
- Opsiyonel: SpO<sub>2</sub> ölçümü

Sipariş Kodu: M067102  
ÜTS: 8698864012608



## OXYFLOW-01 OKSİJEN TERAPİ CİHAZI MEDİKAL KULLANIM

- Oksijen akış alanı: 1~15 L/dak
- Basınç azaltma alanı: 2.0 ~ 3.0 kg
- Boşaltma valfi basınç alanı: 3,5 kg ± 0,5 kg

Sipariş Kodu: M068250  
ÜTS: 8698864011274



## SP-10 SPIROMETRE CİHAZI TAŞINABİLİR

- 1.8" TFT renkli ekran
- Yapılan testler: FVC
- Dahili batarya
- Bilgisayar destekli

Sipariş Kodu: M064621  
ÜTS: 8698864009325



## RW-100 RADYANT ISITICI LED MUAYENE LAMBASI & ÇEKMECELİ

- Mikroislemci tabanlı servo kontrollü sıcaklık sistemi
- Ön ısıtma, manuel ve otomatik mod
- APGAR Zamanlayıcı
- Patlamaz mikro kristal infrared quarz ısıtıcı
- Tekrar kullanılabilir cilt ısı probu
- X-Ray çekimlerine uygun ve 90°C dönebilen ısıtıcı kafa
- Ayarlanan ve ölçülen sıcaklık değerleri
- Açısı ve parlaklığı ayarlanabilen muayene lambası
- 100N güce dayanıklı, eğim verilebilir bebek yatağı
- Sesli ve görsel alarmlar; Güç arızası, sıcaklık sapması,
- prob arızası, aşırı sıcaklık
- Tek tuşla alarm susturma
- Reset özelliği
- Ölçekli, katlanabilir 4 adet koruyucu panel
- Sıcaklık kontrol aralığı: 32°C ~38°C
- Yatak boyutu: 67x54 cm



Sipariş Kodu: M068211  
ÜTS: 8698864009349

## INC-100 KUVÖZ MİKROPROSESÖR KONTROLLÜ

- Kontrol modu: Hava modu
- İki kademeli nem ayarı
- 6 adet müdahale penceresi
- Serum askılığı, monitör rafı
- Opsiyonel parçalar: Üst Fototerapi Ünitesi, Altın Fototerapi Ünitesi

Sipariş Kodu: M068201  
ÜTS: 8698864011601



## FD-DOLLY FETAL DOPLER TAŞINABİLİR / ELDE TAŞINABİLİR

- Mavi aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Dahili hoparlör
- 2 FHR modu; gerçek zamanlı ve ortalama
- Otomatik kapanma
- Pil göstergesi

Sipariş Kodu: M067702  
ÜTS: 8698864013391





## SBL

BİSTÜRİ UCU  
TEK KULLANIMLIK/STERİL



- 1 Karbon çelik
- 2 Boyutlar:  
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Tekli steril ambalajda
- 4 Ambalaj: 100 adet/kutu, 5.000 adet/koli

SBL-10  
Ürün Kodu: M035011  
ÜTS: 6945630106415

SBL-20  
Ürün Kodu: M035016  
ÜTS: 6945630106460

SBL-11  
Ürün Kodu: M035012  
ÜTS: 6945630106422

SBL-21  
Ürün Kodu: M035017  
ÜTS: 6945630106477

SBL-12  
Ürün Kodu: M035013  
ÜTS: 6945630106439

SBL-22  
Ürün Kodu: M035018  
ÜTS: 6945630106484

SBL-15  
Ürün Kodu: M035014  
ÜTS: 6945630106446

SBL-23  
Ürün Kodu: M035019  
ÜTS: 6945630106491

SBL-18  
Ürün Kodu: M035015  
ÜTS: 6945630106453

SBL-24  
Ürün Kodu: M035020  
ÜTS: 6945630106507

## AMBUSET-R

AMBU SET  
SİLİKON RESUSİTATÖRLÜ/ÇOK KULLANIMLIK

- 1 Otoklavlanabilir (134°)
- 2 Basınç tahliye valfi
- 3 Oksijen rezervuar hacimleri: Yetişkin (1.700 ml), çocuk (600 ml) ve bebek (280 ml)
- 4 Oksijen balon hacimleri: Yetişkin (2.000 ml), çocuk ve bebek (1.600 ml)
- 5 Maske boyutları: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 6 Set içeriği: 2 adet silikon maske, 3 adet airway, 1 adet nasal oksijen kanülü ve 1 adet ağız açacağı
- 7 Tüm ekipmanları taşımak için sert plastikten taşıma çantası
- 8 Ambalaj: 12 adet/koli



R280  
Ürün Kodu: M034520  
ÜTS: 8698864013162

R600  
Ürün Kodu: M034521  
ÜTS: 8698864013179


R1700  
Ürün Kodu: M034522  
ÜTS: 8698864013186

# PLASMED

## ESUPAD-MONA / ESUPAD-BIPA

DISPOSABLE KOTER PLAĞI  
TEKLİ / ÇİFTLİ

- 1 Tekli (monopolar) veya çiftli (bipolar)
- 2 Hidrojelli iletken yapıştırıcı
- 3 Her model koter cihazı ile kullanıma uyumlu
- 4 Çok kullanımlık ara bağlantı kabloları (Opsiyonel)
- 5 Ambalaj: 50 adet/kutu, 400 adet/kutu




ESUPAD-MONA  
Sipariş Kodu: M034302  
ÜTS: 8698864001404

ESUPAD-BIPA  
Sipariş Kodu: M034304  
ÜTS: 8698864001428

## ELEC-5050

TENS ELEKTRODU-ISLAK JELLİ/TEK KULLANIMLIK

- 1 IF, FES, TENS, EMS, MENS, NMES elektrotları olarak kullanılabilir
- 2 Non-woven kılıf
- 3 Sırt materyali polietilen (PE) köpük
- 4 Hızlı ve kolay uygulama
- 5 Güçlü yapışkan
- 6 Düşük empedans, yüksek iletkenlik
- 7 Kendinden yapışkanlı ve tekrar kullanılabilir
- 8 Boyut: 50X50mm



Sipariş Kodu: M035904  
ÜTS: 8698864009769

## ELEC-5055

EKG ELEKTRODU-YETİŞKİN

- 1 Yetişkin, Esnek Köpük Destek
- 2 50x55mm
- 3 Ag/AgCl sensörü
- 4 Son derece iletken katı jel
- 5 Genel İzlemeye uygun,
- 6 Raf Ömrü 24 ay
- 7 Ambalaj : 2 adet/şerit; 50 adet/kese;  
40 poşet/2000 adetlik ihracat kartonu)



Sipariş Kodu: M035905  
ÜTS: 8698864016187

## ELEC-2525

EKG ELEKTRODU-YETİŞKİN

- 1 Çocuk/Yenidoğan, Esnek Köpük Destek
- 2 25,4 x 25,4 mm çap
- 3 Ag/AgCl sensörü
- 4 Son derece iletken katı jel
- 5 Genel İzleme için uygun
- 6 Raf Ömrü 24 ay
- 7 Ambalaj: 5 adet/şerit; 50 adet/kese;  
80 poşet/4000 adetlik ihracat kartonu)



Sipariş Kodu: M035906  
ÜTS: 8698864016194

## NASAL OKSİJEN KANÜLÜ

- 1 Nazal oksijen kanülü, sorunsuz nefes alamayan hastanın oksijeni verimli bir şekilde solumasına yardımcı olabilir
- 2 Pürüzsüz burun girişi
- 3 Hasta için maksimum konfor
- 4 Güvenli oksijen transferi
- 5 Malzeme: PVC/Silikon, %100 Lateks içermez
- 6 Sadece bir kişinin kullanımı için
- 7 Ebat Seçenekleri: 2 M - 4,5 M - 7 M - 10 M



2 M  
Sipariş Kodu: M036301  
ÜTS: 5060186751689

4,5 M  
Sipariş Kodu: M036302  
ÜTS: 5060186751689

7 M  
Sipariş Kodu: M036303  
ÜTS: 5060186751689

10 M  
Sipariş Kodu: M036304  
ÜTS: 5060186751689

## HOSPYNEB

NEBULİZER

TAŞINABİLİR / HASTANE KULLANIMI

- 1 Hastane kullanımına uygun
- 2 Güç kaynağı: AC 220V
- 3 sürekli kullanım
- 4 Büyük ilaç kabı (16 ml)



Order Code: M023222  
Product No: 8033717017001

## NEW ASKIR 230/12V BR

ŞARJLI ASPIRATÖR CİHAZI

YENİ ASKIR 230/12V BR, yetişkinlerde veya çocuklarda vücut sıvılarının aspirasyonu, oral, nazal ve trakeal aspirasyon için elektrikli bir aspirasyon ünitesidir. Hem profesyonel ortamda hem de evde bakımda acil durum uygulamaları ve ameliyat sonrası terapi için uygundur.

Üç farklı çalışma seçeneği: AC/DC adaptörü, şarj edilebilir pil ve 12V, onu aşırı ısınma olmadan KESİNLİKLE çalışma için onaylanmış çok yönlü bir emiş ünitesi yapar. Düşük pil seviyesini gösteren görsel ve sesli alarm ile sağlanır.

Yeni tasarlanmış ergonomik tutamak, rahat ve güvenli bir tutuş sağlar.

Sipariş Kodu: M066933  
ÜTS: 8054619100370



## BIOPSI PUNCH

- 1 Tek kullanımlık
- 2 Boyutlar: 1/1,5/2/3/4/5/6 mm
- 3 Ambalaj: Kutu-20 adet; Koli-50 kutu



2 mm

Sipariş Kodu: M032307  
ÜTS: 4560146922605

3 mm

Sipariş Kodu: M032301  
ÜTS: 4560146922599

4 mm

Sipariş Kodu: M032302  
ÜTS: 4560146922582

5 mm

Sipariş Kodu: M032303  
ÜTS: 4560146922612

6 mm

Sipariş Kodu: M032304  
ÜTS: 4560146922575

## PREZERVATİFLİ SONDA

- 1 M : 25mm - L : 30mm - XL: 35mm
- 2 Yumuşak hafif lastik kılıf, büzmeden sıkıca oturmasını sağlar.
- 3 Büyük yarıçaplı uzun konnektör, maksimum drenaj sağlar ve tüm standard idrar torbalarına uyur.
- 4 Elastik sünger bant sondanın sabit durmasını sağlar ve ters akımı önler.
- 5 Doğru seçim için çeşitli boyutlarda
- 6 Uzun süreli kullanım için rahatça takılabilir.
- 7 Tekli ambalajlarda

CATHETER-M

Ürün Kodu: M030704  
ÜTS: 8905159000104

CATHETER-L

Ürün Kodu: M030705  
ÜTS: 8905159000111

CATHETER-XL

Ürün Kodu: M030706  
ÜTS: 8905159000128




## MEDCAPTAIN

### MP-30

#### ŞİRINGA POMPASI MODÜLER TASARIM

- Türkçe dil seçeneği
- Dokunmatik ekran
- Küçük boyut ve düşük ağırlık
- Modüler tasarım
- Tak-çalıştır özelliği
- Üst üste yerleştirilebilme
- Otomatik ve manuel bolus
- Ayarlanabilir KVO
- Gece modu
- Hasta kaydı
- Tanımlı ilaç
- IV standına sabitleme imkânı
- Sesli ve görsel alarmlar
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066832  
ÜTS: 8698864012615



## MEDCAPTAIN

### SYS-6010

#### İNFÜZYON POMPASI TAŞINABİLİR

- Kolay kullanım
- Dokunmatik ekran
- Serbest akış engelleme mekanizması
- Üstün güvenlik ve güvenilirlik
- Yüksek doğruluk
- Opsiyonel damla sensörü

Sipariş Kodu: M066831  
ÜTS: 8698864012646




## MEDCAPTAIN

### MP-60

#### İNFÜZYON POMPASI MODÜLER TASARIM

- Türkçe dil seçeneği
- Dokunmatik ekran
- Küçük boyut ve düşük ağırlık
- Modüler tasarım
- Tak-çalıştır özelliği
- Üst üste yerleştirilebilme
- Otomatik açılıp-kapanabilen panel
- Mayi sızıntılarını engelleyen gelişmiş mekanizma
- Otomatik ve manuel bolus
- Ayarlanabilir KVO
- Gece modu
- Hasta kaydı
- Tanımlı ilaç
- IV standına sabitleme imkânı
- Sesli ve görsel alarmlar
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066830  
ÜTS: 8698864012639



## MEDCAPTAIN

### SYS-3010

#### İNFÜZYON POMPASI TAŞINABİLİR

- Kolay kullanım
- Dokunmatik ekran
- Serbest akış engelleme mekanizması
- Üstün güvenlik ve güvenilirlik
- Yüksek doğruluk
- Opsiyonel damla sensörü

Sipariş Kodu: M066837  
ÜTS: 8698864015449





## HI-101 SPIROMETRE CİHAZI KONSOL TİPİ

- Astım, COPD ve diğer solunum sorunlarını test etmede kullanılır
- Yetişkin, çocuk hastalarda kullanıma uygun
- Taşınabilir kompakt yapı
- Geniş LCD ekran
- SVC, FVC, MVV, BD testi
- Yaklaşık 100 testlik veri hafıza kapasitesi
- RS-232C arabirimi
- Kanıtlanmış ATS doğruluğu
- Ofis ve klinik kullanım için ideal
- Sadece tuşlara basılarak 3 dakikada test sonucu
- Dahili şarj edilebilir batarya
- Termal yazıcı
- Opsiyonel Seçenekler: Yönetim yazılımı, kalibrasyon şırıngası (3L veya 1L), spiro filtre

Sipariş Kodu: M063901  
ÜTS: 2450887002464



## HI-105 SPIROMETRE SİSTEMİ KONSOL TİPİ/RENKLİ EKREN

- Astım, COPD ve diğer solunum sorunlarını test etmede kullanılır
- Otomatik spirometre, COPD ve akciğer yaş değerlendirme
- Bronkodilatör testi ve bronşiyal mücadele testi
- ATS/ERS tavsiyelerini tam karşılama
- Yetişkin, çocuk hastalarda kullanıma uygun
- Taşınabilir kompakt yapı
- Yüksek çözünürlüklü ve renkli 8" grafik görüntüleme ekranı
- 300 veriden fazla hafıza kapasitesi
- "GOLD" (NHLBI/WHO Workshop raporu) kriterlerini temel alan COPD teşhisi ve sınıflandırması
- USB veya RS-232C aracılığıyla veri aktarımı (Opsiyonel)
- Kanıtlanmış ATS doğruluğu
- Dahili şarj edilebilir batarya
- Termal yazıcı
- Opsiyonel Seçenekler: Windows için spirometre yazılımı, kalibrasyon şırıngası (3L veya 1L), spiro filtre, çok kullanımlık plastik ağızlık, fare (PS/2), burun klipsi (Metal), burun klipsi (Plastik, 10adet/paket), akış sensör başlığı (10 adet/kutu)

Sipariş Kodu: M063902  
ÜTS: 2450887002198



## PC-10 SPIROMETRE CİHAZI BİLGİSAYAR DESTEKLİ

- Spirometre sonuçlarının trend analizleri
- Bronşit ve astım testi
- Otomatik COPD yorumlaması
- VC, FVC, MVV ve MV analizi
- Taşınabilir kompakt yapı
- Bilgisayar USB portundan gücünü alır
- Ağırlık 250gr
- Bilgisayar (Opsiyonel)

Sipariş Kodu: M063904  
ÜTS: 2450887002815



# TRIMPEKS

new health dimensions



Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 Kağıthane İstanbul Türkiye  
T +90 212 319 50 01 F +90 212 319 50 50 export@trimpeks.com