

## PRODUCT CATALOGUE CATALOGUE PRODUITS



**Votre “Guichet Unique” pour**  
Exigences en matière de soins de santé pour

- ✓ Détection
- ✓ Évaluation des risques
- ✓ Diagnostic
- ✓ Thérapie

# TRIMPEKS

new health dimensions

**Trimpeks Santé** a été créée en 1990 à Istanbul / Turquie par des partenaires conscients de l'importance et de la valeur de la santé dans la vie d'une personne.

Considérant qu'une personne devrait à la fois réussir à se contrôler et / ou se soigner elle-même, au quotidien ou aux moments requis; nous avons construit une gamme complète "Soins à domicile".

Considérant également qu'une personne doit, aux moments requis, être prise en charge par des professionnels de la santé dans des hôpitaux et des cliniques; Nous avons également mis au point une gamme de base complète "Produits hospitaliers".

Nous sommes ainsi devenus un **"guichet unique"** pour les besoins en matière de soins de santé; qui serve prestigieusement plus de 50 pays à travers le monde.

Notre critère de sélection des éléments constitutifs de notre portefeuille de produits est le suivant:  
**"Chaque produit de Trimpeks doit être d'une qualité qui peut être utilisée avec nos membres de la famille,,**

Puisque vous avez ce catalogue dans votre main; nous vous invitons à être un partenaire Trimpeks dans votre pays.

Cordialement,

Votre "EQUIPE TRIMPEKS"



**plusmed**  
health management



**Index**

SOINS & TRAITEMENTS DE DIABÈTE.....	4 - 8
MESURE DE TEMPÉRATURE.....	9
MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE.....	10 - 11
ACCESSORIES.....	12 - 13
STÉTHOSCOPES.....	14
NÉBULISEUR.....	15
CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE.....	16 - 17
OXYMÈTRES DE POULS.....	18
TRAITEMENT DE L'APNÉE DU SOMMEIL (CPAP & BIPAP).....	19 - 21
DISPOSITIF D'ASPIRATION.....	22
MASQUES POUR VENTILATEURS.....	23
SYSTÈMES MATELAS ANTI-ESCARRE À AIR.....	24 - 25
SOULAGEMENT DES DOULEURS (TENS + EMS).....	26
SOINS AUX PATIENTS.....	27 - 29

## pM-100 *fastTest*

### Lecteur de glycémie

Facile à utiliser et rapide, le système de surveillance de la glycémie Plusmed fastTest garantit des processus d'analyse avec des résultats précis, en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le diagnostic in vitro.

Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fastTest est conçu pour l'usage au maison et par professionnels de la santé afin de mesurer la glycémie totale obtenue du bout des doigts, de la paume de la main ou de l'avant-bras.




- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 Mesure en 5 secondes          | 7 Grand écran LCD  |
| 2 0,5 µl d'échantillon de sang  | 8 Alarmes indicatives d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. |
| 3 Système de codage automatique | 9 Résultats moyens 7-14-30 jours                         |
| 4 4 alarmes de rappel           | 10 Réglages de gamme „High“ et „Low“                     |
| 5 300 mémoires                  | 11 Test de site alternatif                               |
| 6 Transfert sur PC              |  |

Code de Commande: M020751  
No. de Produit:8698864011281

## pM-100 *fastTest*

### Bandelettes de glycémie

Les bandelettes de test de glycémie Plusmed fastTest sont utilisées avec le lecteur de glycémie de Plusmed fastTest de Plusmed pour mesurer quantitativement le glucose (sucre) dans le sang obtenu du bout des doigts, de la paume et de l'avant-bras.



- 1 Pour l'analyse du glucose sanguin capillaire.
- 2 Taille minimale de l'échantillon de sang (0,5 µl)

Code de Commande: M020752  
No. de Produit:5060186753621

## fastTest DailyCheck


Système de surveillance de la glycémie

Reconnu pour sa facilité d'utilisation et son temps de réponse rapide, le système de surveillance de la glycémie Plusmed fastTTest DailyCheck est conçu pour traiter des résultats précis en utilisant seulement une petite quantité de sang pour les diagnostics in vitro. Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fastTTest DailyCheck est destiné à être utilisé à domicile et dans des environnements professionnels tels que les hôpitaux et les cliniques, pour surveiller les niveaux de glycémie totale obtenus à partir de sites alternatifs dans différentes positions, comme assis sur une chaise ou au chevet du patient. L'affichage contrasté, les grandes icônes et les grands chiffres permettent de lire facilement les résultats du test.



Code de Commande: M020775  
No. de Produit:8698864016071

- 1 5 secondes de temps de mesure
- 2 1 µl d'échantillon de sang
- 3 Aucun codage requis
- 4 Alarme pour le calendrier des tests
- 5 360 mémoires de test avec date et heure
- 6 Moyenne sur 7, 14 et 28 jours
- 7 mmol/L ou mg/dL (commutable)



Code de Commande: M020776  
No. de Produit:8698864016088

## pM-900 fastTest DiagnoPRO

Système De Surveillance Multiple

Reconnu pour sa facilité d'utilisation et son temps de réponse rapide, le système multi-surveillance DiagnoPro le plus rapide de Plusmed est conçu pour traiter des résultats précis en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le diagnostic in vitro. Le système multi-surveillance DiagnoPro Plusmed fastTTest est destiné à la mesure quantitative du glucose sanguin (sucre), de la D-cétone sanguine et de l'acide urique sanguin dans du sang total capillaire frais, du sang néonatal, des échantillons de sang artériel et veineux. Il est uniquement destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro) et destiné à l'autodiagnostic des patients à domicile et à un usage professionnel dans les hôpitaux et les cliniques pour contrôler la glycémie.



Code de Commande: M020721  
No. de Produit:8698864014541

- 1 Multifonction (glycémie, β-cétone et acide urique)
- 2 GDH - FAD 0,7 µl d'échantillon de sang
- 3 Glycémie moyenne sur 7, 14, 30, 60 et 90 jours
- 4 Résultats en 5 secondes
- 5 Mémoire jusqu'à 500 tests
- 6 Éjecteur de bande
- 7 Certifié ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015
- 8 Téléchargement PC via un câble de transfert de données
- 9 Convient pour une utilisation néonatale
- 10 Six mois après expiration de la bandelette réactive après la première ouverture du flacon
- 11 Indicateur de plage de mesure



Code de Commande: M020722  
No. de Produit:8698864014572

## fastTest Hblyzer

### SYSTÈME DE TEST HB HÉMOGLOBINE

Fasttest Hblyzer est destiné à être utilisé pour la détermination quantitative de l'hémoglobine (Hb) et de l'hématocrite calculé (Hct) dans le sang total humain capillaire et veineux. Ce système est destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro), par un examen physique et par des professionnels de la santé en situation clinique telle que l'anémie.

- 1 Résultats en 15 secondes
- 2 10 ul petit échantillon de sang
- 3 La mémoire enregistre 1000 lectures avec date et heure.
- 4 Trois unités de mesure commutables.
- 5 Etui de luxe
- 6 Avec grand écran LCD
- 7 Mise hors tension automatique
- 8 Téléchargement de données sur PC via le logiciel Plusmed Fasttest Hblyzer



Code de Commande: M020783  
No. de Produit: 8698864014954

## fastTest Hblyzer

### Bandelettes de Test de L'hémoglobine HB

La bandelette d'hémoglobine fastTest Hblyzer est utilisée avec le lecteur d'hémoglobine fastTest Hblyzer comme système d'analyse de l'hémoglobine pour mesurer quantitativement l'hémoglobine avec le sang total capillaire et veineux. Le système d'analyse de l'hémoglobine est destiné uniquement à un usage diagnostique in vitro (pour le mécanisme de détection médicale) (à l'extérieur du corps).

- 1 Pour tester l'hémoglobine avec du sang total capillaire et veineux
- 2 Petit volume d'échantillon de sang (10 µL)
- 3 50 bandelettes de test



Code de Commande: M020781  
No. de Produit: 8698864014961

## ANALYSEUR DE GLYCOHÉMOGLOBINE

HbA1c portable unique. Analyseur pour de meilleurs soins du diabète

- 1 Test portable de l'HbA1c
- 2 Résultat précis avec CV <3 %
- 3 Opération facile et rapide
- 4 Stockage à température ambiante



## P3 (CGM)

Système de surveillance continue du glucose en temps réel

Système de surveillance continue du glucose précis et abordable

- 1 14 jours de vie
- 2 MARD=10%
- 3 Confortable
- 4 Temps réel
- 5 Algorithm
- 6 Cloud Portal



## fasTtest

### Lancettes de sang

Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont utilisées avec un dispositif de ponction pour prélever des échantillons de sang. Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont à usage unique et utilisables chez un seul patient.



- 1 Application indolore grâce au petit diamètre de l'aiguille.
- 2 Calibre d'aiguille: 30G
- 3 Plus fiable grâce à la méthode de stérilisation utilisée (gamma).

Code de Commande: M021962  
No. de Produit:8698864013575

## FASTFINE

### Aiguilles pour stylo à insuline

Des aiguilles à crayons sont utilisées avec des stylos à injection pour administrer des médicaments injectables dans le corps. Les aiguilles à insuline de type crayon sont offertes dans une variété de longueurs et de largeurs adaptées à tous les types de corps. La longueur de l'aiguille à choisir (entre 8 mm et 4 mm) dépend de la taille du patient. Les enfants bénéficieront probablement de la taille plus petite. Chaque aiguille est encastrée dans un seau en plastique pouvant être fixé au stylo.



- 1 Stérile
- 2 Jetable
- 3 Convient à tous les stylos à insuline
- 4 Non toxique
- 5 Non pyrogène
- 6 Enduit de silicone
- 7 Disponible en 4 tailles différentes
  - 32 G (0.23 X 4 mm)
  - 32 G (0.23 X 5 mm)
  - 31 G (0.25 X 6 mm)
  - 31 G (0.25 X 8 mm)

4MM-32G-100

Code de Commande: M026605  
No. de Produit:6945630106408

5MM-32G-100

Code de Commande: M026609  
No. de Produit:6945630106613

6MM-32G-100

Code de Commande: M026606  
No. de Produit:6945630106385

8MM-31G-100

Code de Commande: M026607  
No. de Produit:6945630106392



## pM-101

### Thermomètre digital

Le pM-101 est un thermomètre digital de type stylo qui permet de mesurer la température à plusieurs endroits du corps, tout en maintenant une température relativement stable (orale, axillaire, rectale).

Visualisez les lectures avec une grande précision (0.1 °C ou 0.2 °F).

- 1 Précision de  $\pm 0.1$  °C
- 2 Réponse rapide
- 3 Fonction de mémoire
- 4 Fonction d'alarme sonore
- 5 Arrêt automatique



Code de Commande: M029421

No. de Produit:8698864013049

## pM-8197W

### Tensiomètre Électronique Automatique De Poignet

- 1 Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 Mesure précise
- 3 Détection des battements cardiaques irréguliers
- 4 Résultat rapide
- 5 Méthode de gonflage silencieuse
- 6 Arrêt automatique
- 7 Tour de poignet : 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Code de Commande: M028740

No. de Produit:8698864016484

## « VOICE »

Moniteur De Tension Artérielle Numérique Parlant  
Entièrement Automatique De Type Bras

- 1 Mesure précise
- 2 Méthode d'inflation silencieuse
- 3 Mise hors tension automatique
- 4 Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
- 5 Moyenne des 3 derniers tests
- 6 Voix
- 7 Mesure de pression statique
- 8 2x150 mémoires en deux groupes avec date et heure
- 9 Circonférence du brassard : environ 135 (L) x 485 (L) mm

Code de Commande: M028742

No. de Produit:6970392216799



## CONNECT

Moniteur De Tension Artérielle Numérique  
Entièrement Automatique De Type Bras

- 2 Mesure précise
- 2 Méthode d'inflation silencieuse
- 3 Mise hors tension automatique
- 4 Indicateur de rythme cardiaque irrégulier
- 5 Moyenne des 3 derniers tests
- 6 Mesure de pression statique
- 7 Connexion Bluetooth
- 8 2x150 mémoires en deux groupes avec date et heure
- 9 Circonférence du brassard : environ 135 (L) x 485 (L) mm

Code de Commande: M028743

No. de Produit:6970392213408



## PERFECT

Sphygmomanomètre Anéroïde Manopoire Professionnel

- 1 Convient à l'usage du médecin
- 2 Échelle 0-300 mmHg
- 3 Type anéroïde
- 4 Chromé
- 5 48 mm de diamètre
- 6 Manchette résistante
- 7 Système de double tube vert
- 8 Tournevis pour l'étalonnage
- 9 Manchette à crochet en coton vert (manchette Velcro en option)
- 10 Tailles de brassards adultes, pédiatriques et néonatales
- 11 Mallette de transport

Code de Commande: M021629

No. de Produit:6970384252132



## Palm Sphyg I

Sphygmomanomètre Anéroïde De Type Palme

- 1 Boîtier supérieur en plastique ABS
- 2 60,2 mm de diamètre de cadran
- 3 Utilisation main droite ou main gauche
- 4 Grande poignée en alliage de zinc avec revêtement en poudre noir
- 5 Valve de dégonflage : "Appuyez sur le bouton,, pour un dégonflage rapide, "Vissage,, pour un dégonflage précis
- 6 Manchette adulte avec anneau en D en nylon
- 7 Anneau antichoc en silicone
- 8 Casier de rangement

Code de Commande: M021630

No. de Produit:6970384252187



## pM-A01S

Tensiomètre Anéroïde Avec Stéthoscope

Avec le pM-A01S, la mesure de la pression artérielle est effectuée avec le méthode auditive à poignée et stéthoscope. Il fournit une mesure plus fiable.

- 1 Manomètre de 300 mmHg.
- 2 Manchette en nylon avec anneau en D
- 3 Jauge en métal à haute résistance
- 4 Stéthoscope externe léger à tête unique
- 5 Soupape de décharge d'air en laiton chromé

Code de Commande: M029330

No. de Produit:8698864013230



## MANCHETTE À CROCHET EN MÉTAL

- 1 Compatible avec les tensiomètres anéroïdes
- 2 Double tube
- 3 Vessie en latex
- 4 Vert
- 5 Dimensions du brassard : 49 x 14 cm  
Dimensions de la vessie : 22 x 12 cm  
Circonférence des bras : 25 – 40 cm



## MANOMÈTRE

Compatible avec Anéroïde  
Tensiomètres



## Poire

Compatible avec les  
tensiomètres anéroïdes



## POIGNETS VELCRO



Specification	Size (mm)	Arm Range (mm)
New born	185*55	---
Infant	255*75	130 ~ 190
Child	345*110	184 ~ 267
Adult	540*145	254 ~ 406
Large adult (Obese)	620*175	333 ~ 510
Thigh	780*220	406 ~ 660

## POIGNETS AVEC ANNEAU EN D



Specification	Size (mm)
Adult	500*140
Large Adult (Obese)	600*170

## pM-ST71

Stéthoscope – Simple Pavillion

- |  |   |
|--|---|
| 1 Utilisation confortable                                  | 6 Alliage d'aluminium                                   |
| 2 Haute qualité  | 7 Binaural en alliage d'aluminium avec plaque de chrome |
| 3 De meilleurs soins de santé                              | 8 Diamètre de la poitrine: 46 mm                        |
| 4 Bonne réponse acoustique                                 | 9 Diamètre de la membrane: 42,8 mm                      |
| 5 Embouts auriculaires avec cloche souple en forme de cône |   |



Code de Commande: M020180  
No. de Produit: 8698864015524

## pM-ST72

Stéthoscope - Double Pavillion

- |  |   |
|--|---|
| 1 Utilisation confortable                                  | 7 Direction opposée, fonction à deux fonctions          |
| 2 Haute qualité  | 8 Alliage d'aluminium                                   |
| 3 De meilleurs soins de santé                              | 9 Binaural en alliage d'aluminium avec plaque de chrome |
| 4 Bonne réponse acoustique                                 | 10 Diamètre de la poitrine: 46 mm                       |
| 5 Avec bague anti-froid                                    | 11 Diamètre de la membrane: 42,8 mm                     |
| 6 Embouts auriculaires avec cloche souple en forme de cône |   |



Code de Commande: M020186  
No. de Produit: 8698864015531

## CardioSTETH I

Stéthoscope De Cardiologie En Acier Inoxydable

- 1 Pavillon en acier inoxydable, excellente conduction sonore
- 2 La membrane est sensible à la collecte du son
- 3 Tube épais en forme de "A" avec une excellente résistance à l'air ambiant interferences, assurant une meilleure conduction sonore
- 4 Livré complet avec accessoires



Code de Commande: M020190  
No. de Produit: 6970384252194

## COMPACTNEB

Nébuliseur à piston

- 1 Idéal pour tous les âges
- 2 Nébulisation efficace des médicaments
- 3 Poignée pour un transport facile
- 4 Fonctionnement à un bouton
- 5 Poids léger
- 6 Facile à nettoyer
- 7 Sans latex



Code de Commande: M029560  
No. de Produit: 8698864016798



## RespiAid Mesh-01

Nébuliseur À Mailles

Plusmed RespiAid Mesh-01 est destiné au traitement des maladies respiratoires telles que l'asthme, les allergies, etc. Grâce au circuit d'oscillation auto-excité, les feuilles de céramique contenues dans la tête de nébulisation avec le métal maille sont entraînées successivement pour osciller à une fréquence élevée, ce qui fait que le liquide s'écoule à travers la micromaille du treillis métallique et étant éjecté et nébulisé pour former un aérosol inhalant.

- 1 Gobelet à médicaments remplaçable
- 2 Conception silencieuse
- 3 Double alimentation (2 piles AA 1,5 V ou Micro USB 5 V)
- 4 Taille des particules  $\leq 5\mu$
- 5 Taux de nébulisation  $\geq 0,20$  ml/min
- 6 Capacité du gobelet à médicaments  $\leq 8$  ml
- 7 Accessoires : gobelet à médicaments | embout buccal | masque adulte  
| Masque enfant | Câble USB | Sac de rangement | Batterie



Code de Commande: M020186  
No. de Produit: 8698864015531

## RespiAid P2

### Concentrateur d'oxygène portable

Le concentrateur d'oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est utilisé sur une base normative par les patients nécessitant un supplément d'oxygène. Il fournit une concentration élevée d'oxygène pour les patients.

Il fournit une concentration élevée d'oxygène et est utilisé avec une canule nasale pour acheminer l'oxygène du concentrateur vers le patient. Le Plusmed RespiAid P2 est petit, portable et peut être utilisé à la maison, en institution et dans divers environnements mobiles. Le concentrateur d'oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est conforme à tous les critères d'acceptation FAA applicables pour l'oxygène portable transport et utilisation du concentrateur à bord des avions.

- 1 Léger: 1,98 kg
- 2 Mini taille: 221 \* 85 \* 160mm, très petite taille, facile à transporter
- 3 5 débits de réglage: De 1 à 5 débits de réglage, peuvent répondre à différentes demandes en oxygène
- 4 Alimentation en oxygène pulsé: Plusmed RespiAid P2 équivaut à 5 litres
- 5 Tamis moléculaire à haute efficacité: Capacité d'adsorption efficace, peut purifier plus pur
- 6 Concentration en oxygène: 90% -3% / + 6%
- 7 Compresseur puissant: Le compresseur puissant peut fournir une sortie stable
- 8 Triple filtration: Élimine efficacement le pollen de l'air, les grosses particules, la poussière et autres impuretés
- 9 Batterie: Batterie standard à 8 cellules jusqu'à 4 heures



Code de Commande: M029557  
No. de Produit:8698864016378



## pM-KN01

### Concentrateur d'oxygène Stationnaire

Le concentrateur d'oxygène pM-KN01 adopte le principe de l'adsorption par oscillation de pression, qui peut séparer l'oxygène, l'azote et d'autres gaz de l'air. Dès que l'électricité est allumée, l'oxygène de qualité médicale peut être séparé de l'air constamment. La durée de vie planifiée de l'ensemble du groupe atteint 20 000 heures. Il n'y a aucune influence sur le pourcentage d'oxygène intérieur pendant le fonctionnement du générateur. La durée de vie du générateur peut atteindre 20 000 heures. Dans les environnements intérieurs, il n'y a aucune influence sur le pourcentage d'oxygène pendant le fonctionnement du générateur.



- 1 Débit: 0-5 L / min
- 2 Concentration en oxygène: 93% ± 3%
- 3 Alarmes: alarme panne de courant, alarme basse pureté, alarme haute pression, alarme basse pression, alarme température
- 4 Soupape de sécurité incendie
- 5 Pression de sortie: 0.04-0.07 Mpa
- 6 Écran LCD

Code de Commande: M023022  
No. de Produit: 8698864012950

## pM-KN10

### Concentrateur d'oxygène Stationnaire

- 1 Débit: 0-10 L / min
- 2 Concentration en oxygène: 93% ± 3%
- 3 Soupape de sécurité incendie
- 4 Pression de sortie: 0,04-0,07 MPa
- 5 Niveau sonore: ≤52 dB
- 6 Puissance: AC230V (± 10%), 50 / 60Hz
- 7 Affichage LCD: Pression numérique (précision: 0.001MPa);  
chronométrage accumulé (plage: 0-99999 heures);  
chronométrage actuel (précision: 1 minute);  
préréglage de la synchronisation (précision: 1 minute)  
température numérique (précision: 0,1)
- 8 Alarmes: alarme panne de courant, alarme basse pureté, alarme haute pression, alarme basse pression, alarme température
- 9 Poids net: 27 kg
- 10 Taille: 365 × 375 × 600mm



Code de Commande: M023024  
No. de Produit: 8698864015500

## OxyCheck

Oxymètre de pouls

L'oxymètre de pouls OxyCheck est un appareil non invasif destiné au contrôle ponctuel de la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO<sub>2</sub>) et du pouls de l'adulte et patients pédiatriques à domicile et en milieu hospitalier (y compris l'utilisation clinique en interniste / chirurgie, anesthésie, soins intensifs etc.).

- 1 Mesure le niveau de saturation en oxygène du sang et la fréquence du pouls
- 2 Formes d'onde SpO<sub>2</sub> et PR
- 3 Indice de perfusion (PI)
- 4 Facile à utiliser
- 5 Haute précision
- 6 Indicateur de batterie faible
- 7 Mise hors tension automatique dans les 5 secondes
- 8 Écran affiché dans 4 directions



Code de Commande: M061607  
No. de Produit:8698864015562

## OxyCheck II

Oxymètre de pouls

Plusmed OXYCHECK II est une sorte de dispositif de détection médicale innovant avec des fonctionnalités non invasives et continues pour la détection SPO<sub>2</sub> et PR de l'artère. Plusmed OXYCHECK II est portable et facile à mesurer la valeur SPO<sub>2</sub> et PR rapidement et précisément.

Plusmed OXYCHECK II mesure la saturation en oxygène du sang humain et la fréquence cardiaque à l'aide de l'oxymètre de pouls au doigt. Plusmed OXYCHECK II convient à la famille, à la clinique, au bar à oxygène, à la santé sportive (à utiliser avant et après l'exercice. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant l'exercice), à la santé communautaire et à d'autres gammes. Plusmed OXYCHECK II n'est pas adapté pour surveiller l'utilisation prolongée du patient.

- 1 Grand écran
- 2 Mesure le niveau de saturation en oxygène du sang et le pouls
- 3 Formes d'onde SpO<sub>2</sub> et PR
- 4 Indice de perfusion (PI)
- 5 Facile à utiliser
- 6 Haute précision
- 7 Indicateur de batterie faible
- 8 Mise hors tension automatique dans les 8 secondes
- 9 Écran affiché dans 4 directions



Code de Commande: M061608  
No. de Produit:8698864016156

## RespiAid

### SYSTÈME CPAP

RespiAid CPAP est équipé des systèmes d'alarme et d'avertissement requis pour offrir simplicité, sécurité et confort à l'utilisateur pour fournir en continu traitement.



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Modes: CPAP</li> <li>2 Plage de pression: 4-20 hpa</li> <li>3 Temps de rampe: 0-60 minutes</li> <li>4 Affichage LCD</li> <li>5 Logiciel d'analyse puissant</li> <li>6 Carte SD</li> <li>7 EP Flex</li> <li>8 Compensation automatique d'altitude</li> <li>9 Compensation automatique des fuites</li> <li>10 Marche / arrêt automatique</li> <li>11 Moteur haute performance</li> <li>12 Humidification: 0-5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 Humidificateur:<br/>Nettoyage facile<br/>Chambre à eau facile à remplir<br/>Matériel en métal<br/>Chauffage rapide<br/>Bonne humidification</li> <li>14 Niveau sonore: &lt;30 dB</li> <li>15 Langue: Multiple</li> <li>16 Poids:<br/>Sans humidificateur: &lt;1 kg<br/>Humidificateur inclus: &lt;1,6 kg</li> <li>17 Dimensions:<br/>140 mm × 156 mm × 94 mm (sans humidificateur)<br/>262 mm × 156 mm × 94 mm (avec humidificateur)</li> </ul> |
|---|---|

Code de Commande: M022507  
No. de Produit: 8698864015647

## RespiAid

### SYSTÈME AutoCPAP

Conçu pour offrir à l'utilisateur un sommeil confortable, RespiAid Auto CPAP offre toutes sortes de détails pour suivre le traitement paramètres, et en tant que produit extrêmement technologique, il est équipé de systèmes d'alarme et d'alerte et offre la simplicité, sécurité et confort pour l'utilisateur.



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Modes: CPAP, APAP</li> <li>2 Plage de pression: 4-20 hpa</li> <li>3 Temps de rampe: 0-60 minutes</li> <li>4 Affichage LCD</li> <li>5 Logiciel d'analyse puissant</li> <li>6 Carte SD</li> <li>7 EP Flex</li> <li>8 Compensation automatique d'altitude</li> <li>9 Compensation automatique des fuites</li> <li>10 Marche / arrêt automatique</li> <li>11 Moteur haute performance</li> <li>12 Humidification: 0-5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13 Humidificateur:<br/>Nettoyage facile<br/>Chambre à eau facile à remplir<br/>Matériel en métal<br/>Chauffage rapide<br/>Bonne humidification</li> <li>14 Niveau sonore: &lt;30 dB</li> <li>15 Langue: Multiple</li> <li>16 Poids:<br/>Sans humidificateur: &lt;1 kg<br/>Humidificateur inclus: &lt;1,6 kg</li> <li>17 Dimensions:<br/>140 mm × 156 mm × 94 mm (sans humidificateur)<br/>262 mm × 156 mm × 94 mm (avec humidificateur)</li> </ul> |
|---|---|

Code de Commande: M022508  
No. de Produit: 8698864015654

# RespiAid

## BPAP-30T - SYSTÈME BPAP S

Plusmed RespiAid BPAP-30T "S BPAP" peut être utilisé confortablement pendant l'apnée centrale en plus de soutenir la respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d'effort grâce à la respiration améliorée technologie de compatibilité sans fatiguer l'utilisateur. De plus, il accompagne les professionnels de santé avec des analyse et un programme de reporting intégré.



Code de Commande: M022509

No. de Produit: 8698864015661

- |   |   |
|---|---|
| 1 Modes: CPAP (PPC), APAP, BPAP-S, BPAP T | 13 Humidificateur:<br>Nettoyage facile                    |
| 2 Intervalle de pression : 4 – 30 hpa     | Chambre à eau facile à remplir                            |
| 3 Temps de rampe: 0-60 minutes            | Matériel en métal   |
| 4 Affichage LCD                           | Chauffage rapide  |
| 5 Logiciel d'analyse puissant             | Bonne humidification.                                     |
| 6 Carte SD                                | 14 Ajuster les paramètres de ventilation<br>en temps réel |
| 7 EP FLEX                                 | 15 Niveau sonore: <30 dB                                  |
| 8 Compensation automatique d'altitude     | 16 Langue: Multiple                                       |
| 9 Compensation automatique des fuites     | 17 Poids:   |
| 10 Auto-On/Auto Off (Oui)                 | Sans humidificateur: <1 kg                                |
| 11 Moteur de haute performance            | Humidificateur inclus: <1,6 kg                            |
| 12 Humidification: 0-5                    | 18 Dimensions:  |
|   | 140 mm × 156 mm × 94 mm (sans humidificateur)             |
|   | 262 mm × 156 mm × 94 mm (avec humidificateur)             |

# RespiAid

## BPAP-30T Pro - SYSTÈME BPAP ST

Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro "ST BPAP" peut être utilisé confortablement pendant l'apnée centrale en plus de soutenir la respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d'effort grâce à la respiration améliorée, la technologie de compatibilité sans fatiguer l'utilisateur. De plus, il soutient les professionnels de santé avec une analyse détaillée et un programme de reporting intégré.



Code de Commande: M022510

No. de Produit: 8698864015678

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ Modes: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T, BPAP-ST</li> <li>❷ Plage de pression: 4-30 hpa</li> <li>❸ Temps de rampe: 0-60 minutes</li> <li>❹ Affichage LCD</li> <li>❺ Logiciel d'analyse puissant</li> <li>❻ Carte SD</li> <li>❼ EP Flex</li> <li>❽ Compensation automatique d'altitude</li> <li>❾ Compensation automatique des fuites</li> <li>❿ Marche / arrêt automatique</li> <li>⓫ Moteur haute performance</li> <li>⓬ Humidification: 0-5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❿ Humidificateur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage facile</li> <li>Chambre à eau facile à remplir</li> <li>Matériel en métal</li> <li>Chauffage rapide</li> <li>Bonne humidification</li> </ul> </li> <li>⓭ Ajuster les paramètres de ventilation en temps réel</li> <li>⓮ Niveau sonore: &lt;30 dB</li> <li>⓯ Langue: Multiple</li> <li>⓰ Poids:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Sans humidificateur : &lt;1 kg</li> <li>Humidificateur inclus : &lt;1,6 kg</li> </ul> </li> <li>⓱ Dimensions:               <ul style="list-style-type: none"> <li>140 mm × 156 mm × 94 mm ( sans humidificateur)</li> <li>262 mm × 156 mm × 94 mm ( avec humidificateur)</li> </ul> </li> </ul> |
|---|--|

## pM-7E A

### Aspirateur De Mucosité Electrique

Le dispositif portable d'absorption des mucosités est conçu pour un usage professionnel et pour une utilisation à domicile par les patients qui ont des difficultés à retirer les mucosités pour cause de maladie, de chirurgie ou pour aspirer des liquides tels que du pus ou du sang lors de pratiques cliniques. Cet appareil est essentiel dans les salles d'urgence, les salles d'opération, les soins infirmiers et les soins à domicile.



- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 Haute pression négative | 4 Support liquide en retrait    |
| 2 Haute flux              | 5 Fonctionnement à faible bruit |
| 3 Pompe sans huile        | 6 Design compact et portable    |

Code de Commande: M024901  
No. de Produit:8698864001015

## pM-AF03

### Filtre d'aspiration hydrophobe

- |   |  |
|---|--|
| ● Taille : H : 54 mm ; w. 64mm          | ● Connecteur: 8mm                                    |
| ● Boîtier:ABS                           | ● Raccords cannelés étagés                           |
| ● Filtre : disque média PTFE hydrophobe | ● Pression de fonctionnement maximale : 20 psi       |
| ● BFE : 99,999 %                        | ● Zone de filtration efficace : 24,6 cm <sup>2</sup> |
| ● Taille des pores: 0,2 um              | ● Température de fonctionnement maximale : 60 °C     |
| ● Poids: 18,2 g                         |  |



## pM-AF05

### Filtre d'aspiration hydrophobe

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ● Taille : H : 54 mm ; l.58 mm | ● Poids: 19,8 g   |
| ● Logement : PP Filtre :       | ● Connecteur : raccords cannelés étagés de 6 mm à 8 mm. |
| ● Membrane de filtration d'air | ● Pression de fonctionnement maximale : 20 psi          |
| ● BFE : 99,999 %               | ● Zone de filtration efficace : 15,5 cm <sup>2</sup>    |
| ● Taille des pores: 0,3 um     | ● Température de fonctionnement maximale : 60 °C        |



## pM-FM

Masque Facial pour PPC (CPAP)

Le masque facial pM-FM est confortable, flexible et silencieux, car il est conçu pour minimiser le contact avec la peau, ce qui procure une sensation de confort à l'utilisateur pendant le traitement.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1 Valve anti-suffocation                     | 5 Sans latex       |
| 2 Support en silicone réglable sur le front. | 6 Clips réglables  |
| 3 Ventilation bilatérale                     | 7 Coude à revolver |
| 4 Port d'entrée d'oxygène                    |                    |



### MEDIUM

Code de Commande:M027181

No. de Produit:8698864011687

### LARGE

Code de Commande:M027183

No. de Produit:8698864011687

## pM-NM

Masque Nasal pour PPC (CPAP)

Le masque nasal pM-NM est conçu pour une utilisation confortable, silencieuse et flexible. Grâce au contact minimisé avec la peau, l'utilisateur ressent une sensation de confort pendant le traitement.

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1 Support en silicone réglable sur le front. | 5 Clips incassables |
| 2 Ventilation                                | 6 Coude à Revolver+ |
| 3 Port d'entrée d'oxygène                    |                     |
| 4 Ne contient pas de latex                   |                     |



### MEDIUM

Code de Commande:M027180

No. de Produit:8698864011670

### LARGE

Code de Commande:M027182

No. de Produit:8698864011670

## pM-AD01

### Système Matelas à Cellules d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Pour RCP en urgence, retirez rapidement la bandelette couleur orange de RCP afin de réduire l'air rapidement.

- 1 Fonction de ventilation
- 2 Les tubes dans les lignes A-B offrent un gonflage alternatif
- 3 RCP - Valve de décharge rapide
- 4 Fait de PVC de qualité supérieure et durable
- 5 Facile à utiliser
- 6 Réglable
- 7 Niveau sonore faible, basses vibrations, basse température.
- 8 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Code de Commande: M022141

No. de Produit:8698864007123





## pM-2012 PLUS

Système Matelas à Bulles d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Il fournit également des soins individuels à domicile et des soins de longue durée aux personnes souffrant d'ulcères de pression. Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.

- 1 Facile à utiliser
- 2 Réglable
- 3 Faible bruit
- 4 Faible vibration
- 5 Basse température
- 6 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Code de Commande: M022180

No. de Produit:8698864013322



## pM-TE01

Stimulateur électrique "2 en 1" TENS + EMS

Plusmed TENS + EMS „Système de double thérapie“ est un stimulateur électrique digital à deux canaux TENS / NMES pour l'application de traitement actif. Le stimulateur nerveux transcutané (TENS) peut être utilisé pour le soulagement symptomatique de la douleur chronique intraitable. La stimulation électrique neuromusculaire (NMES) peut être utilisée pour soulager les spasmes musculaires, prévenir ou retarder l'atrophie due au désuétude, augmenter la circulation sanguine locale, rééduquer les muscles ou maintenir / augmenter l'amplitude des mouvements.

- 1 Numérique
- 2 2 canaux
- 3 8 programmes différents
- 4 Indicateur de batterie faible
- 5 Minuterie 12 étapes
- Intensité et durée de traitement ajustables.

Code de Commande:M026501

No. de Produit:8698864007703



## pM-CH320

### Compresse Gel Chaud/Froid Réutilisable

L'utilisation de la chaleur et du froid est un traitement standard pour une variété de blessures corporelles. Le type de chaque blessure ou condition indique si le chaud ou le froid sont appropriés. L'utilisation de compresses chaudes et froides est l'une des méthodes les plus simples de thérapie dans la zone affectée. Les compresses froides réduisent les contusions associées aux entorses, ainsi que les enflures et aident à soulager la douleur associée à ces affections en engourdissant la région. La compresse chaude détend les muscles, améliore la circulation sanguine et procure un effet calmant sur le corps, contribuant encore plus au processus de guéri- son.



- 1 Application confortable et facile.
- 2 Il procure un soulagement efficace des douleurs musculaires.
- 3 Cela aide à réduire le gonflement.
- 4 Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires
- 5 L'emballage réutilisable est parfait pour un traitement continu à la maison.

Code de Commande:M024857

No. de Produit:8698864007758

## pM-CS01

### Spray Chlorure d'Éthyl Réfrigérant, Anesthésique

Le chlorure d'éthyle pM-CS01 est conçu pour appliquer anesthésie locale à la peau en fournissant un refroidissement excessif. Il peut être utilisé pour les lésions des tissus mous, les œdèmes et les maladies similaires résultant d'activités sportives.



- 1 Anesthésie avant l'injection.
- 2 Soulagement des blessures sportives.
- 3 Élimine l'œdème

Code de Commande:M020601

No. de Produit:8698864011267

## Slip/Culotte Absorbant Jetable Pour Incontinence



- 1 Fermeture à la taille à 360 degrés
- 2 Barrières anti-fuites
- 3 Surface intérieure super absorbante
- 4 Triple surface textile
- 5 Tailles: Moyenne, Grande

## Couches Adulte Pour Incontinence



- 1 Surface textile respirante.
- 2 La surface intérieure absorbe et emprisonne rapidement le liquide.
- 3 Barrières anti-fuites
- 4 Taille élastique
- 5 Tailles: Petite, Moyenne, Grande

## ALÈSE JETABLE

- 1 Texture douce agréable à la peau
- 2 Bords anti-fuites
- 3 Dos durable
- 4 Surface extérieure durable
- 5 Taille 60x90 cm



## Lingettes Nettoyantes Corporelle & Perineal



- 1 Sans alcool
- 2 Sans latex
- 3 Sans lanoline
- 4 Antifongique
- 5 Antiallergique
- 6 Antibactérien

## Drap d'Examen



- Ce produit facilite l'examen médical et le nettoyage corporel du patient au lit.

## SYSTÈMES POUR COLOSTOMIE, ILÉOSTOMIE ET UROSTOMIE



- 1 Poche de colostomie monobloc en une pièce (fermée ou vidangeable)
- 2 Poch d'urostomie monobloc une pièce (avec robinet)
- 3 Poche de colostomie en deux pièces (fermée ou vidangeable)
- 4 Plaque de base pour système de colostomie en deux pièces
- 5 Plaque de base pour système d'urostomie en deux pièces





vivocare  
health enjoyment



Index



TEMPÉRATURE.....	31
TENSIOMETRE.....	31
NÉBULISEUR.....	32
SOIN DE BEBE.....	33

## TRULY

### Thermomètre Infrarouge Sans Contact

Mesure la température de l'environnement et du corps sans contact. Avec des symboles d'avertissement en couleurs.

- 1 Mesure en 0,5 secondes
- 2 Écran LCD avec rétro-éclairage
- 3 Alarme de fièvre
- 4 32 mémoires
- 5 ° C ou ° F commutable
- 6 Arrêt automatique
- 7 Température de couleur Warner



Code de Commande: M029631  
No. de Produit: 8698864013742

## GUARDY

### Tensiometre Automatique à Bras

GUARDY peut être utilisé par 4 utilisateurs et surveiller le risque d'hypertension selon l'OMS.

- 1 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 2 Indicateur de catégorie de risque de l'OMS
- 3 120 mémoires avec date et heure pour 4 utilisateurs.
- 4 Moyenne des 3 dernières mesures.
- 5 Arrêt automatique



Code de Commande: M028721  
No. de Produit: 8698864007697

## STEAMY

### Nébuliseur à Compresseur

STEAMY est un nébuliseur convivial doté d'un puissant compresseur. Il est conçu pour délivrer les solution médicamenteuse pour traiter les voies respiratoires du patient troubles, tels que l'asthme, les allergies et la bronchite. Le nébuliseur convertit la solution médicamenteuse en un brouillard aérosol inhalé par le patient à travers l'embout buccal ou les masques

- 1 Taux de nébulisation moyen > 0,32 ml / min
- 2 Mode de fonctionnement: 24 heures en continu
- 3 Débit: 5-8 LPM
- 4 MMAD: 3 µm

Code de Commande: M029724

No. de Produit: 8698864013339



## LUCKY

### Nébuliseur à Compresseur

LUCKY a un design adorable, mignon et adapté aux enfants

- 1 Taux de nébulisation moyen > 0,32 ml / min
- 2 Mode de fonctionnement: 24 heures en continu
- 3 Débit: 5-8 LPM
- 4 MMAD: 3 µm
- 5 Administration efficace des médicaments

Code de Commande: M029723

No. de Produit: 8698864012127





## FONDLY

### PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

- 1 4 sensor de galgas extensométricas de alta precisión
- 2 Auto encendido y apagado automático
- 3 Función de tara
- 4 Función de bloqueo / retención automática
- 5 Indicación de batería baja y sobrecarga
- 6 Interruptor de conversión de unidad
- 7 Con cinta de medición de altura



Code de Commande: M024324

No. de Produit: 8698864015753

## SMILKY

### Tire-lait – ELECTRONIQUE

SMILKY suit le rythme d'allaitement naturel du bébé. La conception unique peut vous aider à exprimer le lait maternel rapidement et confortablement. Il a des modes de stimulation et d'expression.



- 1 10 vitesses réglables
- 2 Coussin de silicone
- 3 Sans BPA
- 4 Écran LCD
- 5 Portable: Adaptateur et batterie fonctionnant
- 6 Conception silencieuse

Code de Commande: M027501

No. de Produit: 8698864007666



## Index



TENSIOMETRES .....	35
NÉBULISEUR.....	36
DOPPLER FOETAL.....	37
SOINS AUX PATIENTS .....	38
MACHINE PORTATIVE D'ASPIRATION DE MUCOSITÉS.....	39

## PRAKTISCH

Tensiomètre Electronique Automatique Parlant

- 1 Opération à une touche
- 2 Affichage numérique
- 3 Grand affichage numérique à 3 rangées pour une lecture facile
- 4 Arrêt automatique
- 5 Étui de transport
- 6 Manchette extensible pour s'adapter confortablement et facilement aux bras réguliers et larges
- 7 120 mémoires de lecture



Code de Commande: M028723  
No. de Produit: 8698864015494

## INTELLIGENT

Moniteur De Tension Artérielle Numérique Entièrement Automatique De Type Bras

- 1 Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 Détection des battements cardiaques irréguliers
- 3 Mesure précise
- 4 Résultat rapide
- 5 Méthode d'inflation silencieuse
- 6 Arrêt automatique



Code de Commande: M028738  
No. de Produit: 6970392213477

## GENTLE

Tension artérielle numérique entièrement automatique au poignet

- 1 Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 Mesure précise
- 3 Détection des battements cardiaques irréguliers
- 4 Résultat rapide
- 5 Méthode d'inflation silencieuse
- 6 Arrêt automatique
- 7 Tour de poignet : 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Code de Commande: M028739  
No. de Produit: 6970392214368

## MOBINEB

### NÉBULISEUR À MAILLES

- 1 Double alimentation avec choix de batterie rechargeable ou de câble USB
- 2 Ajustement du taux de nébulisation à deux niveaux
- 3 Petite taille de particules < 5 µm
- 4 Grand gobelet à médicaments
- 5 Faible bruit
- 6 Poids léger
- 7 Facile à utiliser

Code de Commande: M067713

No. de Produit: 8698864016453



# BABYGERÄUSCH

## DOPPLER FOETAL

- 1 Type de poche
- 2 Détection précise
- 3 Batterie rechargeable
- 4 Poids léger
- 5 Affichage LCD
- 6 Rétroéclairage
- 7 Fréquence ultrasonore 3,0 MHz
- 8 Indicateur de batterie
- 9 3 modes FHR : comptage manuel, temps réel et moyenne
- 10 Niveau de volume réglable
- 11 Alarme auditive

Code de Commande: M067713

No. de Produit: 8698864016453



## FB2405

Stimulateur Électrique "2 en 1" TENS + EMS

- 1 8 programmes de thérapie différents
- 2 2 canaux
- 3 Indicateur de batterie faible
- 4 Intensité et durée de traitement ajustables.
- 5 Minuterie 12 étapes
- 6 Arrêt automatique

Code de Commande: M029001

No. de Produit:4260157890213



## PROVAC


Machine portable d'aspiration de mucosités

L'appareil portatif d'absorption des mucosités conçu sur la base du développement de produits similaires dans le pays et à l'étranger est une nouvelle génération de dispositif d'aspiration de lubrification sans huile, qui convient aux patients qui ont des difficultés à éliminer les mucosités en raison d'une maladie, d'un coma ou d'une opération, comme ainsi que pour aspirer des liquides tels que du pus et du sang pendant la pratique clinique. Il s'agit du dispositif médical couramment utilisé dans les salles d'urgence, les salles d'opération et pour les soins infirmiers en chambre de maladie et dans les soins de santé à domicile.

- 1 Avec un faible débit, un vide moyen et un style tendance.
- 2 Adopter une pompe à piston sans huile
- 3 Bouton de pression réglable pour sélectionner n'importe quel niveau de pression approprié
- 4 La protection contre les débordements peut empêcher le liquide de pénétrer de manière sûre et efficace dans la pompe.

Code de Commande: M024906

No. de Produit: 8698864015548





**promedic**  
health treatment



## Index



SYSTÈME TOURNIQUET.....	41
MONITEURS DE SURVEILLANCE.....	42
SYSTÈME HOLTER.....	43
OXYMÈTRE DE POULS PORTATIF .....	43
CEINTURE D'ECG.....	43
BISTOURIES ELECTRIQUES.....	44 - 45
MONITEURS FOETAL.....	46
ENSEMBLES DE LARYNGOSCOPE.....	47
ENSEMBLES DE DIAGNOSTIC.....	47 - 48



## DTS-3000

SYSTÈME TOURNIQUET DIGITAL  
PNEUMATIQUE – LOP SENSOR – RIVA

- 1 Pression et opération différent dans 2 canaux
- 2 Utilisation aisée grâce aux touches tactiles
- 3 Ecran LCD Graphique
- 4 Test automatique de pression et du système
- 5 Capteur de pression à calibration automatique
- 6 Système d'alarme de sécurité (Manchette, pression, batterie, alarmes de temps)
- 7 Batterie intégrée
- 8 Mode de veille
- 9 2 canaux (2 ports pour l'utilisation de 2 manchettes doubles)
- 10 Fonction de RIVA
- 11 Fonction de capteur LOP
- 12 Option de 14 différentes manchettes (Simple, RIVA, Conique)

Code de Commande: M067803

No. de Produit: 8698864012745



## C60

MONITEUR DE SURVEILLANCE NEONATAL SPÉCIALISÉ

promedic  
by COMEN

- ❶ 8.4" écran tactile TFT
- ❷ Conception spéciale pour les nouveau-nés.
- ❸ Jusqu'à 4 heures de fonctionnement sur batterie.
- ❹ Alarmes sonores et visuelles.
- ❺ Au moins 120 heures d'enregistrement des tendances.
- ❻ Alarme d'apnée
- ❼ Technologie Masimo SPO2
- ❽ Surveillance facultative d'auto-apprentissage de l'apnée.
- ❾ Fonction de surveillance de la concentration d'oxygène facultative
- ❿ Paramètres standard: ECG, SPO2, RESP, TEMP, PNI
- ⓫ Paramètres optionnels: EtCO2, IBP, imprimante thermique



Code de Commande: M066872  
No. de Produit: 8698864013698

## NC3

MONITEUR DE SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX  
FORMAT COMPACT DE BUREAU

promedic  
by COMEN

- ❶ Affichage LED
- ❷ Convient aux adultes, aux enfants et aux patients néonataux.
- ❸ Mesures SPO2 et NIBP rapides et précises
- ❹ Module TEMP optionnel
- ❺ Jusqu'à 12 heures de fonctionnement sur batterie.



Code de Commande: M066870  
No. de Produit: 8698864013674

## HECG

SYSTÈME HOLTER ECG (RHYTHME)  
SELECTION DE PLUSIEURS LANGUES

- 1 Analyse de stimulateur cardiaque
- 2 Marquage d'événement patient
- 3 Utiliser avec des piles AAA 1,5 V
- 4 Analyse avancée par logiciel PC
- 5 Facultatif: connexions HL7 et DICOM.



**HECG-3**  
Code de Commande: M067406  
No. de Produit: 8698864013247

**HECG-12**  
Code de Commande: M067401  
No. de Produit: 8698864013261

**HOLTER SİSTEMİ YAZILIMI**  
Code de Commande: M067404  
No. de Produit: 8698864012660

## HOSPICARE

OXYMÈTRE DE POULS PORTATIF

- 1 Mesure le niveau de saturation en oxygène dans le sang et la fréquence du pouls
- 2 Écran LCD 2,4"
- 3 Convient pour les enfants, les nouveau-nés et les adultes
- 4 Alarmes sonores et visuelles
- 5 Alarme de pile faible
- 6 Stockage des données du patient
- 7 Mode démo
- 8 Fonctionnement jusqu'à 30 heures avec des batteries AA



Code de Commande: M066606  
No. de Produit: 8698864014176

## FAST & SIMPLE Ceinture ECG

- 1 Destiné à un ECG de repos à 12 dérivations
- 2 Compatible avec toutes les marques d'ECG à 12 dérivations
- 3 Connectez le câble patient avec des boutons-pression ou des crocodiles
- 4 Comprend 6 électrodes thoraciques Ag / AgCl
- 5 avec poignées ou sangle
- 6 Pas de maintenance

Les électrodes et les pièces en plastique peuvent être remplacées sur place



**CEINTURE ECG – À anses**  
Code de Commande: M061475  
No. de Produit: 8698864014183

**CEINTURE ECG – À sangles**  
Code de Commande: M061476  
No. de Produit: 8698864014190



**MX**

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 300 WATT

- 1 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 2 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- 3 Large gamme d'applications chirurgicales
- 4 4 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
- 5 Mode endoscopique (endocut)
- 6 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- 7 Coagulation simultanée
- 8 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- 9 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 10 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 11 Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066850

No. de Produit: 8698864013636

**SIGMA +**

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 400 WATT

- 1 Écran LCD couleur 4,7 ..
- 2 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 3 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- 4 Large gamme d'applications chirurgicales
- 5 4 modes bipolaires, 8 modes monopolaires
- 6 Mode endoscopique (endocut)
- 7 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- 8 Coagulation simultanée
- 9 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- 10 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 11 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 12 Alarmes sonores et visuelles



Code de Commande: M066853

No. de Produit: 8698864013667

## STAR5000

MONITEUR FCETAL ET MATERNEL

promedic  
by COMEN

- 1 Écran tactile LCD TFT couleur de 12.1"
- 2 Système ARM avancé, pratique pour la maintenance et la mise à niveau
- 3 Interfaces de paramètres de police standard et de grande taille
- 4 Sondes imperméables haute sensibilité
- 5 Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- 6 Examen complet des données jusqu'à 120 heures.
- 7 Système de notation automatique de l'état fœtal.
- 8 Montable sur le mur
- 9 Options de système de surveillance central filaire / sans fil jusqu'à 128 lits.
- 10 Option de connectivité à une imprimante externe.
- 11 Système d'alarme à 3 niveaux
- 12 Configurations standard: FHR, TOCO, FM, AFM, imprimante thermique
- 13 Configurations optionnelles: FHR2, stimulateur fœtal, imprimante externe



Code de Commande: M066201

No. de Produit: 8698864013629

## STAR5000 E

MONITEUR FCETAL ET MATERNEL

promedic  
by COMEN

- 1 Écran tactile TFT de 5,7 pouces
- 2 Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- 3 Batterie lithium-ion intégrée, jusqu'à 4 heures de fonctionnement
- 4 Mesure FM manuelle / automatique
- 5 Système de notation automatique de l'état fœtal.
- 6 Indicateur de force du signal FHR
- 7 60 heures de réponse et de stockage sous forme d'onde en temps réel
- 8 Fonction de surveillance du temps pour éviter la surveillance du temps
- 9 Connectivité facultative au système de surveillance central.



Code de Commande: M066200

No. de Produit: 8698864013612

## CLARMAC/CLARMIL

ENSEMBLE DE LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE CONVENTIONNEL  
MACINTOSH / MILLER



### CLARMAC

Code de Commande:

No. de Produit: 8698864008595

### CLARMIL

Code de Commande:

No. de Produit: 8698864008625

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble est composé de:
  - o U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
  - o U 1 ampoule de rechange
  - o En option par lots de 3, 4, 5 lames.

## FLARMAC/FLARMIL

ENSEMBLE DE LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE FIBRE OPTIQUE  
MACINTOSH/MILLER



### FLARMAC

Code de Commande:

No. de Produit: 8698864008649

### FLARMIL

Code de Commande:

No. de Produit: 8698864008663

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble comprend:
  - o U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
  - o U 1 ampoule de rechange
  - o En option par lots de 3, 4, 5 lames.

## DIASET

ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC  
STANDARD/HALOGEN



- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Intensité lumineuse réglable
- 4 L'ensemble comprend:
  - o 1 morceau d'otoscope
  - o 1 ophtalmoscope
  - o 2 morceaux de miroir laryngé (tailles 3 et 4)
  - o 1 morceau d'abaisse-langue métallique
  - o 1 pièce d'adaptateur pour dépresseur lingual jetable
  - o 3 pièces de spéculum auriculaire (tailles 2,5 / 3.5 / 4.5 mm)
  - o 1 pièce de support léger (pour les miroirs laryngés)
  - o 2 morceaux d'ampoule auxiliaire.
  - o 1 morceau de spéculum nasal (réutilisable)
  - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis
  - o 1 piece of handle with screw lock system

Code de Commande: M040410

No. de Produit: 8698864008687

## OTOSET

ENSEMBLE D'OTOSCOPE  
STANDARD / HALOGEN

- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 L'ensemble comprend:
  - o 1 pièce de tête d'otoscope avec système de verrouillage à vis
  - o 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
  - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis



Code de Commande: M040411  
No. de Produit: 8698864008700

## OFTASET

ENSEMBLE D'OPHTHALMOSCOPE  
STANDARD / HALOGEN

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134°C
- 3 24 dioptries entre -25 et +40.
- 4 L'ensemble est composé de;
  - 1 tête d'ophtalmoscope avec système de verrouillage vissé
  - 1 poignée avec système de verrouillage à vis



Code de Commande: M040412  
No. de Produit: 8698864008700

## OTO-OFTASET

ENSEMBLE DE OTOSCOPE + OPHTHALMOSCOPE  
STANDARD / HALOGEN

- 1 Dans un boîtier en plastique
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 Ampoule à vide
- 4 Configuration de 24 dioptries dans une plage comprise entre -25 et +40
- 5 L'ensemble est composé de:
  - o 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
  - o 1 morceau de tête d'otoscope
  - o 1 morceau de tête d'ophtalmoscope
  - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis
  - o 1 piece of handle with screw lock system



Code de Commande: M040413  
No. de Produit: 8698864008724





# firstMED



## Index



MONITEURS DE SURVEILLANCE.....	50
APPAREILS ECG.....	51 - 52
HOLTERS ECG.....	53
SYSTEM TENSIOMETRE AMBULATOIRE.....	53
ASPIRATEURS.....	54
RÉGULATEUR D'OXYGENE.....	54
COUVEUSES POUR BÉBÉ.....	55
SYSTÈMES SPIROMÉTRIE.....	55

## pM-6000

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- 1 Écran LCD couleur 8.4"
- 2 2 heures de vie de la batterie
- 3 8 formes d'onde simultanées
- 4 Alarmes visuelles et sonores.
- 5 120 heures d'économie de tendance.
- 6 Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 7 Paramètres optionnels: 2 canaux IBP, CO2.



Code de Commande: M068101

No. de Produit:8698864008380

## pM-6800

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- 1 Écran LCD couleur 8 couleurs
- 2 2 heures de vie de la batterie
- 3 7 formes d'onde simultanées Partager postcast
- 4 Alarmes visuelles et sonores.
- 5 120 heures d'économie de tendance.
- 6 Alarme d'apnée
- 7 Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP



Code de Commande: M068102

No. de Produit:8698864008397

## pM-8000

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- 1 Écran LCD couleur 12.1"
- 2 2 heures de vie de la batterie
- 3 8 formes d'onde simultanées
- 4 Alarmes visuelles et sonores.
- 5 120 heures d'économie de tendance.
- 6 Alarme d'apnée
- 7 Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 8 Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2



Code de Commande: M068103

No. de Produit:8698864008373

## ECG-100

APPAREIL ECG

1 CANAL / FORMAT COMPACT DE BUREAU

- ❶ Design léger et compact.
- ❷ Modes d'impression: automatique et manuel.
- ❸ Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- ❹ Filtres AC et EMG
- ❺ Batterie interne

Code de Commande: M066922

No. de Produit:8698864008915



## ECG-300

APPAREIL ECG

3 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU

- ❶ Design léger et compact.
- ❷ Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- ❸ Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- ❹ Filtres AC, EMG et DFT
- ❺ Batterie interne
- ❻ Mémoire interne: 1 000 patients.
- ❼ Diagramme de placement de plomb
- ❽ Affichage: LCD couleur de 320x240
- ❾ Fonction d'interprétation

Code de Commande: M066923

No. de Produit:8698864008939



## ECG-600

APPAREIL ECG

6 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x480.
- 9 Fonction d'interprétation



Code de Commande: M066925

No. de Produit:8698864008946

## ECG-1200

APPAREIL ECG

2 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x600.
- 9 Fonction d'interprétation



Code de Commande: M066926

No. de Produit:8698864008953

## EH-12

SYSTÈME HOLTER ECG  
12 CANAUX

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 canaux d'enregistrement ECG
- 3 1,2 GB de mémoire intégrée
- 4 Sélection des canaux d'analyse.
- 5 Marquage d'événement patient
- 6 ST analytique, VRC, QT, fibrillation auriculaire, THS et onde T
- 7 Rapports avancés

Code de Commande: M067121  
No. de Produit: 8698864008885



## ABPM-50

HOLTER TENSIONNEL  
ÉCRAN GRAND ET COLORÉ

- 1 Design compact et léger
- 2 Mesure oscillométrique
- 3 Logiciel PC sous Windows
- 4 Il peut être programmé pour le jour et la nuit.
- 5 Rapports avancés
- 6 Alarmes sonores et visuelles.
- 7 Optionnel: SpO2

Code de Commande: M067102  
No. de Produit: 8698864012608



## SP-9

### ASPIRATEUR

- 1 Convient aux services d'urgence, aux ambulances, aux premiers secours et aux hôpitaux.
- 2 Moteur sans huile ni entretien.  
Pot en plastique de 1 litre
- 3 Pression négative maximale: 0,075 MPa
- 4 Alimentation: 220V AC ou 12V DC
- 5 Vitesse du vide: 15 l / min et 20 l / min

Code de Commande: M067308  
No. de Produit:8698864013063



## OXYFLOW-01

### RÉGULATEUR D'OXYGENE MÉDICAL POUR CYLINDRE D'OXYGENE UTILISATION MÉDICAL

- 1 Plage de débit d'oxygène: 1 - 15L / min
- 2 Plage de réduction de pression: 2,0 - 3,0 kg
- 3 Plage de pression de la soupape de décharge: (3,5 kg ± 0,5 kg)

Code de Commande: M068250  
No. de Produit:8698864011274



## INC-100

COUVEUSE POUR BÉBÉ  
CONTRÔLEUR DE MICROPROCESSEUR

- ❶ Mode de contrôle: mode aérien
- ❷ Réglage de l'humidité à deux niveaux
- ❸ 6 fenêtres d'exploitation
- ❹ Plateau IV et moniteur
- ❺ Connecteur RS232
- ❻ Pièces optionnelles: unité de photothérapie pie ascendante et unité de photothérapie descendante.

Code de Commande: M068220

No. de Produit: 8698864013087



## SP-10

SPIROMÈTRE  
PORTABLE

- ❶ 1.8" écran couleur TFT
- ❷ Articles de test: FVC
- ❸ Batterie interne


Code de Commande: M066910

No. de Produit: 8698864009325





# PLASMED



## Index



LAMES CHIRURGICALES.....	57
INSUFFLATEURS MANUELES (Ambu).....	57
AGRAFEUSE À PEAU & DÉCAPANT D'AGRAFEUSE.....	58
PAD ELECTROCHIRURGICAL.....	58
SET DE TRANSFUSION.....	58
I.V. CANULE .....	59
ÉLECTRODES ECG.....	59
GANTS D'EXAMEN LATEX.....	60
GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX.....	60



**SBL**LAME CHIRURGICAL  
JETABLE / STERILE

- 1 Acier au carbone
- 2 Tailles: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Emballage stérile individuel
- 4 Emballage: 100 unités / boîte, 5000 unités / boîte

**SBL-10**  
Code de Commande: M035011  
No. de Produit: 6945630106415

**SBL-20**  
Code de Commande: M035016  
No. de Produit: 6945630106460

**SBL-11**  
Code de Commande: M035012  
No. de Produit: 6945630106422

**SBL-21**  
Code de Commande: M035017  
No. de Produit: 6945630106477

**SBL-12**  
Code de Commande: M035013  
No. de Produit: 6945630106439

**SBL-22**  
Code de Commande: M035018  
No. de Produit: 6945630106484

**SBL-15**  
Code de Commande: M035014  
No. de Produit: 6945630106446

**SBL-23**  
Code de Commande: M035019  
No. de Produit: 6945630106491

**SBL-18**  
Code de Commande: M035015  
No. de Produit: 6945630106453

**SBL-24**  
Code de Commande: M035020  
No. de Produit: 6945630106507

**AMBUSET-D**KIT COMPLET DE RÉANIMATION  
INSUFFLATEUR MANUEL DE PVC (TYPE AMBU) / À USAGE UNIQUE

- 1 Soupape de surpression
- 2 Masque gonflable avec seringue
- 3 Volume du ballon d'oxygène: adulte (1 700 ml), pédiatrique (600 ml) et nouveau-né (280 ml)
- 4 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 5 Masque en PVC de 1 pièce, 3 morceaux de voies respiratoires et 1 morceau de canule nasale à oxygène dans le kit
- 6 Emballage: 24pcs / carton



**D280**  
Code de Commande: M034523  
No. de Produit: 8698864013193

**D600**  
Code de Commande: M034524  
No. de Produit: 8698864013209

**D1700**  
Code de Commande: M034525  
No. de Produit: 8698864013216

**AMBUSET-R**KIT COMPLET DE RÉANIMATION  
INSUFFLATEUR MANUEL DE SILICION (TYPE AMBU) / RÉUTILISABLE

- 1 Autoclavable (134 ° C)
- 2 Soupape de surpression
- 3 Volume du ballon d'oxygène: adulte (1700 ml), pédiatrique (600 ml) et nourrisson (280 ml)
- 4 Adulte (1700 ml), pédiatrique (600 ml) et nourrisson (280 ml)
- 5 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 6 Tailles de masque: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 7 Comprend: Masque en silicone 2 pièces, air à 3 voies, canule nasale à oxygène 1 pièce et ouvre-bouche 1 pièce inclus dans le kit
- 8 Boîtier en plastique dur pour transporter tout le matériel.
- 9 Emballage: 12 pcs / carton



**R280**  
Code de Commande: M034501  
No. de Produit: 8698864013162

**R600**  
Code de Commande: M034521  
No. de Produit: 8698864013179

**R1700**  
Code de Commande: M034522  
No. de Produit: 8698864013186

## C-WR

AGRAFEUSE À PEAU  
JETABLE / STÉRILE

- 1 Il peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO)
- 2 Paquet individuel d'ampoules stériles
- 3 Emballage: 200 pcs / carton



Code de Commande: M035031  
No. de Produit: 5060186750125

## F-35W

DÉCAPANT D'AGRAFEUSE  
RÉUTILISABLE / STÉRILE

- 1 Acier inoxydable
- 2 35 pièces de largeur (w) crochets
- 3 Paquet individuel d'ampoules stériles
- 4 Emballage: 5 pcs / boîte, 100 pcs / carton



Code de Commande: M035030  
No. de Produit: 5060186751450

## GP03 / GP04

PLAQUE NEUTRE POUR BISTOURI ÉLECTRIQUE  
JETABLE

- 1 Monopolaire ou bipolaire
- 2 Adhésif conducteur hydrogel
- 3 Compatible avec toutes les unités électrochirurgicales.
- 4 Câbles réutilisables (en option)
- 5 Emballage: 50 unités / boîte, 400 unités / boîte



GP03  
Code de Commande: M034302  
No. de Produit: 8698864001404

GP04  
Code de Commande: M034304  
No. de Produit: 8698864001428

## INFSET-S

SET DE TRANSFUSION SANGUINE  
JETABLE / STÉRIL

- 1 Pour les poches de sang
- 2 Piercing sans ventilation
- 3 20 gouttes = 1 ml
- 4 Filtre 200 µm
- 5 Pince à rouleau
- 6 Site d'injection
- 7 Connecteur à glissière Luer
- 8 Aiguille 18 g
- 9 Longueur du tube: 150 cm
- 10 Emballage stérile individuel
- 11 Emballage: 500 pcs / carton



Code de Commande: M034231  
No. de Produit: 8698864009912

# PLASCATH

## I.V. CANULE

- 1 Canule japonaise en acier inoxydable
- 2 Pointe à aiguille extra fine pour une canulation lisse
- 3 Cathéter FEP / PTFE à paroi mince pour une force de pénétration plus faible
- 4 Distance minimale entre le cathéter et l'aiguille pour éviter les problèmes de pelage pendant l'utilisation
- 5 Luer Lock conçu pour prévenir les fuites
- 6 Non pyrogène
- 7 No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G Avec cathéter radio-opaque à ailes et à port d'injection pour adulte
- 8 24G, 26G Avec cathéter radio-opaque à petites ailes et sans port d'injection pour nouveau-né

No:14G Adult  
Code de Commande: M031825  
No. de Produit: 8698864014671

No:16G Adult  
Code de Commande: M031826  
No. de Produit: 8698864014688

No:17G Adult  
Code de Commande: M031827  
No. de Produit: 8698864014695

No:18G Adult  
Code de Commande: M031828  
No. de Produit: 8698864014701


No:20G Adult  
Code de Commande: M031829  
No. de Produit: 8698864014718

No:22G Adult  
Code de Commande: M031830  
No. de Produit: 8698864014725

No:24G Adult  
Code de Commande: M031831  
No. de Produit: 8698864014732

No:24G Neonatal  
Code de Commande: M031841  
No. de Produit: 8698864014749

No:26G Neonatal  
Code de Commande: M031842  
No. de Produit: 8698864014756




## ÉLECTRODES ECG

Types Disponibles :

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support non tissé, Gel Liquide, 50pcs / pochette

Enfant : 32 x 38 mm Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette



ELEC-S55  
Code de Commande: M035920  
No. de Produit: 8698864013407

ELEC-S30  
Code de Commande: M035921  
No. de Produit: 8698864013414

ELEC-W55  
Code de Commande: M035922  
No. de Produit: 8698864013421

## GANTS D'EXAMEN LATEX

POUDRÉ / NON-POUDRÉ

- 1 Ambidextre
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : X-Petit / Petit / Moyen / Large / X-Large



**POWDERED / X-SMALL**

No. de Produit:  
8698864013834

**POWDERED / SMALL**

No. de Produit:  
8698864013841

**POWDERED / MEDIUM**

No. de Produit:  
8698864013858

**POWDERED / LARGE**

No. de Produit:  
8698864013865

**POWDERED / X-LARGE**

No. de Produit:  
8698864013872

**POWDERED-FREE / X-SMALL**

No. de Produit:  
8698864013889

**POWDERED-FREE / SMALL**

No. de Produit:  
8698864013896

**POWDERED-FREE / MEDIUM**

No. de Produit:  
8698864013902

**POWDERED-FREE / LARGE**

No. de Produit:  
8698864013919

**POWDERED-FREE / X-LARGE**

No. de Produit:  
8698864013926

## GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX

POUDRÉ / NON-POUDRÉ

- 1 Latex de caoutchouc naturel
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



**POWDERED / No: 6**

Code de Commande: M010160  
No. de Produit: 8698864014763

**POWDERED / No: 6,5**

Code de Commande: M010161  
No. de Produit: 8698864014770

**POWDERED / No: 7**

Code de Commande: M010162  
No. de Produit: 8698864014787

**POWDERED / No: 7,5**

Code de Commande: M010163  
No. de Produit: 8698864014794

**POWDERED / No: 8**

Code de Commande: M010164  
No. de Produit: 8698864014800

**POWDERED / No: 8,5**

Code de Commande: M010165  
No. de Produit: 8698864014817

**POWDERED-FREE / No: 6**

Code de Commande: M010166  
No. de Produit: 8698864014824

**POWDERED-FREE / No: 6,5**

Code de Commande: M010167  
No. de Produit: 8698864014831

**POWDERED-FREE / No: 7**

Code de Commande: M010168  
No. de Produit: 8698864014848

**POWDERED-FREE / No: 7,5**

Code de Commande: M010169  
No. de Produit: 8698864014855

**POWDERED-FREE / No: 8**

Code de Commande: M010170  
No. de Produit: 8698864014862

**POWDERED-FREE / No: 8,5**


Code de Commande: M010177  
No. de Produit: 8698864014879



## PRODUITS DISTRIBUÉS



## Index



MEDCAPTAIN.....	62 - 63
CHEST.....	63
KAI.....	64
NULIFE.....	64
CA-MI.....	65
F.BOSCH.....	65

## MP-60

Pompe à perfusion modulaire

MEDCAPTAIN

- 1 Écran tactile
- 2 Léger et petit
- 3 Conception modulaire
- 4 Plug & Play
- 5 Empilable
- 6 Porte automatique
- 7 Mécanisme anti-écoulement libre.
- 8 Bolus automatique et manuel.
- 9 KVO réglable
- 10 Mode nuit
- 11 Données du patient
- 12 Bibliothèque de médicaments
- 13 Fixation au pôle IV
- 14 Alarmes sonores et visuelles.
- 15 Batterie interne



Code de Commande: M066830  
No. de Produit:8698864012639

## SYS-6010

Pompe à perfusion portable

MEDCAPTAIN

- 1 Facile à utiliser
- 2 Écran tactile
- 3 Mécanisme anti-écoulement libre.
- 4 Haute sécurité et stabilité
- 5 Haute précision
- 6 Capteur de chute optionnel



Code de Commande: M066831  
No. de Produit:8698864012646

## MP-80

Station De Perfusion

MEDCAPTAIN

- 1 Conception modulaire
- 2 Empilable
- 3 Plug & Play
- 4 Synchroniser l'alarme avec les pompes.
- 5 Connectivité Wi-Fi au système de surveillance central.
- 6 Compatible avec la pompe à perfusion MP-60 et la pompe à seringue MP-30




Code de Commande: M066834  
No. de Produit:8698864012653

## MP-30

Pousse Seringue Modulaire

MEDCAPTAIN

- 1 Écran tactile
- 2 Léger et petit
- 3 Conception modulaire
- 4 Plug & Play
- 5 Empilable
- 6 Bolus automatique et manuel.
- 7 KVO réglable
- 8 Mode nuit
- 9 Données du patient
- 10 Bibliothèque de médicaments
- 11 Fixation au pôle IV
- 12 Alarmes sonores et visuelles.
- 13 Batterie interne



Code de Commande: M066832  
No. de Produit:8698864012615

## SYS-3011

SYRINGE PUMP / Pousse Seringue  
PORTABLE / Portable

MEDCAPTAIN

- 1 Convivial, facile à utiliser
- 2 Haute sécurité et stabilité
- 3 Haute précision
- 4 Technologie spéciale du moteur



Code de Commande: M066833  
No. de Produit:8698864012622

## HI-101

Système de Spirométrie  
Dessus De La Table

CHEST

- 1 Pour les tests d'asthme, de MPOC et d'autres patients présentant une insuffisance respiratoire.
- 2 Compact pour la mobilité
- 3 Grand écran LCD
- 4 Articles de test: SVC, FVC, MVV, BD
- 5 Précision prouvée de l'ATS
- 6 Stockage des données: env. 100 tests
- 7 Interface informatique: RS-232C
- 8 Idéal pour les cliniques.
- 9 Il suffit d'appuyer sur les boutons et le test est terminé en 3 minutes.
- 10 Batterie au plomb rechargeable
- 11 Imprimante thermique
- 12 Logiciel de gestion de données pour Windows
- 13 Éléments optionnels: seringue d'étalonnage (3 l ou 1 l), filtre à air



Code de Commande: M063901  
No. de Produit:8698864013353

## Punch à Biopsie

Stérile

- 1 Jetable
- 2 Dimensions: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 3 Emballage: 20 pcs / boîte, 50 boîtes / carto



2 mm

Code de Commande: M032307

No. de Produit:4560146922605

3 mm

Code de Commande: M032301

No. de Produit:4560146922599

4 mm

Code de Commande: M032302

No. de Produit:4560146922582

5 mm

Code de Commande: M032303

No. de Produit:4560146922612

6 mm

Code de Commande: M032304

No. de Produit:4560146922575

## Etuis Péniens

Jetable / Sterile

- 1 Latex doux et pur.
- 2 Compatibilité avec tous les sacs d'urine standard.
- 3 Avec des rubans adhésifs souples
- 4 Taille: moyenne (25 mm), grande (30 mm) et XL (35 mm)

CATHETER-L

Code de Commande: M030702

No. de Produit:8908000123670

CATHETER-M

Code de Commande: M030701

No. de Produit:8908000123663

CATHETER-XL

Code de Commande: M030703

No. de Produit:8908000123687





## NEW ASKIR 230/12V BR

UNITÉ D'ASPIRATION FONCTIONNANT SUR  
BATTERIE

NEW ASKIR 230/12V BR est une unité d'aspiration électrique pour l'aspiration de liquides corporels, l'aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte ou l'enfant. Convient aux applications d'urgence et à la thérapie postopératoire, aussi bien en milieu professionnel qu'en soins à domicile.

Trois options de fonctionnement différentes : adaptateur AC/DC, batterie rechargeable et 12 V en font une unité d'aspiration polyvalente approuvée pour un fonctionnement NON-STOP sans surchauffe. Equipé d'une alarme visuelle et acoustique indiquant un niveau de batterie faible.

La poignée ergonomique de conception nouvelle assure une prise en main confortable et sûre.

CA-MI



Code de Commande: M066933

No. de Produit: 8054619100370

## KONSTANTE II

Tensiometre Anéroïde Professionnel



F. BOSCH  
MEDIZINTECHNIK  
GERMANY

- 1 Echelle de diamètre: 50 mm (0-300 mmHg)
- 2 Système à double tube.
- 3 Étui souple
- 4 Crochet de manchette (manchette velcro-facultatif)
- 5 Tailles pour adultes et enfants.



ADULT

Code de Commande: M020301

No. de Produit: 4260157891012

CHILD

Code de Commande: M020307

No. de Produit: 4260157891029

# Produits divers de TRIMPEKS qui ne figurent pas dans le Catalogue de Produits

## Mobilier Hospitalier

Lit d'hospitalisation

Berceau

Table de Mayo

Table de chevet

Table d'accouchement

Table d'operation

Chaise / Lit / Table / Divan d'Examen

Fauteuil de prelevement

Fauteuil de dialyse

Paravent

Escabeau

Brancard

Chariots

Porte-sérum (Potence)

Tabouret réglables

Négatoscope

Lavabo chirurgical

Banc d'attente

## Radiologie

Radiographie Mobile

Ecographe

Radio Panoramique

Scanner CT

## Lampes

Lampe d'examen

Lampe scialytique

## Balances numériques et mécaniques

Pèse-bébé numérique

Pèse bébé mécanique à poids

coulissant

Pèse personne mécanique à poids

coulissant

## Divers

Unité de consultation ORL

Generateur de dialyse

Réfrigérateur médicalisé

Ventilateur de soins intensifs, Ventilateur d'urgence et de transport

Appareil d'anesthésie

Défibrillateur

Appareil AED

Colonne d'endoscopie

Ensemble de coelioscopie

Analyseur fécal

Fauteuil dentaire

## Consommables

Cathéter intraveineuse

Set de perfusion intraveineuse

Seringues jetables

Seringues angiographiques

Sparadraps, Rouloaux de Gaze,

Bandages, Compresses,

Pansements, Cotton, etc.,

**ATPE** (Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi)

# Various TRIMPEKS products which do not take place in the Product Catalogue

## Hospital Furniture

Hospitalisation Bed
Baby Cot
Mayo Table
Nightstand
Delivery Table
Operating Table
Examination Table
Blood Sampling Chair
Dialysis Chair
Ward Screen
Couch Steps
Stretcher
Trolleys / Carts
Mobile Infusion Stand (Serum holder)
Adjustable Stool
Film Viewer
Surgical Sink
Hospital Waiting Bench

## Miscellaneous

ENT Consultation Unit
Dialysis Machine
Medical Refrigerator
ICU Ventilator
Emergency & Transport Ventilator
Anesthesia Machine
Defibrillator
AED (Automated External Defibrillator)
Endoscopy Column
Laparoscopy Set
Feces Analyzer
Dental Chair

## Radiology Products

Mobile X-Ray
Ultrasound
Dental Panoramic X-Ray
CT Scanner

## Lamps

Examination Lamp
Surgical Lamp

## Digital and Mechanical Scales

Digital Baby Scale
Mechanical Baby Scale with sliding weights
Mechanical Adult Scale with sliding weights and Height Rod

## Consumables

IV Cannula
Infusion Set
Disposable Syringes
Angiographic Syringes
Plasters, Bandages, Compresses, Dressings, Gauze Rolls, Cotton, etc.

**RUTF** (Ready to Use Therapeutic Food)

# TRIMPEKS

Votre  
“Guichet Unique” pour  
les besoins en matière  
de soins de santé pour

- ✓ **Détection**
- ✓ **Évaluation des risques**
- ✓ **Diagnostic**
- ✓ **Thérapie**



**Contactez-nous**

 Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 34415 Kağıthane İstanbul Türkiye

 [www.trimpeks.com](http://www.trimpeks.com)  [export@trimpeks.com](mailto:export@trimpeks.com)  +90 212 319 50 00