

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Su **“Ventanilla Única”** para
los Requisitos de Atención Médica para

- ✓ **Detección** ✓ **Evaluación de Riesgos**
- ✓ **Diagnóstico** ✓ **Terapia**

TRIMPEKS

new health dimensions

Trimpeks Healthcare fue fundada en 1990 en Estambul/Turquía por socios conscientes de lo valiosa e importante que es la salud en la vida de una persona.

Teniendo en cuenta que una persona debe ser capaz de controlarse y/o curarse a sí misma, en la rutina diaria o en los momentos necesarios, hemos creado una gama completa de “Atención Médica a Domicilio,,.

Considerando también que una persona debe ser atendida por profesionales de la salud en hospitales y clínicas, hemos creado una gama completa de “productos hospitalarios básicos,,.

De este modo, nos hemos convertido en un “**1-Stop-Shop**,, para las necesidades sanitarias, que atiende con prestigio a más de 50 países de todo el mundo.

Nuestro criterio para elegir los elementos que componen nuestra Cartera de Productos es que:

“Todos y cada uno de los Productos Trimpeks, deben ser de calidad que puedan ser utilizados con los Miembros de nuestra Familia,,

Ya que tiene este Sitio Web en sus manos, le damos la bienvenida para que sea un Socio Trimpeks en su país.

Atentamente,

Su „EQUIPO TRIMPEKS“




plusmed

health management



Index



CUIDADO DE LA DIABETES.....	4 - 8
MEDICIÓN DE TEMPERATURA.....	9
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL.....	10 - 11
ACCESORIOS.....	12 - 13
ESTETOSCOPIOS.....	14
NEBULIZADORES.....	15
CONCENTRADORES DE OXÍGENO.....	16 - 17
PULSEOXÍMETROS.....	18
DISPOSITIVOS PAP.....	19 - 21
UNIDAD DE SUCCIÓN.....	22
MASCARILLAS CPAP	23
SISTEMAS DE COLCHONES DE PRESIÓN.....	24 - 25
ESTIMULADOR ELÉCTRICO TENS.....	26
ATENCIÓN AL PACIENTE.....	27 - 29

pM-100 *fastTest*

Dispositivo de monitorización de glucosa en sangre

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed *fastTest* está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed *fastTest* está diseñado para usarse en el hogar y en entornos profesionales para monitorear los niveles de glucosa en sangre total obtenidos de la yema del dedo, la palma y el antebrazo.



- 1 Medición de 5 segundos
- 2 0,5 µl de muestra de sangre
- 3 Sistema de código automático
- 4 4 alarmas recordatorias
- 5 300 recuerdos
- 6 Transferir a la computadora
- 7 Gran pantalla LCD
- 8 Alarmas indicadoras de hipoglucemia e hiperglucemia
- 9 Resultados promedio de 7-14-30 días
- 10 Configuraciones de rango "Alto" y "Bajo"
- 11 Pruebas en sitios alternativos


Código de orden: M020751

Ningún producto: 8698864011281

pM-100 *fastTest*

Tiras reactivas de glucosa en sangre

Las tiras reactivas de glucosa en sangre Plusmed *fastTest* se utilizan con el medidor de glucosa en sangre plusmed *fastTest* para medir cuantitativamente la glucosa (azúcar) en sangre total obtenida de la yema del dedo, la palma y el antebrazo. Las tiras reactivas Plusmed *fastTest* son para pruebas fuera del cuerpo (uso de diagnóstico in vitro).



- 1 For testing glucose in capillary blood
- 2 Tiny blood sample size (0.5 µl)

Código de orden: M020752

Ningún producto: 5060186753621

fastTest DailyCheck

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fastTest DailyCheck está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitoreo de glucosa en sangre Plusmed fastTest DailyCheck está diseñado para usarse en el hogar y en entornos profesionales, como hospitales y clínicas, para monitorear los niveles de glucosa en sangre total obtenidos de sitios alternativos en diferentes posiciones, como sentarse en una silla o al lado de la cama. La pantalla con contraste, iconos grandes y números grandes permite a las personas leer los resultados de la prueba fácilmente.



Código de orden:M020775

Ningún producto:8698864016071

- 1 Medición de 5 segundos
- 2 1 µl de muestra de sangre
- 3 No se requiere codificación
- 4 Alarma por cronograma de pruebas.
- 5 360 memorias de prueba con fecha y hora
- 6 Promedio de 7, 14 y 28 días
- 7 mmol/L o mg/dL (conmutable)



Código de orden:M020776

Ningún producto:8698864016088

pM-900 fastTest DiagnoPRO

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre

Reconocido por su facilidad de uso y rápido tiempo de respuesta, el sistema de monitoreo múltiple Plusmed fastTest DiagnoPro está diseñado para procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre para diagnósticos in vitro. El sistema de monitorización múltiple Plusmed fastTest DiagnoPro sirve para medir cuantitativamente la glucosa en sangre (azúcar), las cetonas en sangre y el ácido úrico en sangre en muestras de sangre entera capilar fresca, sangre neonatal y sangre arterial y venosa. Es solo para uso fuera del cuerpo (para uso de diagnóstico in vitro) y está destinado a autoevaluaciones de pacientes en el hogar y uso profesional en hospitales y clínicas para controlar los niveles de glucosa en sangre.

- 1 Multifunción (glucosa en sangre-cetona en sangre* y ácido úrico en sangre*)
- 2 DIOS 0,7 µl de muestra de sangre
- 3 Glucosa promedio en 7, 14, 30, 60 y 90 días
- 4 Resultados en 5 segundos
- 5 Memoria hasta 500 pruebas
- 6 Eyector de tiras
- 7 Certificación ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015
- 8 Descarga de PC mediante cable de transferencia de datos
- 9 Adecuado para uso neonatal
- 10 Caducidad de la tira reactiva de 6 meses después de la primera apertura del vial.
- 11 Indicador de rango de medición



Código de orden:M020721

Ningún producto:8698864014541



Código de orden:M020722

Ningún producto:8698864014572

fastTest Hblyzer

SISTEMA DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA HB

Fasttest Hblyzer está diseñado para ser utilizado para la determinación cuantitativa de hemoglobina (Hb) y hematocrito calculado (Hct) en sangre entera humana capilar y venosa. Este sistema está diseñado para fuera del cuerpo (diagnóstico in vitro uso) mediante examen físico y por un profesional sanitario en una situación clínica como la anemia.

- 1 Resultados en 15 segundos
- 2 10 ul de tamaño de muestra de sangre pequeña
- 3 La memoria almacena 1000 lecturas con fecha y hora.
- 4 Tres unidades de medición conmutables
- 5 Estuche de transporte de lujo
- 6 LCD grande
- 7 Apagado automático
- 8 Carga de datos a la PC a través del software Plusmed Fasttest Hblyzer



Código de orden:M020783

Ningún producto:8698864014954

fastTest Hblyzer

TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA HB

La tira de hemoglobina fastTest Hblyzer se utiliza con el medidor de hemoglobina fastTest Hblyzer como sistema de análisis de hemoglobina para medir cuantitativamente la hemoglobina con sangre total capilar y venosa. El sistema de análisis de hemoglobina está diseñado para uso diagnóstico in vitro (para el mecanismo de detección médica) únicamente (fuera del cuerpo).

- 1 Para analizar la hemoglobina con sangre total capilar y venosa
- 2 Pequeño volumen de muestra de sangre (10 µL)
- 3 50 tiras reactivas



Código de orden:M020781

Ningún producto:8698864014951

ANALIZADOR DE GLUCOHEMOGLOBINA

HbA1c portátil único. Analizador para una mejor atención de la diabetes

- 1 Prueba portátil de HbA1c
- 2 Resultado preciso con CV<3%
- 3 Operación fácil y rápida
- 4 Almacenamiento a temperatura ambiente



P3 (CGM)

Sistema de monitoreo continuo de glucosa en tiempo real

Sistema de monitoreo continuo de glucosa preciso y asequible

- 1 14 días de vida
- 2 MARD=10%
- 3 Cómodo
- 4 Tiempo real
- 5 Algoritmo
- 6 Portal de la nube



fastTest

Lancetas de sangre

Las lancetas de sangre Plusmed fastTest se utilizan con un dispositivo de punción para tomar muestras de sangre. Las lancetas de sangre Plusmed fastTest son desechables y para uso de un solo paciente.



- 1 Aplicación indolora debido a la delgadez.
- 2 Calibre de la aguja: 30G
- 3 Más fiable gracias al método de esterilización gamma

Código de orden: M021962
Ningún producto: 8698864013575

FASTFINE

Agujas para pluma de insulina

Las agujas para pluma se utilizan junto con plumas de inyección para administrar medicamentos inyectables en el cuerpo. Las agujas para plumas de insulina vienen en una variedad de longitudes y anchos para adaptarse a todo tipo de cuerpo. De 8 mm a 4 mm, la longitud de la aguja que elija probablemente dependerá de su tamaño; los niños probablemente se beneficiarán del tamaño más corto de 4 mm. Cada aguja para bolígrafo está incrustada en un cubo de plástico que se puede acoplar al bolígrafo.



4MM-32G-100
Código de orden: M026605
Ningún producto: 6945630106408

5MM-32G-100
Código de orden: M026609
Ningún producto: 6945630106613

6MM-32G-100
Código de orden: M026606
Ningún producto: 6945630106385

8MM-31G-100
Código de orden: M026607
Ningún producto: 6945630106392

- 1 Sterile
- 2 Fits all insulin pens
- 3 Non toxic, non pyrogenic
- 4 Silicon coated
- 5 Available in 4 different sizes
 - 32 G (0.23 X 4 mm)
 - 32 G (0.23 X 5 mm)
 - 31 G (0.25 X 6 mm)
 - 31 G (0.25 X 8 mm)

pM-101

Tipo de bolígrafo: termómetro digital

Este termómetro puede medir la temperatura en varios lugares del cuerpo que mantienen una temperatura bastante estable (oral, axilar, rectal).

Muestra lecturas con gran precisión (0,1 °C o 0,2 °F).

- 1 ± 0,1 °C Precisión
- 2 Respuesta rápida
- 3 Función de memoria
- 4 Apagado automático



Código de orden: M029421

Ningún producto: 8698864013049

pM-8197W

Monitor de presión arterial digital totalmente automático tipo muñeca

- 1 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 2 Medición precisa
- 3 Detección de latidos cardíacos irregulares
- 4 Resultado rápido
- 5 Método de inflación silenciosa
- 6 Apagado automático
- 7 Circunferencia de la muñeca: 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Código de orden: M028740

Ningún producto: 8698864016484

« VOICE »

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL
HABLANTE TOTALMENTE AUTOMÁTICO TIPO BRAZO

- 1 Medición precisa
- 2 Método de inflación silenciosa
- 3 Apagado automático
- 4 Indicador de latido irregular
- 5 Promedio de las últimas 3 pruebas
- 6 Voz
- 7 Medición de presión estática
- 8 2x150 Memorias en Dos Grupos con Fecha y Hora
- 9 Circunferencia del manguito Aprox. 135 (ancho) x 485 (largo) mm

Código de orden: M028742

Ningún producto: 6970392216799



CONNECT

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL
TOTALMENTE AUTOMÁTICO TIPO BRAZO

- 2 Medición precisa
- 3 Método de inflación silenciosa
- 3 Apagado automático
- 4 Indicador de latido irregular
- 5 Promedio de las últimas 3 pruebas
- 6 Medición de presión estática
- 7 Conexión Bluetooth
- 8 2x150 Memorias en Dos Grupos con Fecha y Hora
- 9 Circunferencia del manguito Aprox. 135 (ancho) x 485 (largo) mm

Código de orden: M028743

Ningún producto: 6970392213408



PERFECT

TENSÍOMETRO ANEROIDE

- 1 Caja de metal cromado
- 2 48 mm de diámetro de la esfera
- 3 Mango de acero inoxidable con cromado
- 4 Escala 0-300 mmHg
- 5 Precisión de medición de ± 3 mmHg
- 6 Puño de gancho de 25-41 cm
- 7 Sistema de doble tubo
- 8 Estuche de almacenamiento

Código de orden: M021629

Código de orden: 6970384252132

**Palm Sphyg I**

TENSÍOMETRO ANEROIDE

- 1 Caja superior de plástico ABS
- 2 60,2 mm de diámetro de la esfera
- 3 Uso de la mano derecha o izquierda
- 4 Mango grande de aleación de zinc con recubrimiento de polvo negro
- 5 Válvula de desinflado: „Pulsar al botón“ para un desinflado rápido, „Atornillar“ para un desinflado preciso
- 6 Puño de nailon de 22-32 cm
- 7 Anillo antichoque de silicona
- 8 Estuche de almacenamiento

Código de orden: M021630

Código de orden: 6970384252187

**pM-A01S**

TENSÍOMETRO ANEROIDE

Las mediciones de la presión arterial con el PM-A01S se realizan mediante el método de escucha con mango/estetoscopio. Proporciona una medición más confiable.

- 1 Manómetro de clavija continua de 300 mmHg
- 2 Puño de nailon con anilla en D
- 3 Calibre de metal resistente
- 4 Estetoscopio exterior ligero de un solo cabezal
- 5 Válvula de alivio de aire de latón cromado

Código de orden: M029330

Código de orden: 8698864013230



PUÑO GANCHO DE METAL

- 1 Compatible con esfigmomanómetros aneroides
- 2 Doble tubo
- 3 Vejiga de látex
- 4 Verde
- 5 Dimensiones del puño: 49 x 14 cm.
Dimensiones de la vejiga: 22 x 12 cm
Circunferencias del brazo: 25 – 40 cm



MANÓMETRO

Compatible con esfigmomanómetros aneroides



BULBO

Compatible con esfigmomanómetros aneroides



PUÑOS CON VELCRO



Especificación	Tamaño (mm)	Rango de brazo (mm)
recién nacido	185*55	---
Niño	255*75	130 ~ 190
Niño	345*110	184 ~ 267
Adulto	540*145	254 ~ 406
Adulto grande (obeso)	620*175	333 ~ 510
Hermético	780*220	406 ~ 660

PUÑOS CON ANILLO EN D



Especificación	Tamaño (mm)
Adulto	500*140
Adulto grande (obeso)	600*170

pM-ST71

Estetoscopio - Cabeza única

- | | |
|--|--|
| 1 Ajuste cómodo | 6 Aleación de aluminio |
| 2 Alta calidad | 7 Binaural de aleación de aluminio con placa de cromo. |
| 3 Mejor atención médica | 8 Diámetro de la pieza del pecho: 46 mm |
| 4 Buena respuesta acústica | 9 Diámetro del diafragma: 42,8 mm |
| 5 Almohadillas para los oídos con suave campana en forma de cono | |



Código de orden:M020180
Ningún producto:8698864015524

pM-ST72

Estetoscopio - Doble cabezal

- | | |
|--|--|
| 1 Ajuste cómodo | 7 Dirección opuesta, función de dos funciones. |
| 2 Alta calidad | 8 Aleación de aluminio |
| 3 Mejor atención médica | 9 Binaural de aleación de aluminio con placa de cromo. |
| 4 Buena respuesta acústica | 10 Diámetro de la pieza del pecho: 46 mm |
| 5 Campana con timbre que no enfría | 11 Diámetro del diafragma: 42,8 mm |
| 6 Almohadillas para los oídos con suave campana en forma de cono | |



Código de orden:M020186
Ningún producto:8698864015531

CardioSTETH I

Estetoscopio de cardiología de acero inoxidable

- 1 Campana plateada de doble cabezal para diagnóstico cardiológico
- 2 Cofre de acero inoxidable, excelente conducción del sonido.
- 3 La membrana es sensible a la recogida de sonido.
- 4 Tubo grueso en forma de A con excelente resistencia al ambiente. interferencias que garantizan la mejor conducción del sonido
- 5 Viene completo con accesorios



Código de orden:M020190
Ningún producto:6970384252194

COMPACT NEB

COMPRESOR NEBULIZADOR

- 1 Copa de medicación
- 2 Tubo de aire
- 3 Mascarilla Adulto
- 4 Máscara de niño
- 5 Boquilla
- 6 Filtros de aire
- 7 Manual de usuario
- 8 Tarjeta de garantía



Código de orden: M029560
 Ningún producto: 8698864016798

RespiAid Mesh-01

NEBULIZADOR DE MALLA

Plusmed RespiAid Mesh-01 está destinado al tratamiento de enfermedades respiratorias como asma, alergias, etc. Gracias al circuito de oscilación autoexcitado, las láminas cerámicas contenidas en el cabezal nebulizador junto con la malla metálica son impulsadas sucesivamente para oscilar a alta frecuencia, lo que hace que el líquido fluya a través de la micromalla de la malla metálica y sea expulsado y nebulizado para formar un aerosol inhalable.

- 1 Taza de medicina reemplazable
- 2 Diseño silencioso
- 3 Alimentación dual (2 pilas AA de 1,5 V o Micro USB de 5 V)
- 4 Tamaño de partícula $\leq 5 \mu$
- 5 Velocidad de nebulización $\geq 0,20$ ml/min
- 6 Capacidad del vaso para medicamentos ≤ 8 ml
- 7 Accesorios: Vaso medicinal | Boquilla | Mascarilla para adultos | Mascarilla para niños | Cable USB | Bolsa de almacenamiento | Batería



Código de orden: M020186
 Ningún producto: 8698864015531

RespiAid P2

CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

El concentrador de oxígeno portátil Plusmed RespiAid P2 se utiliza en un base normativa por pacientes que requieren oxígeno suplementario. Proporciona un alta concentración de oxígeno para los pacientes. Proporciona una alta concentración de oxígeno y se usa con una cánula nasal para entregar oxígeno desde el concentrador al paciente. Plusmed RespiAid P2 es pequeño, portátil y se puede utilizar en el hogar, en instituciones y en varios entornos móviles. El concentrador de oxígeno portátil Plusmed RespiAid P2 cumple con todos los criterios de aceptación aplicables de la FAA para oxígeno portátil Transporte del concentrador y uso a bordo de aeronaves.

- 1 Ligero: 1,98 kg
- 2 Mini tamaño: 221 * 85 * 160 mm, tamaño muy pequeño, fácil de transportar
- 3 5 control de flujo: Control de flujo de 1 a 5, puede satisfacer idferentes demandas de oxígeno
- 4 Suministro de oxígeno pulsado: Plusmed RespiAid P2 equivale a 5 litros
- 5 Tamiz molecular de alta eficiencia: La capacidad de adsorción eficiente, puede purificar mas puro
- 6 Concentración de oxígeno: 90% -3% / + 6%
- 7 Compresor potente: El compresor potente puede proporcionar unas alida estable
- 8 Triple filtración: Elimina eficazmente el polen del aire, las partículas grandes, el polvo y otras impurezas
- 9 Batería: Batería estándar de 8 celdas hasta 4 horas



Código de orden:M029557
Ningún producto:8698864016378

pM-KN01

Concentrador de oxígeno estacionario

El concentrador de oxígeno pM-KN01 adopta el principio de adsorción por cambio de presión, que puede separar oxígeno, nitrógeno y otros gases del aire. Tan pronto como se conecta la energía, el oxígeno que cumple con los estándares de uso médico se puede separar del aire constantemente. La vida útil prevista de todo el generador alcanza hasta 20.000 horas. No hay influencia sobre el porcentaje de oxígeno interior durante el funcionamiento del generador.

- 1 Concentración de oxígeno: $93\% \pm 3\%$ Flujo de oxígeno: 0-5 L/min
- 2 Presión de salida: 0,04-0,07 Mpa
- 3 Pantalla LCD
- 4 Alarmas: Alarma de fallo de alimentación, Alarma de baja pureza,
- 5 Alarma de alta presión, Alarma de baja presión
- 6 Válvula a prueba de incendios

Código de orden: M023022

Ningún producto: 8698864012950



pM-KN10

Concentrador de oxígeno estacionario

- 1 Caudal: 0-10 l/min.
- 2 Concentración de oxígeno: 1-9L/min: $93\% (\pm 3\%)$; 10L/min: $90\% (\pm 2\%)$
- 3 Válvula a prueba de incendios
- 4 Presión de salida: 0,04-0,07 Mpa
- 5 Nivel de ruido: ≤ 50 dB
- 6 Energía: AC220V ($\pm 10\%$), 50/60Hz (± 1 Hz); 110 VCA ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 1 Hz)
- 7 Consumo de energía: ≤ 550 W
pantalla LCD
- 8 Alarmas: Alarma de fallo de alimentación, Alarma de baja pureza, Alarma de
- 9 alta presión, Alarma de baja presión
- 10 Peso neto: 28 kg
- 11 Tamaño: 365×375×600mm

Código de orden: M023024

Ningún producto: 8698864015500



OxyCheck

Oxímetro de pulso

El oxímetro de pulso OxyCheck es un dispositivo no invasivo destinado a la verificación puntual de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia del pulso de pacientes adultos y pediátricos en entornos domésticos y hospitalarios (incluido el uso clínico en internistas/cirugía, anestesia, cuidados intensivos). cuidado, etc).

- 1 Gran pantalla
- 2 Mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.
- 3 Formas de onda de SpO2 y PR
- 4 Índice de perfusión (PI)
- 5 Fácil de operar
- 6 Alta precisión
- 7 Indicador de batería baja
- 8 Apagado automático en 5 segundos
- 9 Pantalla mostrada en 4 direcciones.



Código de orden: M061607
Ningún producto: 8698864015562

OxyCheck II

Oxímetro de pulso

Plusmed OXYCHECK II es un tipo de dispositivo de detección médica innovador con funciones continuas y no invasivas para la detección de SPO2 y PR de arterias. Plusmed OXYCHECK II es portátil y fácil de medir el valor de SPO2 y PR de forma rápida y precisa. Plusmed OXYCHECK II mide la saturación de oxígeno en sangre humana y la frecuencia cardíaca a través del oxímetro de pulso de dedo.

Plusmed OXYCHECK II es adecuado para uso familiar, clínico, barra de oxígeno, salud deportiva (uso antes y después del ejercicio. No se recomienda su uso durante el ejercicio), salud comunitaria y otros rangos. Plusmed OXYCHECK II no es adecuado para controlar el uso prolongado del paciente.

- 1 Gran pantalla
- 2 Mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.
- 3 Formas de onda de SpO2 y PR
- 4 Índice de perfusión (PI)
- 5 Fácil de operar
- 6 Alta precisión
- 7 Indicador de batería baja
- 8 Apagado automático en 8 segundos
- 9 Pantalla mostrada en 4 direcciones.



Código de orden: M061608
Ningún producto: 8698864016156

RespiAid

SISTEMA CPAP

RespiAid CPAP está equipado con los sistemas de alarma y advertencia necesarios para ofrecer sencillez, seguridad y comodidad al usuario para suministrar continuamente tratamiento.



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP 2 Rango de presión: 4-20 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido / apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador: <ul style="list-style-type: none"> Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Nivel de sonido: <30 dB 14 Idioma: Multiple 15 Peso: <ul style="list-style-type: none"> Sin humidificador: <1 kg Humidificador incluido: <1,6 kg 16 Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> 140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador) 262 mm x 156 mm x 94 mm (con humidificador) |
|--|--|

Código de orden: M022507
Ningún producto: 8698864015647

RespiAid

SISTEMA AutoCPAP

Diseñado para proporcionar al usuario un sueño cómodo, RespiAid Auto CPAP ofrece todo tipo de detalles para seguir el tratamiento parámetros, y como producto altamente tecnológico, es equipado con sistemas de alarma y advertencia y ofrece simplicidad, seguridad y comodidad para el usuario.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Modos: CPAP, APAP 2 Rango de presión: 4-20 hpa 3 Tiempo de rampa: 0-60 minutos 4 Pantalla LCD 5 Potente software de análisis 6 Tarjeta SD 7 Compensación automática de altitud 8 Compensación automática de fugas 9 Encendido / apagado automático 10 Motor de alto rendimiento 11 Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> 12 Humidificador: <ul style="list-style-type: none"> Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación 13 Nivel de sonido: <30 dB 14 Idioma: Multiple 15 Peso: <ul style="list-style-type: none"> Sin humidificador: <1 kg Humidificador incluido: <1,6 kg 16 Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> 140 mm x 156 mm x 94 mm (sin humidificador) |
|--|---|

Código de orden: M022508
Ningún producto: 8698864015654

RespiAid

BPAP-30T - SISTEMA BPAP S

Plusmed RespiAid BPAP-30T "S BPAP" se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de ayudar respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis y un programa integrado de informes.



Código de orden: M022509

Ningún producto: 8698864015661

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Modos: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T ❷ Rango de presión: 4-30 hpa ❸ Tiempo de rampa: 0-60 minutos ❹ Pantalla LCD ❺ Potente software de análisis ❻ Tarjeta SD ❼ Compensación automática de altitud ❽ Compensación automática de fugas ❾ Encendido / apagado automático ❿ Motor de alto rendimiento ⓫ Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> ❿ Humidificador: <ul style="list-style-type: none"> Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación ⓬ Ajustar los parámetros de ventilación en tiempo real ⓭ Nivel de sonido: <30 dB ⓮ Idioma: Multiple ⓯ Peso: <ul style="list-style-type: none"> Sin humidificador: <1 kg Humidificador incluido: <1,6 kg ⓰ Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> 140 mm × 156 mm × 94 mm (sin humidificador) 262 mm × 156 mm × 94 mm (con humidificador) |
|--|---|

RespiAid

BPAP-30T Pro - SISTEMA BPAP ST

Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro ST BPAP se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de ayudar respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis detallado y un programa de informes integrado.



Código de orden: M022510

Ningún producto: 8698864015678

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Modos: CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T, BPAP-ST ❷ Rango de presión: 4-30 hpa ❸ Tiempo de rampa: 0-60 minutos ❹ Pantalla LCD ❺ Potente software de análisis ❻ Tarjeta SD ❼ Compensación automática de altitud ❽ Compensación automática de fugas ❾ Encendido / apagado automático ❿ Motor de alto rendimiento ⓫ Humidificación: 0-5 | <ul style="list-style-type: none"> ❿ Humidificador: <ul style="list-style-type: none"> Fácil de limpiar Cámara de agua fácil de llenar Material de metal Calentamiento rápido Buena humidificación ⓫ Ajustar los parámetros de ventilación en tiempo real ⓬ Nivel de sonido: <30 dB ⓭ Idioma: Multiple ⓮ Peso: <ul style="list-style-type: none"> Sin humidificador: <1 kg Humidificador incluido: <1,6 kg ⓯ Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> 140 mm × 156 mm × 94 mm (sin humidificador) 262 mm × 156 mm × 94 mm (con humidificador) |
|---|---|

pM-7E A

Unidad de succión de flema eléctrica

El aparato portátil para absorber flema diseñado basándose en el desarrollo de productos similares en el país y en el extranjero es una nueva generación de dispositivo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para su uso por pacientes que tienen dificultades para eliminar la flema debido a una enfermedad, coma y operación, como así como para aspirar líquidos como pus y sangre durante la práctica clínica. Es el dispositivo médico comúnmente utilizado para uso en salas de emergencia, quirófanos y para enfermería en enfermería y atención médica domiciliaria.



- 1 Alta presión negativa
- 2 Gran flujo
- 3 Bomba de lubricación sin aceite
- 4 Soporte para líquidos integrado
- 5 Operación de bajo ruido

Código de orden: M024901

Ningún producto: 8698864001015

pM-AF03

Filtro de succión hidrofóbico

Tamaño: Alto: 54 mm; w. 64mm

Vivienda: ABS

Filtro: disco de medios de PTFE hidrofóbico

BFE: 99,999%

Tamaño de poro: 0,2 um

Peso: 18,2g

Conector: 8mm

Púas de manguera escalonadas

Presión máxima de funcionamiento: 20 psi

Área de filtración efectiva: 24,6 cm²

Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C



pM-AF05

Filtro de succión hidrofóbico

Tamaño: Alto: 54 mm; ancho 58 mm

Vivienda: PP Filtro:

Membrana de filtración de aire

BFE: 99,999%

Tamaño de poro: 0,3 um

Peso: 19,8g

Conector: púas para manguera escalonadas de 6 mm a 8 mm

Presión máxima de funcionamiento: 20 psi

Área de filtración efectiva: 15,5 cm²

Temperatura máxima de funcionamiento: 60°C



pM-FM

Máscara CPAP de cara completa

La mascarilla facial pM-FM es cómoda, flexible y silenciosa, ya que está diseñada para minimizar el contacto con la piel, lo que proporciona una sensación de comodidad al usuario durante el tratamiento.



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Válvula antiasfixia | 5 Sin látex |
| 2 Soporte de frente de silicona ajustable | 6 Clips ajustables |
| 3 Ventilación de dos lados | 7 Codo de cabeza de revólver |
| 4 Puerto de entrada de oxígeno | |

MEDIUM

Código de orden: M027181

Ningún producto: 8698864011687

LARGE

Código de orden: M027183

Ningún producto: 8698864011687

pM-NM

Mascarilla CPAP nasal

La mascarilla nasal pM-NM está diseñada para un uso cómodo, silencioso y flexible. Gracias al mínimo contacto con la piel, el usuario se siente cómodo durante el tratamiento.



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Soporte de frente de silicona ajustable | 5 Clips irrompibles |
| 2 Ventilación | 6 Codo de cabeza de revólver |
| 3 Puerto de entrada de oxígeno | |
| 4 No contiene látex | |

MEDIUM

Código de orden: M027180

Ningún producto: 8698864011670

LARGE

Código de orden: M027182

Ningún producto: 8698864011670

pM-AD01

Sistema de colchón de presión tubular

Este producto está destinado a ayudar y reducir la incidencia de úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente. Para RCP de emergencia, tire rápidamente de la tira amarilla de RCP hacia afuera para reducir el aire rápidamente.

- 1 Función de ventilación de aire
- 2 Los tubos en las líneas A-B proporcionan inflado alternativo.
- 3 CPR - Válvula de liberación rápida de aire
- 4 Hecho de PVC premium resistente
- 5 Fácil de usar
- 6 Ajustable
- 7 Bajo nivel de ruido, baja vibración, baja temperatura
- 8 Fácil fijación al marco de la cama con ganchos.

Código de orden: M022141

Ningún producto: 8698864007123



pM-2012 PLUS

Sistema de colchón de presión de burbujas

Este producto está destinado a ayudar y reducir la incidencia de úlceras por presión mientras optimiza la comodidad del paciente. También proporciona atención domiciliar individual y atención a largo plazo a quienes padecen úlceras por presión y control del dolor según lo prescrito por un médico.

- 1 Fácil de usar
- 2 Ajustable
- 3 Ruido bajo
- 4 Baja vibración, baja temperatura

Código de orden: M022180

Ningún producto: 869886401322



pM-TE01

TENS + EMS Estimulador Eléctrico

El sistema de terapia dual Plusmed TENS+EMS es un estimulador eléctrico digital TENS/NMES de doble canal para aplicación de tratamiento activo. El estimulador nervioso eléctrico transcutáneo (TENS) se puede utilizar para el alivio sintomático del dolor crónico intratable. La estimulación eléctrica neuromuscular (EENM) se puede utilizar para relajar espasmos musculares, prevenir o retardar la atrofia por desuso, aumentar la circulación sanguínea local, reeducar los músculos o mantener/aumentar el rango de movimiento.

- 1 Tecnología digital
- 2 2 canales
- 3 8 programas diferentes
- 4 Indicador de batería baja
- 5 Temporizador de 12 pasos
- 6 Intensidad y tiempo de tratamiento ajustables.

Código de orden: M026501
Ningún producto: 8698864007703



DT05-CC

Báscula Personal Mecánica

La báscula personal mecánica DT05-CC le permite evaluar su peso corporal con precisión. Además del uso doméstico, este modelo robusto se ha ganado el aprecio de los médicos por su uso en sus clínicas.

- 1 Esfera grande
- 2 Gran plataforma
- 3 Cuerpo cromado
- 4 Zona de pies de plástico
- 5 Rango de medición: 1 kg
- 6 Capacidad 200 kilos

Código de orden: M024330
Ningún producto: 6973337420039



pM-CH320

Paquete reutilizable caliente/frío

El uso de calor y frío es un tratamiento estándar para una variedad de lesiones. El tipo y edad de la lesión o La condición indica si es apropiado frío o calor. El uso de compresas frías y calientes es uno de los métodos más sencillos para aplicar calor o frío en la zona afectada. Las compresas frías disminuyen los hematomas asociados con los esguinces, así como la hinchazón y ayudan a aliviar el dolor asociado con estas afecciones al adormecer el área. La compresa caliente relaja los músculos y mejora la circulación sanguínea y produce un efecto calmante en el cuerpo, lo que ayuda aún más en el proceso de curación.



- 1 Aplicación cómoda y conveniente
- 2 Proporciona un alivio eficaz del dolor muscular.
- 3 Ayuda a reducir la hinchazón
- 4 Excelente para tratar una amplia gama de lesiones tisulares.
- 5 El paquete reutilizable es perfecto para un tratamiento continuo en casa.

Código de orden: M024857
Ningún producto: 8698864007758

pM-CS01

Spray de congelación anestésico local

pM-CS01 El cloruro de etilo se fabrica para producir anestesia local para la piel proporcionando un enfriamiento excesivo. Además, se puede utilizar para lesiones de tejidos blandos, edemas y enfermedades similares que se producen debido a actividades deportivas y para pequeñas operaciones como la eliminación de verrugas.



- 1 Anestesia antes de la inyección.
- 2 Alivio en lesiones deportivas
- 3 Elimina el edema

Código de orden: M020601
Ningún producto: 8698864011267

PANTALONES PULL UPS ADULTO



- 1 Cierre de cintura de 360°.
- 2 Barreras a prueba de fugas
- 3 Superficie interior súper absorbente
- 4 Triple superficie textil
- 5 Tamaños: Grande, Mediano

PAÑAL ADULTO



- 1 Superficie textil transpirable
- 2 La superficie interior absorbe y atrapa el líquido rápidamente.
- 3 Barreras a prueba de fugas
- 4 Cintura elástica
- 5 Tamaños: Grande, Mediano, Pequeño

ALMOHADILLAS DESECHABLES

- 1 Textura suave y agradable para la piel
- 2 Bordos de protección contra fugas
- 3 Hoja posterior de larga duración
- 4 Superficie exterior duradera
- 5 Tamaño 60x90cm



TOALLA HIGIENICA DE LIMPIEZA PERINEAL



- 1 Alcohol-free
- 2 Latex-free
- 3 Lanolin-free
- 4 Anti-fungal
- 5 Anti-allergy
- 6 Anti-bacterial

CUBIERTA DE MESA DE EXAMEN



- Los productos auxiliares profesionales facilitan el examen médico y la limpieza corporal de los pacientes encamados.

COLOSTOMÍA - ILEOSTOMÍA - SISTEMA DE UROSTOMÍA



- 1 Bolsa de colostomía de una pieza (cerrada o drenable)
- 2 Bolsa de urostomía de una pieza (con grifo)
- 3 Bolsa de colostomía de dos piezas (cerrada o drenable)
- 4 Placa base para sistema de colostomía de dos piezas
- 5 Placa base para sistema de urostomía de dos piezas





vivocare
health enjoyment



Index



TERMÓMETRO	31
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL.....	31
NEBULIZADOR	32
CUIDADO DEL BEBÉ.....	33

TRULY

Termómetro Digital - INFRARROJOS SIN CONTACTO

Mide la temperatura ambiente y corporal sin contacto con símbolos de advertencia de colores.

- 1 Medición de 0,5 segundos
- 2 Pantalla LCD con retroiluminación
- 3 alarma de fiebre
- 4 32 recuerdos
- 5 °C o °F conmutable
- 6 Apagado automático
- 7 Warner de temperatura de color



Código de orden: M029631

Ningún producto: 8698864013742

GUARDY

Monitor de presión arterial - BRAZO SUPERIOR AUTOMÁTICO

„Guardy“ puede ser utilizado por 4 usuarios y controla el riesgo de hipertensión según la OMS.

- 1 Detector de latidos cardíacos irregulares (IHB)
- 2 Indicador de categoría de riesgo de la OMS
- 3 120 memorias con fecha y hora para 4 usuarios
- 4 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 5 Apagado automático



Código de orden: M028721

Ningún producto: 8698864007697

STEAMY

Nebulizador - TIPO COMPRESOR

STEAMY es un nebulizador fácil de usar con un potente compresor. Está diseñado para administrar la solución del medicamento recetado para tratar los trastornos respiratorios del paciente, como asma, alergias y bronquitis. El nebulizador convierte la solución del medicamento en una niebla en aerosol que el paciente inhala a través de la boquilla o la máscara.

- 1 Velocidad media de nebulización > 0,32 ml/min
- 2 Modo de operación: 24 horas continuas
- 3 Caudal: 5-8 LPM
- 4 MMAD: 3 μ m



Código de orden: M029724

Ningún producto: 8698864013339

LUCKY

Nebulizador - TIPO COMPRESOR

LUCKY tiene un diseño adorable, lindo y apto para niños.

- 1 Entrega efectiva de medicamentos.
- 2 Velocidad media de nebulización > 0,32 ml/min
- 3 Modo de operación: 24 horas continuas
- 4 Caudal: 5-8 LPM
- 5 MMAD: 3 μ m



Código de orden: M029723

Ningún producto: 8698864012127

FONDLY

BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA BEBÉS

- 1 4 sensores extensímetros de alta precisión
- 2 Encendido y apagado automático
- 3 función de tara
- 4 Función de bloqueo/retención automática
- 5 Indicación de batería baja y sobrecarga
- 6 Interruptor de conversión de unidades
- 7 Con cinta métrica de altura



Código de orden: M024324

Ningún producto: 8698864015753

SMILKY

Extractor de leche – ELECTRÓNICO

Este extractor de leche eléctrico está controlado por un chip de microcomputadora. Tiene succión de 2 fases que imita las acciones de succión del bebé. Más leche para el bebé, más cómoda para la Mamá. La velocidad de estimulación es fija y la succión de estimulación se divide en 9 niveles ajustables. La velocidad de extracción y la succión se dividen en 9 niveles ajustables. Puede imitar el ritmo de succión del bebé así como la cantidad de succión. Puede guardar o ejecutar el registro de la velocidad de succión y la configuración de succión de antemano.



- 1 9 velocidades ajustables
- 2 Cojín de silicona
- 3 sin BPA
- 4 Pantalla LCD
- 5 Función de memoria: guarda la configuración del último trabajo en espera
- 6 Portátil: adaptador y funciona con batería con diseño de cordón y gancho
- 7 Diseño silencioso

Código de orden: M027501

Ningún producto: 8698864007666



Index



MONITORES DE PRESIÓN ARTERIAL	35
NEBULIZADOR	36
DOPPLER FETAL.....	37
TERAPIA DEL DOLOR	38
MÁQUINA DE ASPIRACIÓN DE FLEMA	39

PRAKTISCH

Monitor de presión arterial digital automático parlante

- 1 Gran pantalla LCD
- 2 120 recuerdos
- 3 2 idiomas seleccionables
- 4 Visualización de fecha y hora
- 5 Detección de movimiento
- 6 Indicador de riesgo de hipertensión
- 7 Detector de latidos cardíacos irregulares (IHB)
- 8 Promedio de las últimas 3 lecturas
- 9 Indicador de batería baja
- 10 Apagado automático



Código de orden: M028723
Ningún producto: 8698864015494

INTELLIGENT

Monitor de presión arterial digital totalmente automático tipo brazo

- 1 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 2 Detección de latidos cardíacos irregulares
- 3 Medición precisa
- 4 Resultado rápido
- 5 Método de inflación silenciosa
- 6 Apagado automático



Código de orden: M028738
Ningún producto: 6970392213477

GENTLE

Monitor de presión arterial digital totalmente automático tipo muñeca

- 1 Promedio de las últimas 3 mediciones
- 2 Medición precisa
- 3 Detección de latidos cardíacos irregulares
- 4 Resultado rápido
- 5 Método de inflación silenciosa
- 6 Apagado automático
- 7 Circunferencia de la muñeca: 13,5-21,5 cm (5,3-8,5")



Código de orden: M028739
Ningún producto: 6970392214368

MOBINEB

Nebulizador de malla

- 1 Fuente de alimentación dual con opción de batería recargable o cable USB
- 2 Ajuste de la tasa de nebulización de dos niveles
- 3 Tamaño de partícula diminuta < 5 μm
- 4 Vaso grande para medicamentos
- 5 Ruido bajo
- 6 Ligero
- 7 Fácil de usar

Código de orden: M067713

Ningún producto: 8698864016453



BABYGERÄUSCH

Doppler fetal

- 1 Tipo de bolsillo
- 2 Detección precisa
- 3 Batería recargable
- 4 Ligero
- 5 Pantalla LCD
- 6 Iluminar desde el fondo
- 7 Frecuencia de ultrasonido de 3,0 MHz
- 8 Indicador de batería
- 9 3 modos FHR: conteo manual, tiempo real y promedio
- 10 Nivel de volumen ajustable
- 11 Alarma audible

Código de orden: M067713

Ningún producto: 8698864016453



FB2405

TENS + EMS Estimulador eléctrico de terapia dual

- 1 8 programas de terapia diferentes
- 2 2 canales
- 3 Indicador de batería baja
- 4 Intensidad y tiempo de tratamiento ajustables.
- 5 Temporizador de 12 pasos
- 6 Apagado automático

Código de orden: M029001

Ningún producto: 4260157890213




PROVAC

Máquina portátil de succión de flema

El aparato portátil para absorber flema diseñado basándose en el desarrollo de productos similares en el país y en el extranjero es una nueva generación de dispositivo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para su uso por pacientes que tienen dificultades para eliminar la flema debido a una enfermedad, coma y operación, como así como para aspirar líquidos como pus y sangre durante la práctica clínica. Es el dispositivo médico comúnmente utilizado para uso en salas de emergencia, quirófanos y para enfermería en enfermería y atención médica domiciliaria.

- 1 Con flujo bajo, vacío medio y estilo moderno.
- 2 Adopción de bomba de pistón sin aceite
- 3 Botón de presión ajustable para seleccionar cualquier nivel de presión adecuado
- 4 La protección contra desbordamiento puede prevenir de manera segura y eficiente el líquido de entrar en la bomba

Código de orden: M024906
Ningún producto: 8698864015548





promedic
health treatment



Index



SISTEMA DE TORNIQUETE.....	41
MONITORES DE PACIENTES.....	42
SISTEMA HOLTER.....	43
PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL.....	43
CINTURÓN ECG.....	43
UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS.....	44 - 45
MONITORES FETALES.....	46
JUEGOS DE LARINGOSCOPIO.....	47
JUEGOS DE DIAGNÓSTICO.....	47 - 48

DTS-3000

SISTEMA DE TORNIQUETE DIGITAL

- 1 Presión y funcionamiento separados para 2 canales.
- 2 Configuración sencilla mediante operación de tecla táctil
- 3 Pantalla LCD gráfica
- 4 Autocomprobación de presión y sistema
- 5 Calibración del sensor de presión de aire automático
- 6 Sistema de alarma de seguridad (brazalete, presión, batería, tiempo).
comprobar alarmas)
- 7 Batería integrada
- 8 Modo de espera
- 9 2 canales (4 puertos para uso de 2 brazaletes dobles o simples)
- 10 característica RIVA
- 11 Aplicación del sensor LOP
- 12 Opcional: 14 tamaños de manguito diferentes (simple, IVRA, cónico)

Código de orden: M067803
Ningún producto: 8698864012745



C60

Monitor Neonatal Especializado

promedic
by COMEN

- 1 Pantalla táctil TFT de 8,4"
- 2 Diseño especial para neonatos.
- 3 Hasta 4 horas de funcionamiento con batería
- 4 Alarmas sonoras y visuales.
- 5 Al menos 120 horas de registro de tendencias.
- 6 alarma de apnea
- 7 Tecnología Masimo SPO2
- 8 Monitoreo opcional de apnea con ahorro automático
- 9 Función de monitoreo de concentración de oxígeno opcional
- 10 Parámetros estándar: ECG, SPO2, RESP, TEMP, NIBP
- 11 Parámetros opcionales: EtCO2, IBP, impresora térmica



Código de orden: M066872

Ningún producto: 8698864013698

NC3

Monitor de signos vitales

promedic
by COMEN

- 1 Pantalla LED
- 2 Adecuado para adultos, niños y pacientes neonatales.
- 3 Mediciones rápidas y precisas de SPO2 y NIBP
- 4 Módulo TEMP opcional
- 5 Hasta 12 horas de funcionamiento con batería



Código de orden: M066870

Ningún producto: 8698864013674

HECG

SISTEMA HOLTER ECG (RITMO)
SELECCIÓN DE IDIOMA MÚLTIPLE

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Análisis de marcapasos
- 3 Marcado de eventos del paciente
- 4 Usar con baterías AAA de 1,5 V
- 5 Análisis avanzado mediante software para PC.
- 6 Idioma turco
- 7 Opcional: conexiones HL7 y DICOM



HECG-3

Código de orden: M067406

Ningún producto: 8698864013247

HECG-12

Código de orden: M067401

Ningún producto: 8698864013261

SOFTWARE DEL SISTEMA HOLTER

Código de orden: M067404

Ningún producto: 8698864012660

HOSPICARE

Oxímetro de pulso portátil

- 1 Mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.
- 2 Pantalla LCD de 2,4"
- 3 Adecuado para adultos, pediátricos y neonatales
- 4 Alarmas sonoras y visuales.
- 5 Alarma de batería baja
- 6 Almacenamiento de datos del paciente
- 7 Modo de demostración
- 8 Funciona hasta 30 horas con pilas AA.



Código de orden: M066606

Ningún producto: 8698864014176

FAST & SIMPLE CINTURONES DE ECG

- 1 Diseñado para ECG en reposo de 12 derivaciones
- 2 Compatible con todas las marcas de ECG de 12 derivaciones
- 3 Conecte al cable del paciente con broches o cocodrilos.
- 4 Incluye 6 electrodos torácicos Ag/AgCl
- 5 Con Asas o Correa
- 5 Sin mantenimiento
- 6 Los electrodos y las piezas de plástico se pueden reemplazar en el sitio.



CINTURÓN ECG – Con asas

Código de orden: M061475

Ningún producto: 8698864014183

CINTURÓN ECG – Con correas

Código de orden: M061476

Ningún producto: 8698864014190

LX

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA – 200 VATIOS

- 1 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 2 Tecnología de autocontrol y código de error
- 3 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 4 2 modos bipolares, 6 monopolares
- 5 1 salida monopolar, 1 salida bipolar adet.
- 6 1 programa ajustable por el usuario
- 7 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 8 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 9 Alarmas sonoras y visuales

Código de orden:M066851

Ningún producto:8698864013643



EASY +

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA – 300 VATIOS

- 1 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 2 Tecnología de autocontrol y código de error
- 3 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 4 2 modos bipolares, 7 monopolares
- 5 Modo endoscópico (endocut)
- 6 1 salida monopolar, 1 bipolar
- 7 10 programas ajustables por el usuario
- 8 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 9 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 10 Alarmas sonoras y visuales

Código de orden:M066852

Ningún producto:8698864013650



MX

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA – 300 VATIOS

- 1 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 2 Tecnología de autocontrol y código de error
- 3 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 4 4 modos bipolares, 7 monopolares
- 5 Modo endoscópico (endocut)
- 6 2 salidas monopolares, 1 bipolar
- 7 Coagulación simultánea
- 8 30 programas ajustables por el usuario
- 9 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 10 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 11 Alarmas sonoras y visuales



Código de orden: M066850

Ningún producto: 8698864013630

SIGMA +

UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA – 400 VATIOS

- 1 Pantalla LCD a color de 4,7"
- 2 Tecnología de retroalimentación de tejidos 6SENSE
- 3 Tecnología de autocontrol y código de error
- 4 Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
- 5 4 modos bipolares, 8 monopolares
- 6 Modo endoscópico (endocut)
- 7 2 salidas monopolares, 1 bipolar
- 8 Coagulación simultánea
- 9 30 programas ajustables por el usuario
- 10 Monitorización del electrodo de retorno del paciente
- 11 Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
- 12 Alarmas sonoras y visuales



Código de orden: M066853

Ningún producto: 8698864013667

STAR5000

Monitor fetal y materno

- 1 Pantalla táctil LCD TFT a color de 12,1"
- 2 Sistema ARM avanzado, conveniente para mantenimiento y actualización de interfaces de parámetros de fuentes estándar y grandes
- 3 Sondas impermeables de alta sensibilidad
- 4 Impresora térmica incorporada de 112 mm de ancho
- 5 Revisión completa de datos hasta 120 horas.
- 6 Sistema automático de puntuación del estado fetal
- 7 Montable en pared
- 8 Opciones de sistema de monitoreo central cableado/inalámbrico de hasta 128 camas
- 9 Opción de conectividad a impresora externa.
- 10 sistema de alarma de 3 niveles
- 11 Configuraciones estándar: FHR, TOCO, FM, AFM, Impresora térmica
- 12 Configuraciones opcionales: FHR2, estimulador fetal, impresora externa

promedic
by COMEN



Código de orden:M066201

Ningún producto:8698864013629

STAR5000 E

Monitor fetal y materno

- 1 Pantalla táctil TFT de 5,7 pulgadas
- 2 Impresora térmica incorporada de 112 mm de ancho
- 3 Batería de iones de litio incorporada, hasta 4 horas de funcionamiento
- 4 Medición FM manual/automática
- 5 Sistema automático de puntuación del estado fetal
- 6 Indicador de intensidad de la señal FHR
- 7 60 horas de respuesta y almacenamiento de formas de onda en tiempo real
- 8 Función de monitoreo de tiempo para evitar el monitoreo de tiempo extra
- 9 Conectividad opcional al sistema de monitoreo central

promedic
by COMEN



Código de orden:M066200

Ningún producto:8698864013612

CLARMAC/CLARMIL

JUEGO DE LARINGOSCOPIO ESTÁNDAR
MACINTOSH/MILLER



- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Tipos de hojas curvas y rectas
- 4 Resistente a la solución desinfectante.
- 5 El conjunto está compuesto por:
 - o 3 piezas de hoja (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - o 1 pieza de mango con sistema de bloqueo especial
 - o 1 pieza de bombilla de repuesto
 - o Opcional en juegos de 3, 4, 5 cuchillas

CLARMAC

Código de orden:

Ningún producto:8698864008595

CLARMIL

Código de orden:

Ningún producto:8698864008625

FLARMAC/FLARMIL

JUEGO DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA
MACINTOSH/MILLER



- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Tipos de hojas curvas y rectas
- 4 Resistente a la solución desinfectante.
- 5 El conjunto está compuesto por:
 - o 3 piezas de hoja (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - o 1 pieza de mango con sistema de bloqueo especial
 - o 1 pieza de bombilla de repuesto
 - o Opcional en juegos de 3, 4, 5 cuchillas

FLARMAC

Código de orden:

Ningún producto:8698864008649

FLARMIL

Código de orden:

Ningún producto:8698864008663

DIASET

CONJUNTO DE DIAGNÓSTICO
ESTÁNDAR/HALÓGENO

- 1 Dentro del estuche con cremallera
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Intensidad de luz ajustable
- 4 El conjunto está compuesto por:
 - o 1 pieza de otoscopio
 - o 1 pieza de oftalmoscopio
 - o 2 piezas de espejo laríngeo (tamaños 3 y 4)
 - o 1 pieza de depresor lingual de metal
 - o 1 pieza de adoptante para depresor lingual desechable
 - o 3 piezas de espéculo auricular (tamaños de 2,5/3,5/4,5 mm)
 - o 1 pieza de portalámparas (para espejos laríngeos)
 - o 2 piezas de bombilla auxiliar
 - o 1 pieza de espéculo nasal (reutilizable)
 - o 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo

Código de orden:M040410

Ningún producto:8698864008687



OTOSET

SET DE OTOSCOPIO / Ensemble d'Otoscope
ESTÁNDAR/HALÓGENO

- 1 Dentro de la bolsa con cremallera
- 2 Intensidad de luz ajustable
- 3 El conjunto está compuesto por:
- 4 o 1 pieza de cabeza de otoscopio con sistema de bloqueo de tornillo
o 3 piezas de espéculo auricular reutilizable (2,5/3,5/4,5 mm)
o 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo



Código de orden:M040411
Ningún producto:8698864008700

OFTASET

SET DE OFTALMASCOPIO / Ensemble d'Ophthalmoscope
ESTÁNDAR/HALÓGENO

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Esterilizable en autoclave a 134°C
- 3 Ajuste de 24 dioptrías entre -25 y +40
- 4 El conjunto está compuesto por:
1 cabezal de oftalmoscopio con sistema de bloqueo atornillado.
1 pieza de mango con sistema de bloqueo de tornillo



Código de orden:M040412
Ningún producto:8698864008700

OTO-OFTASET

JUEGO DE OTO/OFTALMASCOPIO
Conjunto de Otoscopio + Oftalmoscopio
ESTÁNDAR/HALÓGENO

- 1 Dentro de caja de plástico
- 2 Intensidad de luz ajustable
- 3 Bombilla tipo vacío
- 4 Ajuste de 24 dioptrías en un rango entre -25 y +40
- 5 El conjunto está compuesto por:
o 3 piezas de espéculo auricular reutilizable (2,5/3,5/4,5 mm)
o 1 pieza de cabeza de otoscopio
o 1 pieza de cabeza de oftalmoscopio
o 1 pieza de mango con sistema de bloqueo por tornillo



Código de orden:M040413
Ningún producto:8698864008724



firstMED



Index



MONITORES DE PACIENTES.....	50
UNIDADES DE ECG	51 - 52
SOPORTES DE ECG	53
HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL.....	53
UNIDADES DE SUCCIÓN.....	54
REGULADOR DE OXÍGENO.....	54
INCUBADORAS.....	55
SISTEMAS DE ESPIROMETRÍA.....	55

pM-6000

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 8,4"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 8 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 7 Parámetros opcionales: 2 canales IBP, CO2

Código de orden: M068101

Ningún producto: 8698864008380



pM-6800

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 8"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 7 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 alarma de apnea
- 7 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Código de orden: M068102

Ningún producto: 8698864008397



pM-8000

Monitor de paciente: diseño compacto

- 1 Pantalla LCD a color de 12,1"
- 2 2 horas de duración de la batería
- 3 Visualización simultánea de 8 formas de onda
- 4 Alarmas visuales y audibles
- 5 72 horas de ahorro de tendencias
- 6 alarma de apnea
- 7 Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 8 Parámetros opcionales: 2xIBP, ETCO2

Código de orden: M068103

Ningún producto: 8698864008373



ECG-100

Dispositivo de ECG
Monocanal / Sobremesa

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático y manual
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC y EMG
- 5 Batería interna

Código de orden: M066922
Ningún producto: 8698864008915



ECG-300

Dispositivo de ECG
3 Canales / Sobremesa

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Batería interna
- 6 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 7 Diagrama de colocación de cables
- 8 Pantalla: LCD en color de 320x240

Código de orden: M066923
Ningún producto: 8698864008939



ECG-600

Dispositivo de ECG
6 canales/mesa/pantalla táctil

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 6 Diagrama de colocación de cables
- 7 Pantalla: pantalla táctil LCD a color de 800x480
- 8 Función de interpretación



Código de orden:M066925

Ningún producto:8698864008946

ECG-1200

Dispositivo de ECG
12 canales/mesa/pantalla táctil

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Modos de impresión: Automático, manual y rítmico
- 3 Sistema de grabación: Impresora térmica
- 4 Filtros AC, EMG y DFT
- 5 Batería interna
- 6 Memoria interna: 1.000 pacientes
- 7 Diagrama de colocación de cables
- 8 Pantalla: pantalla táctil LCD a color de 800x600



Código de orden:M066926

Ningún producto:8698864008953

EH-12

Sistema Holter de ECG
12 canales

- 1 Diseño ligero y compacto
- 2 Grabación de ECG de 12 canales.
- 3 Memoria incorporada de 1,2 GB
- 4 Selección del canal de análisis.
- 5 Marcado de eventos del paciente
- 6 Plantilla, ST, HRV, QT, Fibrilación auricular, Análisis HRT y T-Wave
- 7 Informes avanzados

Código de orden: M067121

Ningún producto: 8698864008885



ABPM-50

Sistema Holter de presión arterial ambulatoria
Pantalla grande y a color

- 1 Diseño compacto y ligero
- 2 Medición oscilométrica
- 3 Software para PC basado en Windows
- 4 Software programable para día y noche.
- 5 Informes avanzados
- 6 Alarmas sonoras y visuales.

Código de orden: M067102

Ningún producto: 8698864012608



SP-9

Unidad de succión

- 1 Adecuado para servicio de emergencia, ambulancia, primeros auxilios y uso hospitalario
- 2 Motor sin aceite y sin mantenimiento
tarro de plástico de 1 litro
- 3 Presión negativa máxima: 0,075 MPa
- 4 Fuente de alimentación: CA 220 V o CC 12 V
- 5 Tasa de vacío: 15 lt/min y 20 lt/min

Código de orden: M067308

Ningún producto: 8698864013063



OXYFLOW-01

Regulador de oxígeno
Uso médico

- 1 Rango de flujo de oxígeno: 1 - 15L/min
- 2 Rango de reducción de presión: 2,0 - 3,0 kg
- 3 Rango de presión de la válvula de alivio: (3,5 kg ± 0,5 kg)

Código de orden: M068250

Ningún producto: 8698864011274



INC-100

Incubadora
Controlador de microprocesador

- 1 Modo de control: modo aire
- 2 Ajuste de humedad de dos niveles
- 3 6 ventanas operativas
- 4 Conector RS232
- 5 Piezas opcionales: Unidad de fototerapia Up y abajo unidad de fototerapia

Código de orden: M068220
Ningún producto: 8698864013087



SP-10

Sistema de espirometría
Portátil


- 1 Pantalla a color TFT de 1,8"
- 2 Artículos de prueba: FVC
- 3 Batería interna

Código de orden: M066910
Ningún producto: 8698864009325





PLASMED



Index



CUCHILLAS QUIRÚRGICAS	57
RESUCITADORES	57
GRAPADORA Y REMOVEDOR DE PIEL.....	58
ALMOHADILLAS ELECTROQUIRÚRGICAS.....	58
JUEGOS DE INFUSIÓN	58
I.V. CÁNULA	59
ELECTRODO ECG	59
GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX	60
GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX.....	60

SBL

HOJA QUIRÚRGICA / DESECHABLE / ESTÉRIL



- 1 Acero carbono
- 2 Tamaños:
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Paquete estéril individual
- 4 Embalaje: 100 unidades/caja, 5.000 unidades/caja

SBL-10
Código de orden:M035011
Ningún producto:6945630106415

SBL-20
Código de orden:M035016
Ningún producto:6945630106460

SBL-11
Código de orden:M035012
Ningún producto:6945630106422

SBL-21
Código de orden: M035017
Ningún producto:6945630106477

SBL-12
Código de orden:M035013
Ningún producto:6945630106439

SBL-22
Código de orden:M035018
Ningún producto:6945630106484

SBL-15
Código de orden:M035014
Ningún producto:6945630106446

SBL-23
Código de orden:M035019
Ningún producto:6945630106491

SBL-18
Código de orden:M035015
Ningún producto:6945630106453

SBL-24
Código de orden:M035020
Ningún producto:6945630106507

AMBUSET-DKIT DE RESUCITADOR DE PVC
DESECHABLE

- 1 Válvula de alivio de presión
- 2 Máscara inflable con colchón de aire y jeringa.
- 3 Volúmenes del balón de oxígeno: Adulto (1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280 ml)
- 4 Volúmenes del depósito de oxígeno: Adulto (2000 ml), pediátrico y infantil (1600 ml)
- 5 Máscara de PVC de 1 pieza, vía aérea de 3 piezas y cánula de oxígeno nasal de 1 pieza en el kit
- 6 Embalaje: 24 unidades/caja



D280
Código de orden:M034523
Ningún producto:8698864013193

D600
Código de orden:M034524
Ningún producto:8698864013209

D1700
Código de orden:M034525
Ningún producto:8698864013216

AMBUSET-RKIT DE RESUCITADOR DE SILICONA
REUTILIZABLE

- 1 Esterilizable en autoclave (134°C)
- 2 Válvula de alivio de presión
- 3 Volúmenes del balón de oxígeno: Adulto (1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280 ml)
- 4 Volúmenes del depósito de oxígeno: Adulto (2000 ml), pediátrico y infantil (1600 ml)
- 5 Tamaños de máscara: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 6 Máscara de silicona de 2 piezas, vía aérea de 3 piezas, cánula de oxígeno nasal de 1 pieza y abridor de boca de 1 pieza en el kit
- 7 Estuche de plástico duro para transportar todos los equipos.
- 8 Embalaje: 12 unidades/caja



R280
Código de orden:M034501
Ningún producto:8698864013162

R600
Código de orden:M034521
Ningún producto:8698864013179

R1700
Código de orden:M034522
Ningún producto:8698864013186

F-35W

REMOVEDOR GRAPADORA / REUTILIZABLE / ESTÉRIL

- 1 Puede esterilizarse con óxido de etileno (ETO)
- 2 Paquete tipo blister estéril individual
- 3 Embalaje: 200 unidades/caja



Código de orden:M035031
Ningún producto:5060186750125

C-WR

GRAPADORA DE PIEL / DESECHABLE / ESTÉRIL

- 1 Acero inoxidable
- 2 35 ganchos anchos (w)
- 3 Paquete tipo blister estéril individual
- 4 Embalaje: 5 unidades/caja, 100 unidades/caja



Código de orden:M035030
Ningún producto:5060186751450

GP03 / GP04

ALMOHADILLA ELECTROQUIRÚRGICA
DESECHABLE

- 1 Monopolar o bipolar
- 2 Adhesivo conductor de hidrogel
- 3 Compatible con todas las unidades electroquirúrgicas
- 4 Cables reutilizables (opcional)
- 5 Embalaje: 50 unidades/caja, 400 unidades/caja



GP03
Código de orden:M034302
Ningún producto:8698864001404

GP04
Código de orden:M034304
Ningún producto:8698864001428

INFSET-S

SET DE INFUSIÓN (VENTILADO) DESECHABLE / ESTÉRIL

- 1 Para botellas y bolsas de infusión
- 2 Punta ventilada
- 3 Filtro de entrada de aire con tapa a presión
- 4 20 gotas = 1ml
- 5 filtro de 15 micras
- 6 Abrazadera de rodillo
- 7 sitio de inyección
- 8 Conector deslizante Luer
- 9 Aguja de 21 G
- 10 Longitud del tubo: 150 cm
- 11 Paquete estéril individual
- 12 Embalaje: 500 unidades/caja



Código de orden:M034231
Ningún producto:8698864009912

PLASCATH

I.V. AGUJA

- 1 Cánula japonesa de acero inoxidable
- 2 Punta de aguja extrafina para una canulación suave
- 3 Catéter de FEP/PTFE de paredes delgadas para una menor fuerza de penetración
- 4 Tecnología de inclinación personalizada para un menor espesor de pared de punta
- 5 Espacio mínimo entre el catéter y la aguja para evitar problemas de despegue durante el uso
- 6 Luer Lock diseñado para evitar fugas
- 7 Apirógeno
- 8 No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G con alas y catéter radiopaco con puerto de inyección para adultos
24G, 26G con alas pequeñas y sin puerto de inyección Catéter radiopaco para neonatos

No:14G Adulto

Código de orden:M031825

Ningún producto:8698864014671

No:16G Adulto

Código de orden:M031826

Ningún producto:8698864014688

No:17G Adulto

Código de orden:M031827

Ningún producto:8698864014695

No:18G Adulto

Código de orden:M031828

Ningún producto:8698864014701

No:20G Adulto

Código de orden:M031829

Ningún producto:8698864014718

No:22G Adulto

Código de orden:M031830

Ningún producto:8698864014725

No:24G Adulto

Código de orden:M031831

Ningún producto:8698864014732

No:24G Neonatal

Código de orden:M031841

Ningún producto:8698864014749

No:26G Neonatal

Código de orden:M031842

Ningún producto:8698864014756



ECG ELECTRODE

Tipos disponibles

Adulto: Redondo, Diámetro 50 mm, Soporte de Espuma, Gel Sólido, 50 uds/bolsa.

Adulto: Redondo, Diámetro 50 mm, Soporte No Tejido, Gel Líquido, 50 uds/bolsa.

Niño: Soporte de espuma de 32 x 38 mm, gel sólido, 50 unidades/bolsa.



ELEC-S55

Código de orden:M035920

Ningún producto:8698864013407

ELEC-S30

Código de orden:M035921

Ningún producto:8698864013414

ELEC-W55

Código de orden:M035922

Ningún producto:8698864013421

GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX

- 1 Ambidextro
- 2 De un solo uso
- 3 En polvo / Sin polvo
- 4 Tallas: X-Pequeño, Pequeño, Mediano, Grande, Extragrande



EN POLVO / X-PEQUEÑO

Ningún producto:
8698864013834

EN POLVO / PEQUEÑO

Ningún producto:
8698864013841

EN POLVO / MEDIO

Ningún producto:
8698864013858

EN POLVO / GRANDE

Ningún producto:
8698864013865

EN POLVO / EXTRA GRANDE

Ningún producto:
8698864013872

SIN POLVO / X-PEQUEÑO

Ningún producto:
8698864013889

SIN POLVO / PEQUEÑO

Ningún producto:
8698864013896

SIN POLVO / MEDIO

Ningún producto:
8698864013902

SIN POLVO / GRANDE

Ningún producto:
8698864013919

SIN POLVO / EXTRA GRANDE

Ningún producto:
8698864013926

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX

- 1 Látex de caucho natural
- 2 De un solo uso
- 3 En polvo / Sin polvo
- 4 Tallas : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



EN POLVO / No: 6

Código de orden: M010160
Ningún producto:8698864014763

EN POLVO / No:6,5

Código de orden: M010161
Ningún producto:8698864014770

EN POLVO / No:7

Código de orden: M010162
Ningún producto:8698864014787

EN POLVO / No:7,5

Código de orden: M010163
Ningún producto:8698864014794

EN POLVO / No: 8

Código de orden: M010164
Ningún producto:8698864014800

EN POLVO / No: 8,5

Código de orden: M010165
Ningún producto:8698864014817

SIN POLVO / No: 6

Código de orden: M010166
Ningún producto:8698864014824

SIN POLVO / No: 6,5

Código de orden: M010167
Ningún producto:8698864014831

SIN POLVO / No: 7

Código de orden: M010168
Ningún producto:8698864014848

SIN POLVO / No: 7,5

Código de orden: M010169
Ningún producto:8698864014855

SIN POLVO / No:8

Código de orden: M010170
Ningún producto:8698864014862

SIN POLVO / No: 8,5


Código de orden: M010177
Ningún producto:8698864014879



PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN



Index



MEDCAPTAIN.....	62 - 63
CHEST.....	63
KAI.....	64
NULIFE.....	64
CA-MI.....	65
F.BOSCH.....	65

MP-60

BOMBA DE INFUSIÓN - DISEÑO MODULAR

MEDCAPTAIN

- 1 Pantalla táctil
- 2 Ligero y pequeño
- 3 Diseño modular
- 4 Plug & Play
- 5 Apilable
- 6 Puerta automática
- 7 Mecanismo antifujo libre
- 8 Bolo automático y manual
- 9 KVO ajustable
- 10 Modo nocturno
- 11 Datos del paciente
- 12 Biblioteca de medicamentos
- 13 Posibilidad de fijación a soporte intravenoso
- 14 Fijación al portasueros
- 15 Alarmas sonoras y visuales.
- 16 Batería interna



Código de pedido: M066830

Número de producto: 8698864012639

SYS-6010

BOMBA DE INFUSIÓN - PORTÁTIL

MEDCAPTAIN

- 1 Fácil de usar
- 2 pantalla táctil
- 3 Mecanismo antifujo libre
- 4 Alta seguridad y estabilidad
- 5 Alta precisión
- 6 Sensor de caída opcional



Código de pedido: M066831

Número de producto: 8698864012646

MP-80

ESTACIÓN DE TRABAJO DE INFUSIÓN

MEDCAPTAIN

- 1 Diseño modular
- 2 Apilable
- 3 Plug & Play
- 4 Sincronizar alarma con bombas
- 5 Conectividad Wi-Fi al sistema de monitoreo central
- 6 Compatible con bomba de infusión MP-60 y bomba de jeringa MP-30



Código de pedido: M066834


Número de producto: 8698864012653

MP-30

BOMBA DE JERINGA - DISEÑO MODULAR

MEDCAPTAIN

- 1 Pantalla táctil
- 2 Ligero y pequeño
- 3 Diseño modular
- 4 Plug & play
- 5 Apilable
- 6 Bolo automático y manual
- 7 Kvo ajustable
- 8 Modo nocturno
- 9 Datos del paciente
- 10 Biblioteca de medicamentos
- 11 Fijación al portasueros
- 12 Alarmas sonoras y visuales.
- 13 Batería interna



Código de pedido:M066832
Número de producto:8698864012615

SYS-3011

BOMBA DE JERINGA
PORTÁTIL

MEDCAPTAIN

- 1 Fácil de usar
- 2 Alta seguridad y estabilidad
- 3 Alta precisión
- 4 Sistema de accionamiento patentado
- 5 Tecnología especial de accionamiento por motor.



Código de pedido:M066833
Número de producto:8698864012622

HI-101

SISTEMA DE ESPIROMETRÍA
MESA

CHEST

- 1 Para realizar pruebas de asma, EPOC y otros pacientes con insuficiencia respiratoria
- 2 Compacto para la movilidad
- 3 Gran pantalla LCD
- 4 Elementos de prueba: SVC, FVC, MVV, BD
- 5 Precisión ATS comprobada
- 6 Almacenamiento de datos: Aprox. 100 pruebas
- 7 Interfaz de computadora: RS-232C
- 8 Ideal para clínicas
- 9 Simplemente presione los botones y la prueba se completará en 3 minutos.
- 10 Batería de plomo recargable
- 11 Impresora térmica
- 12 Software de gestión de datos para Windows
- 13 Elementos opcionales: jeringa de calibración (3L o 1L), filtro espiri



Order Code: M063901
Product No:8698864013353

PUNZÓN DE BIOPSIA

ESTÉRIL



- 1 Desechable
- 2 Dimensiones: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 3 Embalaje: 20 unidades/caja; 50 cajas/cartón

2 mm

Código de pedido: M032307

Número de producto:4560146922605

3 mm

Código de pedido: M032301

Número de producto:4560146922599

4 mm

Código de pedido: M032302

Número de producto:4560146922582

5 mm

Código de pedido: M032303

Número de producto:4560146922612

6 mm

Código de pedido: M032304

Número de producto:4560146922575

Catéter externo masculino (condón)

DESECHABLE/ESTÉRIL



- 1 Látex puro y suave
- 2 Compatibilidad con todas las bolsas de orina estándar.
- 3 Con cintas adhesivas suaves
- 4 Tamaños: Mediano (25 mm), grande (30 mm) y extra grande (35 mm)
- 5 Paquete tipo blister estéril individual
- 6 Embalaje: 50 unidades/caja, 600 unidades/caja



CATÉTER-L

Código de pedido:M030702

Número de producto:8908000123670

CATÉTER-M

Código de pedido:M030701

Número de producto:8908000123663

CATÉTER-XL

Código de pedido:M030703

Número de producto:8908000123667

NEW ASKIR 230/12V BR

UNIDAD DE ASPIRACIÓN A BATERÍA

NEW ASKIR 230/12V BR es un aspirador eléctrico para la aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos o niños. Adecuado para aplicaciones de emergencia y terapia postoperatoria, tanto en el ámbito profesional como en el hogar.

Tres opciones diferentes de funcionamiento: adaptador AC/DC, batería recargable y 12V lo convierten en un aspirador versátil homologado para funcionamiento NON-STOP sin sobrecalentamiento. Provisto de alarma visual y acústica que indica nivel bajo de batería.

El mango ergonómico de nuevo diseño garantiza un agarre cómodo y seguro.



Código de orden: M066933
Número de producto: 8054619100370

KONSTANTE II

Esfigmomanómetro aneroido
Profesional



F. BOSCH
MEDIZINTECHNIK
GERMANY

- 1 Escala de diámetro: 50 mm (0-300 mmHg)
- 2 Sistema de doble tubo
- 3 estuche blando
- 4 Puño con gancho (puño con velcro, opcional)
- 5 Puños talla adulto y niño

ADULTO

Código de orden: M020301
Número de producto: 4260157891012

NIÑO

Código de orden: M020307
Número de producto: 4260157891029



Varios productos TRIMPEKS que no se encuentran en el Catálogo de Productos

Mobiliario Hospitalario

Cama de hospitalización
Cuna
mesa de mayonesa
Mesita de noche
Mesa de entrega
Mesa de operaciones
Mesa de diagnostico
Silla de muestreo de sangre
Presidente de diálisis
Pantalla de sala
Pasos del sofá
Camilla
Carros / Carritos
Soporte de infusión móvil (soporte de suero)
Taburete ajustable
Visor de películas
Lavabo Quirúrgico
Banco de espera del hospital

Misceláneas

Unidad de Consulta de ORL
Máquina de diálisis
Refrigerador médico
Ventilador de UCI
Ventilador de emergencia y transporte
Máquina de anestesia
Desfibrilador
DEA (desfibrilador externo automático)
Columna de endoscopia
Conjunto de laparoscopia
Analizador de heces
Silla dental

Productos de radiología

Rayos X Móvil
Ultrasonido
Radiografía Panorámica Dental
Escáner CT

Lámparas

Lámpara de examen
Lámpara quirúrgica

Básculas digitales y mecánicas

Báscula digital para bebés
Báscula para bebés mecánica con deslizamiento pesas
Báscula mecánica para adultos con pesas deslizantes y tallímetro

Consumibles

Cánula intravenosa
Set de infusiones
Jeringas desechables
Jeringas angiográficas
Tiritas, Vendas, Compresas, Apósitos, Rollos de Gasa, Algodón, etc.

RUTF (Alimento Terapéutico Listo para Usar)

Various TRIMPEKS products which do not take place in the Product Catalogue

Hospital Furniture

Hospitalisation Bed
Baby Cot
Mayo Table
Nightstand
Delivery Table
Operating Table
Examination Table
Blood Sampling Chair
Dialysis Chair
Ward Screen
Couch Steps
Stretcher
Trolleys / Carts
Mobile Infusion Stand (Serum holder)
Adjustable Stool
Film Viewer
Surgical Sink
Hospital Waiting Bench

Miscellaneous

ENT Consultation Unit
Dialysis Machine
Medical Refrigerator
ICU Ventilator
Emergency & Transport Ventilator
Anesthesia Machine
Defibrillator
AED (Automated External Defibrillator)
Endoscopy Column
Laparoscopy Set
Feces Analyzer
Dental Chair

Radiology Products

Mobile X-Ray
Ultrasound
Dental Panoramic X-Ray
CT Scanner

Lamps

Examination Lamp
Surgical Lamp

Digital and Mechanical Scales

Digital Baby Scale
Mechanical Baby Scale with sliding weights
Mechanical Adult Scale with sliding weights and Height Rod

Consumables

IV Cannula
Infusion Set
Disposable Syringes
Angiographic Syringes
Plasters, Bandages, Compresses, Dressings, Gauze Rolls, Cotton, etc.

RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)


TRIMPEKS

Su “Ventanilla Única”
para los Requisitos de
Atención Médica para

- ✓ **Detección**
- ✓ **Evaluación de Riesgos**
- ✓ **Diagnóstico**
- ✓ **Terapia**



Contacta Con Nosotros

 Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 34415 Kağıthane İstanbul Türkiye

 www.trimpeks.com  export@trimpeks.com  +90 212 319 50 00