

# TRIMPEKS

new health dimensions



# 2025



## ÜRÜN KATALOĞU

## pM-100 *fastTest* KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Sipariş Kodu: M020751  
ÜTS: 8698864011281



- 1 5 saniyede ölçüm
- 2 0,5 µl kan numunesi ile ölçüm
- 3 Kod anahtarsız ölçüm
- 4 4 ölçüm hatırlatma alarmı
- 5 300 ölçüm hafızası
- 6 Bilgisayara veri aktarımı özelliği
- 7 Büyük LCD ekran
- 8 Hipoglisemi ve hiperglisemi göstergesi
- 9 7-14-30 günlük ölçüm ortalaması
- 10 Düşük ve yüksek ölçüm aralıklarını ayarlama
- 11 Alternatif bölge testi: Avuç içi/Kol


## *fastTest* KAN LANSETİ

Sipariş Kodu: M021962  
ÜTS: 8698864013575



## pM-100 *fastTest* KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ

Sipariş Kodu: M020752  
ÜTS: 5060186753621



## FASTFINE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ



4MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026605  
ÜTS: 6945630106408



5MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026609  
ÜTS: 6945630106613



6MM-32G-100  
Sipariş Kodu: M026606  
ÜTS: 6945630106385



8MM-31G-100  
Sipariş Kodu: M026607  
ÜTS: 6945630106392

## fasTest Hblyzer

### HB HEMOGLOBİN ÖLÇÜM SİSTEMİ

Fasttest Hblyzer kılcal ve venöz tam kanda Hemoglobin (Hb) ve Hematokrit (Hct) miktarının tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistem anemi gibi klinik durumlarda sağlık profesyonelleri tarafından vücut dışında (in vitro diagnostik kullanım) ve fiziki muayenelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Sipariş Kodu: M020780

ÜTS: 8698864014954

## fasTest Hblyzer

### HB HEMOGLOBİN TEST STRİPLERİ SİSTEMİ



Sipariş Kodu: M020781

ÜTS: 8698864014961

- 1 15 saniyede ölçüm
- 2 10 ul küçük kan örneği
- 3 Tarih&saat ile birlikte 300 kayıt hafızası

- 4 Seçilebilir 3 ölçüm birimi
- 5 Taşıma çantası
- 6 Büyük LCD ekran
- 7 Otomatik kapanma

## fasTest DailyCheck

### KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Kullanım kolaylığı ve hızlı tepki süresi ile tanınan Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, in vitro teşhis için yalnızca az miktarda kan kullanarak doğru sonuçları işlemek üzere tasarlanmıştır. Plusmed fasTest DailyCheck Kan Şekeri Takip Sistemi, hastaneler ve klinikler gibi evde ve profesyonel ortamlarda, örneğin bir sandalyede veya hasta yatağının yanında oturmak gibi farklı konumlardaki alternatif yerlerden elde edilen toplam kan şekeri düzeylerini izlemek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kontrastlı ekran, büyük simgeler ve büyük sayılar, test sonuçlarının okunmasını kolaylaştırır.



Sipariş Kodu: M020775

ÜTS: 8698864016071

## fasTest DailyCheck

### KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ



Sipariş Kodu: M020776

ÜTS: 8698864016088

- 1 5 saniye ölçüm süresi
- 2 1 µl kan örneği
- 3 Kodlama gerekmez

- 4 Test programı için alarm
- 5 Tarih ve saat ile 360 test hafızası
- 6 7, 14 ve 28 gün boyunca ortalama mmol/L veya mg/dL (değiştirilebilir)

## RespiAid P2

### TAŞINABİLİR OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

- 1 Hafif, 1,98 kg
- 2 Mini Boyut: 221 x 85 x 160mm, çok küçük boyutlu, taşınması kolay
- 3 5 Seviye Akış Ayarı: 1-5 seviye arası akış ayarı farklı oksijen taleplerini karşılayabilir
- 4 Tetiklemeli Oksijen Temini: Plusmed RespiAid P2, 5 litreye eşdeğerdir
- 5 Yüksek Verimli Moleküler Elek: Verimli adsorpsiyon kapasitesi, daha saf oksijen saflaştırabilir
- 6 Güçlü Kompresör: Güçlü kompresör istikrarlı çalışma sağlar
- 7 Üçlü Filtrasyon: Hava polenini, büyük parçacıkları, tozu ve diğer yabancı maddeleri etkili bir şekilde engeller
- 8 Pil: 8 hücreli standart pil ile 4 saate kadar



Sipariş Kodu: M023013  
ÜTS: 8698864015685

## pM-KN01

### OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

- 1 Oksijen Yoğunluğu: %93±%3
- 2 Oksijen Akışı: 0-5 L/dk
- 3 Çıkış Basıncı: 0,04-0,07 Mpa
- 4 Büyük LCD Ekran
- 5 Alarmlar: Elektrik Kesintisi Alarmı, Düşük Saflık Alarmı, Yüksek Basınç Alarmı, Düşük Basınç Alarmı
- 6 Yangın Valfi

Sipariş Kodu: M023022  
ÜTS: 8698864012950



## OxyPlus

### OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ - 10 lt/dk

- 1 Akış Aralığı: 1~10L/dk
- 2 Oksijen Konsantrasyonu: %93(±%3)
- 3 Maksimum Çıkış Basıncı: 20kPa~50kPa (2,9psi~7,25psi)
- 4 LCD Ekran
- 5 Alarmlar: Yüksek ve Düşük Oksijen Saflığı Alarmı, Sistem Arızası Alarmı
- 6 Nebulizatörlü
- 7 Ses Seviyesi: ≤59dB (A)

Sipariş Kodu: M023030ÜTS:  
8698864015999



## RespiAid Mesh-01

### Mesh Nebülizatör

Plusmed RespiAid Mesh-01, astım, alerji vb. solunum yolu hastalıklarının tedavisi için tasarlanmıştır. Kendinden uyarımlı titreşim devresi sayesinde püskürtme başlığı içindeki seramik levhalar ve metal örgü yüksek bir frekansta titreştirilir ve bu da metal örgünün mikro-örgüsü boyunca sıvının akmasını ve inhalant aerosol oluşturmak için çıkmasını ve püskürtülmesini sağlar.



- 1 Değişirilebilir ilaç haznesi
- 2 Sessiz tasarım
- 3 Çift güç seçeneği (2 x 1.5 V AA pil veya Micro USB 5 V)
- 4 Parçacık boyutu  $\leq 5\mu$
- 5 Nebülizasyon oranı  $\geq 0.20$  ml/dk
- 6 İlaç haznesi kapasitesi  $\leq 8$  ml
- 7 Aksesuarlar: İlaç haznesi | Ağızlık | Yetişkin maskesi | Çocuk maskesi | USB kablosu | Saklama çantası | Pil

## COMPACT NEB

### Compressor Nebulizer

- 1 Ideal for All Ages
- 2 Effective medication nebulization
- 3 Handle for Easy Carry
- 4 One-Button Operation
- 5 Light Weight
- 6 Easy to Clean
- 7 Latex Free



## RespiAid CPAP

CPAP SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022507  
ÜTS: 8698864015647



## RespiAid AutoCPAP

OTOCAPAP SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022508  
ÜTS: 8698864015654



## RespiAid BPAP-30T

BPAP S SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022509  
ÜTS: 8698864015661



## RespiAid BPAP-30T Pro

BPAP ST SİSTEMİ-NEMLENDİRİCİLİ

Sipariş Kodu: M022510  
ÜTS: 8698864015678

## pM-FM4

### TAM YÜZ MASKESİ

pM-FM4 Tam Yüz Maskesi, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane / kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.



- 1 Hafif
- 2 Esnek
- 3 Sessiz
- 4 Ayarlanabilir kafa bandı
- 5 Ebatlar: Small (S), Medium (M), Large (L)

#### SMALL

Sipariş Kodu: M027184  
ÜTS: 8698864015845

#### MEDIUM

Sipariş Kodu: M027185  
ÜTS: 8698864015852

#### LARGE

Sipariş Kodu: M027186  
ÜTS: 8698864015869

## pM-NM4

### NAZAL MASKE

pM-NM4 Nazal Maske, sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya Bi-level (BiPAP) sistemi gibi bir pozitif hava yolu basıncı cihazından bir hastaya invazif olmayan bir şekilde hava akışını yönlendirir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisinin reçete edildiği yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılır. Ev ortamında tek hastada, hastane/kurum ortamında çoklu hastada yeniden kullanıma yöneliktir.



- 1 Hafif
- 2 Esnek
- 3 Sessiz
- 4 Ayarlanabilir kafa bandı
- 5 Ebatlar: Small (S), Medium (M), Large (L)

#### SMALL

Sipariş Kodu: M027187  
ÜTS: 8698864015876

#### MEDIUM

Sipariş Kodu: M027188  
ÜTS: 8698864015883

#### LARGE

Sipariş Kodu: M027189  
ÜTS: 8698864015890

## OxyCheck

### PULSEOKSİMETRE

Plusmed OXYCHECK II, arter SPO2 ve PR tespiti için non-invaziv ve sürekli özelliklere sahip bir tür yenilikçi tıbbi tespit cihazıdır. Plusmed OXYCHECK II taşınabilir bir cihazdır ve bu cihazla SPO2 ve PR değerini hızlı ve hassas bir şekilde ölçmek kolaydır.

- 1 Büyük ekran
- 2 Kan oksijen saturasyonu seviyesi ve nabız
- 3 SpO2 ve PR dalga formları
- 4 Perfüzyon İndeksi (PI)
- 5 Kolay kullanım
- 6 Yüksek doğruluk
- 7 Düşük pil göstergesi
- 8 8 saniye içinde otomatik kapanma
- 9 4 yönde görüntülenen ekran



Sipariş Kodu: M061607  
ÜTS: 8698864015562

## pM-7E A

### ELEKTİRİKLİ ASPİRATÖR CİHAZI

Mobil Aspiratör Cihazı; hastalık, koma ve ameliyat sonrası evde bakımı devam eden, balgam çıkarmakta güçlük çeken hastalarda veya kan gibi sıvıların aspirasyonunda kullanılmaktadır. Ayrıca klinik uygulamalarda, acil servislerde, ameliyathanelerde ve hasta odalarındaki tıbbi bakımlarda da sık kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz yağlama gerektirmez.

- 1 Yüksek negatif basınç (18 l/dk.)
- 2 Yağsız pompa sistemi
- 3 Entegre sıvı kabı
- 4 Düşük ses seviyesi
- 5 Portatif tasarım



Sipariş Kodu: M024901  
ÜTS: 8698864001015

## pM-AD01

### Havalı Yatak Sistemi - Boru tipi

Bu havalı yatak sistemi, hastanın rahatını optimize ederken, basınç ülseri görülme oranını azaltmayı amaçlar. Acil bir durumda, yatağın havasını hızlı bir şekilde indirmek için, CPR bandını çekilerek yatak defibrilatör kullanımına hazır hale getirilebilir.

- 1 Hava ventilasyon özelliği
- 2 A-B sırasındaki borular ile dalgalı şişme
- 3 Dayanıklı, kaliteli PVC
- 4 Kullanımı kolay
- 5 Ayarlanabilir
- 6 Daha az ses, titreşim, ısınma
- 7 Kancaları sayesinde yatağa kolay montaj



Sipariş Kodu: M022141  
ÜTS: 8698864007123

## pM-2012 PLUS

### Baloncuklu Havalı Yatak Sistemi

Uzun süre yatarak tedavi görecekle ya da yatağa bağımlı hastaların ev ortamındaki konforunu sağlamaya ve aynı zamanda basınçtan kaynaklanan ülseri önlemeye yardımcı olur.

- 1 Kolay kullanım
- 2 Ayarlanabilir basınç
- 3 Maks. ağırlık kapasitesi: 130 kg
- 4 Düşük ses seviyesi



Sipariş Kodu: M022180  
ÜTS: 8698864013322

## pM-101

Kalem Tipi Dijital Derece

Vücudun farklı bölgelerinden ölçüm yapılabilmesi için uygundur (ağız, koltuk altı, rektum).

- 1  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  doğru ölçüm
- 2 60 saniyede ölçüm
- 3 Son ölçüm hafızalı
- 4 Sesli uyarı

Sipariş Kodu: M029423  
ÜTS: 8698864017642



## UltraScan II

Kızılötesi Kulaktan ve Alından Ölçen Termometre

Bu termometre kızılötesi teknoloji ile vücudu (arteri sağdan sola veya soldan sağa tarayarak şakak ölçümü) ve nesne sıcaklıklarını (bebeğin biberonunda, banyosunda veya yüzeyinde süt) ölçer. Saniyeler içinde birden fazla ölçüm yapar ve en iyi sonucu gösterir. Bu özellik tüketiciler için daha doğru sıcaklık ölçümü sağlar.

- 1 Alından/Kulaktan ölçüm
- 2 Hızlı okuma
- 3 10 okuma hafızası
- 4 3 renkli Arka Işık
- 5 1 saniyede ölçüm
- 6 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M020438  
ÜTS: 6970392214481





## pM-TE01

### TENS + EMS TERAPİ SİSTEMİ

TENS+EMS terapi sistemi, 2 kanallı ve dijital göstergeye sahiptir. TENS (Transkutan Elektriksel Stimülasyon) kronik ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır. EMS (Nöromusküler elektriksel stimülasyon) ise kas spazmların giderilmesinde, hareketsizlik atrofisinin önlenmesi veya geciktirilmesinde, lokal kan dolaşımının artırılmasında, kaslara yeniden hareket kazandırılmasında etkilidir.

- 1 8 farklı terapi programı
- 2 2 kanallı
- 3 Düşük pil seviyesi uyarısı
- 4 Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
- 5 12 kademe zamanlayıcı
- 6 Otomatik kapanma



Sipariş Kodu: M026501  
ÜTS: 8698864007703

## DT05-CC

### Kişisel Mekanik Tartı

Kişisel mekanik tartı ile vücut ağırlığınızı güvenilir bir şekilde takip edebilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde sağlık kurumlarında da hekimlerin beğenisini kazanmıştır.

- 1 Geniş ekran
- 2 Geniş platform
- 3 Krom kaplı gövde
- 4 Plastik ayak basma alanı
- 5 Ölçüm aralığı: 1 kg
- 6 Kapasite: 200 kg

Sipariş Kodu: M024330  
ÜTS: 6973337420039



## pM-CH320

### Sıcak / Soğuk Kompres

Soğuk kullanımda ağrının azaltılmasında kullanılır. Sıcak kullanımda ise kasların gevşetilmesine ve kan akımının düzenlenmesine yardımcı olur. Özel kılıfı ile her iki uygulama sırasında da yaralı bölgeye doğrudan teması engelleyerek konforlu bir tedavi sağlar.

- 1 Dondurulabilir ve mikrodalgada ısıtılabilir
- 2 Ağrıların hafifletilmesi
- 3 Şişliklerin giderilmesi

Sipariş Kodu: M024857  
ÜTS: 8698864007758



## pM-8197W

TAM OTOMATİK BİLEKTEN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Son 3 Ölçüm Ortalaması
- 2 Doğru Ölçüm
- 3 Düzensiz Kalp Atımı Tespiti
- 4 Hızlı Sonuç
- 5 Sessiz Şişirme
- 6 Otomatik Kapanma

Sipariş Kodu: M028740  
ÜTS: 8698864016484



## (( VOICE ))

KONUŞAN TAM OTOMATİK KOLDAN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Doğru Ölçüm
- 2 Sessiz Enflasyon Yöntemi
- 3 Otomatik Kapanma
- 4 Düzensiz Kalp Atışı Göstergesi
- 5 Son 3 Testin Ortalaması
- 6 Ses
- 7 Statik Basınç Ölçümü
- 8 Tarih ve Saatli İki Grupta 2x150 Hafıza
- 9 Manşet Çevresi Yaklaşık 135 (G) x 485(U) mm

Sipariş Kodu: M028742  
ÜTS: 6970392216799



## CONNECT

TAM OTOMATİK KOLDAN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

- 1 Doğru Ölçüm
- 2 Sessiz Enflasyon Yöntemi
- 3 Otomatik Kapanma
- 4 Düzensiz Kalp Atışı Göstergesi
- 5 Son 3 Testin Ortalaması
- 6 Statik Basınç Ölçümü
- 7 Bluetooth bağlantısı
- 8 Tarih ve Saatli İki Grupta 2x150 Hafıza
- 9 Manşet Çevresi Yaklaşık 135 (G) x 485(U) mm

Sipariş Kodu: M028743  
ÜTS: 6970392213408



## pM-A01S

Mekanik Koldan Ölçen Tansiyon Aleti

pM-A01S ile tansiyon ölçümleri, kaf/steteskop dinleme yöntemi kullanılarak yapılır. Bu özellik sayesinde daha güvenli bir ölçüm sağlanmış olur.

- 1 Dayanıklı metal kadran
- 2 Harici, hafif tekli steteskop
- 3 Krom kaplama pirinç hava boşaltım valfi
- 4 Ölçüm Aralığı: 0-300 mmHg;
- 5 Doğruluk:  $\pm 3$  mmHg

Sipariş Kodu: M029330  
ÜTS: 8698864013230



## PERFECT

Mekanik / Profesyonel Tansiyon Aleti

- 1 0-300 mmHg skala
- 2 Aneroid tip
- 3 Nikel kaplama kromaj
- 4 48mm manometre
- 5 Dayanıklı kumaş
- 6 Çift hortum sistemi

YETİŞKİN

Sipariş Kodu: M021627  
ÜTS: 5060186752969

ÇOCUK

Sipariş Kodu: M021628  
ÜTS: 5060186752976



**plusmed**

**PM-ST71**

Stetoskop - Tek Taraflı

Sipariş Kodu: M020180t  
ÜTS: 8698864015524



**plusmed**

**PM-ST72**

Stetoskop - Çift Taraflı

Sipariş Kodu: M020186  
ÜTS: 8698864015531

## GUARDY

### TANSİYON ALETİ - OTOMATİK KOLDAN ÖLÇEN

„Guardy“ 4 kullanıcı tarafından kullanılabilir ve ölçüm sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği hipertansiyon risk sınıflamasına göre sınıflandırır.

- 1 4 farklı kullanıcı için, toplam 120 hafızalı (tarih ve saat ile birlikte)
- 2 Düzensiz kalp atımı göstergesi
- 3 WHO hipertansiyon risk sınıflandırması göstergesi
- 4 Son 3 ölçümün ortalaması
- 5 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M028741  
ÜTS: 6970392216034



## STEAMY

### NEBULİZATÖR - KOMPRESÖRLÜ

- 1 6cc. ilaç haznesi
- 2 Çocuk ve yetişkin maskesi
- 3 Nebulizatör kiti
- 4 MMAD: 3 µm

Sipariş Kodu: M029724  
ÜTS: 8698864013339



## TRULY

### Dijital Derece - KIZILÖTESİ TEMASSIZ

Renkli uyarı sembolleri ile temassız olarak ortam ve vücut sıcaklığı ölçümü yapmaktadır. Tabanca tipi yapısı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

- 1 0,5 saniyede ölçüm
- 2 Işıklı LCD ekran
- 3 Yüksek ateş uyarısı
- 4 32 hafıza
- 5 °C/°F değiştirilebilir ölçüm birimi
- 6 Otomatik kapanma
- 7 Renkli Isı ikazı



## SMILKY

### GÖĞÜS POMPASI – ELEKTRİKLİ

- 1 10 farklı hız ayarı
- 2 Silikon yastıklı
- 3 BPA içermez
- 4 LCD ekran
- 5 Pil ve adaptör ile çalışabilme özelliği
- 6 Sessiz çalışma

Sipariş Kodu: M027501  
ÜTS: 8698864007666



## FONDLY

### ELEKTRONİK BEBEK BASKÜLÜ

- 1 Daha az ses, Daha az titreşim
- 2 4 adet yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensörü
- 3 Otomatik açma ve otomatik kapanma
- 4 Dara fonksiyonu
- 5 Otomatik kilitleme / tutma işlevi
- 6 Düşük pil ve aşırı yük göstergesi
- 7 Birim dönüştürme anahtarı
- 8 Mezura ile birlikte

Sipariş Kodu: M024324  
ÜTS: 8698864015753





F. BOSCH  
MEDIZINTECHNIK

## BABYGERÄUSCH

Fetal Dopler

- 1 El/Cep Tipi Tasarım
- 2 Doğru Sonuç
- 3 Şarj Edilebilir Batarya
- 4 Hafif
- 5 LCD Ekran
- 6 Arka Işık
- 7 3.0 MHz Ultrason Frekansı
- 8 Batarya Seviyesi Göstergesi
- 9 3 FHR modu: Manuel, Gerçek Zamanlı ve Ortalama
- 10 Ayarlanabilir Ses Seviyesi
- 11 Sesli Alarm


Sipariş Kodu: M067713  
ÜTS: 8698864016453



**FB2405****TENS + EMS İKİLİ TERAPİ ELEKTRİKSEL STİMÜLATÖR**

- 1 8 farklı terapi programı
- 2 2 kanallı
- 3 Düşük pil seviyesi uyarısı
- 4 Ayarlanabilir tedavi ve yoğunluk süresi
- 5 12 kademe zamanlayıcı
- 6 Otomatik kapanma

Sipariş Kodu: M029001  
ÜTS: 4260157890213






F. BOSCH  
MEDIZINTECHNIK

## PROVAC

ELEKTRİKLİ ASPIRATÖR CİHAZI

- 1 Düşük akış, orta vakum ve şık tasarım
- 2 Yağsız pistonlu pompa
- 3 Uygun basınç seviyesini seçmek için ayarlanabilir basınç düğmesi
- 4 Taşıma koruması sıvının pompaya girmesini etkili ve güvenli bir şekilde önler

Sipariş Kodu: M024906  
ÜTS: 8698864015548





## MOBINEB

Mesh Nebulizör Cihazı

- 1 Şarj edilebilir bataryalı
- 2 Değiştirilebilir ilaç haznesi
- 3 İki seviye nebulizasyon hızı
- 4 Partikül boyutu <5 µm
- 5 Büyük ilaç haznesi
- 6 Sessiz çalışma
- 7 Hafif
- 8 Çift güç seçeneği
- 9 Aksesuarlar:
  - İlaç haznesi
  - Çocuk maskesi
  - Yetişkin maskesi
  - USB kablosu

Sipariş Kodu: M029559

ÜTS: 8698864016705



## HOSPICARE

El Tipi Pulseoksimetre

- 1 Oksijen saturasyon seviyesi ve nabız ölçümü
- 2 2.4" LCD ekran
- 3 Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğana uyumlu
- 4 Sesli ve görsel alarmlar
- 5 Zayıf batarya alarmı
- 6 Hasta verisi depolama
- 7 Demo modu
- 8 AA pillerle 30 saate kadar çalışma süresi



**YENİDOĞAN**

Sipariş Kodu: M066606

ÜTS: 8698864014176

**ÇOCUK**

Sipariş Kodu: M066605

ÜTS: 8698864014176

**YETİŞKİN**

Sipariş Kodu: M066604

ÜTS: 8698864014176

## HECG

EKG HOLTER SİSTEMİ

- 1 Hafif ve kompakt tasarım
- 2 Kalp pili analizi
- 3 Hasta olay işaretlemesi
- 4 1,5 V AAA piller
- 5 PC yazılımı ile gelişmiş analiz
- 6 Türkçe Dil Kullanımı
- 7 İsteğe bağlı: HL7 ve DICOM bağlantıları



**HECG-3**

Sipariş Kodu: M067406

ÜTS: 8698864013247

**HECG-12**

Sipariş Kodu: M067401

ÜTS: 8698864013261

**HOLTER SİSTEMİ YAZILIMI**

Sipariş Kodu: M067404

ÜTS: 8698864012660

promedic  
by COMEN

## STAR5000

Fetal - Anne Monitörü

- 1 12.1" Renkli TFT LCD dokunmatik ekran
- 2 Gelişmiş ARM sistemi, bakım ve yükseltme için uygun Standart ve
- 3 Büyük Yazı Tipi parametre arayüzleri
- 4 Yüksek hassasiyetli su geçirmez probalar
- 5 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 6 120 saate kadar tam veri incelemesi
- 7 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 8 Duvara monte
- 9 128 yatağa kadar kablolu/kablosuz merkezi izleme sistemi seçenekleri
- 10 Harici yazıcıya bağlantı seçeneği
- 11 3 kademeli alarm sistemi
- 12 Standart yapılandırmalar: FHR, TOCO, FM, AFM, Termal yazıcı
- 13 İsteğe bağlı yapılandırmalar: FHR2, Fetal Stimülatör, Harici Yazıcı



Sipariş Kodu: M066201

ÜTS: 8698864013629

promedic  
by COMEN

## STAR5000 E

Fetal - Anne Monitörü

- 1 5,7 inç TFT dokunmatik ekran
- 2 Dahili 112 mm genişliğinde termal yazıcı
- 3 Dahili Li-ion pil, 4 saate kadar çalışma süresi
- 4 Manuel / Otomatik FM ölçümü
- 5 Otomatik fetal durum puanlama sistemi
- 6 FHR sinyal gücü göstergesi
- 7 60 saat gerçek zamanlı dalga biçimi yanıtı ve depolama
- 8 Fazla mesai izlemeyi önlemek için zamanlama izleme işlevi
- 9 Merkezi izleme sistemine isteğe bağlı bağlantı



Sipariş Kodu: M066200

ÜTS: 8698864013612

## PM-6800 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 8" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 7 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP



Sipariş Kodu: M068102  
ÜTS: 8698864008397

## PM-6000 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 8.4" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2 Kanal IBP, CO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068101  
ÜTS: 8698864008380

## PM-8000 HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM


- 12,1" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2xIBP, ETCO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068103  
ÜTS: 8698864008373

## PM-9000A HASTABAŞI MONİTÖRÜ KOMPAKT TASARIM

- 12,1" renkli LCD ekran
- 2 saatlik batarya süresi
- Aynı anda 8 dalga formu takibi
- Görseller ve sesli alarmlar
- 120 saatlik trend kaydı
- Apne alarmı
- Nellcor SPO<sub>2</sub> teknolojisi
- Standart Parametreler: EKG, SPO<sub>2</sub>, ISI, NIBP, HR, RESP
- Opsiyonel Parametreler: 2xIBP, ETCO<sub>2</sub>



Sipariş Kodu: M068104  
ÜTS: 8698864008366

## ECG-100 EKG CİHAZI TEK KANAL/KONSOL TİPİ

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik ve manuel
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC ve EMG filtreleri
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066922  
ÜTS: 8698864008915



## ECG-300 EKG CİHAZI 3 KANAL/KONSOL TİPİ

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 320x240 renkli LCD
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066923  
ÜTS: 8698864008939



## ECG-600 EKG CİHAZI 6 KANAL/KONSOL TİPİ/DOKUNMATİK EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 800x480 renkli LCD dokunmatik
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066925  
ÜTS: 8698864008946



## ECG-1200 EKG CİHAZI 12 KANAL/KONSOL TİPİ/DOKUNMATİK EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Yazdırma modları: Otomatik, manuel ve ritim
- Kayıt sistemi: Termal yazıcı
- AC, EMG ve DFT filtreleri
- Dahili batarya
- Dahili hafıza: 1.000 hasta
- Lead yerleşim şeması
- Ekran: 800x600 renkli LCD dokunmatik
- Yorumlama özelliği

Sipariş Kodu: M066926  
ÜTS: 8698864008953



## EH-12 EKG HOLTER SİSTEMİ 12 KANALLI

- Hafif ve kompakt tasarım
- 12 kanallı EKG kaydı
- 1.2 GB dahili hafıza
- Analiz kanal seçimi
- Hasta olay işaretleme
- Template, ST, HRV, QT, atrial fibrilasyon, HRT ve T-Wave analizleri
- Gelişmiş raporlama

Sipariş Kodu: M067121  
ÜTS: 8698864008885



## ABPM-50 TANSİYON HOLTER SİSTEMİ GENİŞ VE RENKLİ EKLAN

- Hafif ve kompakt tasarım
- Osilometrik ölçüm
- Gece ve gündüz için programlanabilir yazılım
- Gelişmiş raporlama
- Sesli ve görsel alarmlar
- Opsiyonel: SpO<sub>2</sub> ölçümü

Sipariş Kodu: M067102  
ÜTS: 8698864012608



## OXYFLOW-01 OKSİJEN TERAPİ CİHAZI MEDİKAL KULLANIM

- Oksijen akış alanı: 1~15 L/dak
- Basınç azaltma alanı: 2.0 ~ 3.0 kg
- Boşaltma valfi basınç alanı: 3,5 kg  $\pm$  0,5 kg

Sipariş Kodu: M068250  
ÜTS: 8698864011274



## SP-10 SPIROMETRE CİHAZI TAŞINABİLİR

- 1.8" TFT renkli ekran
- Yapılan testler: FVC
- Dahili batarya
- Bilgisayar destekli

Sipariş Kodu: M064621  
ÜTS: 8698864009325



## SBL

BİSTÜRİ UCU

TEK KULLANIMLIK/STERİL

- 1 Karbon çelik
- 2 Boyutlar:  
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Tekli steril ambalajda
- 4 Ambalaj: 100 adet/kutu, 5.000 adet/koli

SBL-10  
Ürün Kodu: M035011  
ÜTS: 6945630106415

SBL-20  
Ürün Kodu: M035016  
ÜTS: 6945630106460

SBL-11  
Ürün Kodu: M035012  
ÜTS: 6945630106422

SBL-21  
Ürün Kodu: M035017  
ÜTS: 6945630106477

SBL-12  
Ürün Kodu: M035013  
ÜTS: 6945630106439

SBL-22  
Ürün Kodu: M035018  
ÜTS: 6945630106484

SBL-15  
Ürün Kodu: M035014  
ÜTS: 6945630106446

SBL-23  
Ürün Kodu: M035019  
ÜTS: 6945630106491

SBL-18  
Ürün Kodu: M035015  
ÜTS: 6945630106453

SBL-24  
Ürün Kodu: M035020  
ÜTS: 6945630106507




# PLASMED

## ESUPAD-MONA / ESUPAD-BIPA

DISPOSABLE KOTER PLAĞI  
TEKLİ / ÇİFTLİ

- 1 Tekli (monopolar) veya çiftli (bipolar)
- 2 Hidrojelli iletken yapıştırıcı
- 3 Her model koter cihazı ile kullanıma uyumlu
- 4 Çok kullanımlık ara bağlantı kabloları (Opsiyonel)
- 5 Ambalaj: 50 adet/kutu, 400 adet/kutu



ESUPAD-MONA  
Sipariş Kodu: M034302  
ÜTS: 8698864001404

ESUPAD-BIPA  
Sipariş Kodu: M034304  
ÜTS: 8698864001428

## ELEC-5050

TENS ELEKTRODU-ISLAK JELLİ/TEK KULLANIMLIK

- 1 IF, FES, TENS, EMS, MENS, NMES elektrotları olarak kullanılabilir
- 2 Non-woven kılıf
- 3 Sırt materyali polietilen (PE) köpük
- 4 Hızlı ve kolay uygulama
- 5 Güçlü yapışkan
- 6 Düşük empedans, yüksek iletkenlik
- 7 Kendinden yapışkanlı ve tekrar kullanılabilir
- 8 Boyut: 50X50mm



Sipariş Kodu: M035904  
ÜTS: 8698864009769

## ELEC-5055

EKG ELEKTRODU-YETİŞKİN

- 1 Yetişkin, Esnek Köpük Destek
- 2 50x55mm
- 3 Ag/AgCl sensörü
- 4 Son derece iletken katı jel
- 5 Genel İzlemeye uygun,
- 6 Raf Ömrü 24 ay
- 7 Ambalaj : 2 adet/şerit; 50 adet/kese;  
40 poşet/2000 adetlik ihracat kartonu)



Sipariş Kodu: M035905  
ÜTS: 8698864016187

## ELEC-2525

EKG ELEKTRODU-YETİŞKİN

- 1 Çocuk/Yenidoğan, Esnek Köpük Destek
- 2 25,4 x 25,4 mm çap
- 3 Ag/AgCl sensörü
- 4 Son derece iletken katı jel
- 5 Genel İzleme için uygun
- 6 Raf Ömrü 24 ay
- 7 Ambalaj: 5 adet/şerit; 50 adet/kese;  
80 poşet/4000 adetlik ihracat kartonu)



Sipariş Kodu: M035906  
ÜTS: 8698864016194

## NASAL OKSİJEN KANÜLÜ

- 1 Nazal oksijen kanülü, sorunsuz nefes alamayan hastanın oksijeni verimli bir şekilde solumasına yardımcı olabilir
- 2 Pürüzsüz burun girişi
- 3 Hasta için maksimum konfor
- 4 Güvenli oksijen transferi
- 5 Malzeme: PVC/Silikon, %100 Lateks içermez
- 6 Sadece bir kişinin kullanımı için
- 7 Ebat Seçenekleri: 2 M - 4,5 M - 7 M - 10 M



2 M  
Sipariş Kodu: M036301  
ÜTS: 5060186751689

4,5 M  
Sipariş Kodu: M036302  
ÜTS: 5060186751689

7 M  
Sipariş Kodu: M036303  
ÜTS: 5060186751689

10 M  
Sipariş Kodu: M036304  
ÜTS: 5060186751689



## NEW ASKIR 230/12V BR

### ŞARJLI ASPIRATÖR CİHAZI

YENİ ASKIR 230/12V BR, yetişkinlerde veya çocuklarda vücut sıvılarının aspirasyonu, oral, nazal ve trakeal aspirasyon için elektrikli bir aspirasyon ünitesidir. Hem profesyonel ortamda hem de evde bakımda acil durum uygulamaları ve ameliyat sonrası terapi için uygundur.

Üç farklı çalışma seçeneği: AC/DC adaptörü, şarj edilebilir pil ve 12V, onu aşırı ısınma olmadan KESİNLİKLE çalışma için onaylanmış çok yönlü bir emiş ünitesi yapar. Düşük pil seviyesini gösteren görsel ve sesli alarm ile sağlanır.

Yeni tasarlanmış ergonomik tutamak, rahat ve güvenli bir tutuş sağlar.

Sipariş Kodu: M066933  
ÜTS: 8054619100370



## BIOPSİ PUNCH

- 1 Tek kullanımlık
- 2 Boyutlar: 1/1,5/2/3/4/5/6 mm
- 3 Ambalaj: Kutu-20 adet; Koli-50 kutu



2 mm

Sipariş Kodu: M032307  
ÜTS: 4560146922605

3 mm

Sipariş Kodu: M032301  
ÜTS: 4560146922599

4 mm

Sipariş Kodu: M032302  
ÜTS: 4560146922582

5 mm

Sipariş Kodu: M032303  
ÜTS: 4560146922612

6 mm

Sipariş Kodu: M032304  
ÜTS: 4560146922575

## PREZERVATİFLİ SONDA

- 1 M : 25mm - L : 30mm - XL: 35mm
- 2 Yumuşak hafif lastik kılıf, büzmeden sıkıca oturmasını sağlar.
- 3 Büyük yarıçaplı uzun konektör, maksimum drenaj sağlar ve tüm standard idrar torbalarına uyur.
- 4 Elastik sünger bant sondanın sabit durmasını sağlar ve ters akımı önler.
- 5 Doğru seçim için çeşitli boyutlarda
- 6 Uzun süreli kullanım için rahatça takılabilir.
- 7 Tekli ambalajlarda

CATHETER-M

Ürün Kodu: M030704  
ÜTS: 8905159000104

CATHETER-L

Ürün Kodu: M030705  
ÜTS: 8905159000111

CATHETER-XL

Ürün Kodu: M030706  
ÜTS: 8905159000128




## MEDCAPTAIN

### MP-30

#### ŞİRINGA POMPASI MODÜLER TASARIM

- Türkçe dil seçeneği
- Dokunmatik ekran
- Küçük boyut ve düşük ağırlık
- Modüler tasarım
- Tak-çalıştır özelliği
- Üst üste yerleştirilebilme
- Otomatik ve manuel bolus
- Ayarlanabilir KVO
- Gece modu
- Hasta kaydı
- Tanımlı ilaç
- IV standına sabitleme imkânı
- Sesli ve görsel alarmlar
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066832  
ÜTS: 8698864012615



## MEDCAPTAIN

### SYS-6010

#### İNFÜZYON POMPASI TAŞINABİLİR

- Kolay kullanım
- Dokunmatik ekran
- Serbest akış engelleme mekanizması
- Üstün güvenlik ve güvenilirlik
- Yüksek doğruluk
- Opsiyonel damla sensörü

Sipariş Kodu: M066831  
ÜTS: 8698864012646



## MEDCAPTAIN

### MP-60

#### İNFÜZYON POMPASI MODÜLER TASARIM

- Türkçe dil seçeneği
- Dokunmatik ekran
- Küçük boyut ve düşük ağırlık
- Modüler tasarım
- Tak-çalıştır özelliği
- Üst üste yerleştirilebilme
- Otomatik açılıp-kapanabilen panel
- Mayi sızıntılarını engelleyen gelişmiş mekanizma
- Otomatik ve manuel bolus
- Ayarlanabilir KVO
- Gece modu
- Hasta kaydı
- Tanımlı ilaç
- IV standına sabitleme imkânı
- Sesli ve görsel alarmlar
- Dahili batarya

Sipariş Kodu: M066830  
ÜTS: 8698864012639



## MEDCAPTAIN

### SYS-3010

#### İNFÜZYON POMPASI TAŞINABİLİR


- Kolay kullanım
- Dokunmatik ekran
- Serbest akış engelleme mekanizması
- Üstün güvenlik ve güvenilirlik
- Yüksek doğruluk
- Opsiyonel damla sensörü

Sipariş Kodu: M066837  
ÜTS: 8698864015449



# TRIMPEKS

new health dimensions



Sultan Selim Mah. Yunus Emre Cd. No:1/11 Kağıthane İstanbul Türkiye  
T +90 212 319 50 01 F +90 212 319 50 50 export@trimpeks.com